

FAUTEUIL DE DOUCHE TILT

Références 822159 822248

Notice d'utilisation

1. Domaine d'utilisation

Votre fauteuil roulant de douche est destiné à une utilisation de chaise garde-robe, d'assise pour la douche et de fauteuil roulant, pour l'intérieur de la maison uniquement. Il est destiné à transporter une seule personne dans un environnement adapté. Il est destiné à un utilisateur d'au moins 40Kg, et de maximum 130Kg (ou 150Kg en largeur 51cm). Pour les handicaps amenant une absence de tonus musculaire du tronc ou un tonus très fort, il faut utiliser un fauteuil roulant de douche avec bascule d'assise, de manière à prévenir les chutes. Dans tous les cas, chez les personnes dépendantes, ce produit ne doit pas être utilisé sans surveillance d'une tierce personne responsable.

2. Vérification et montage

A réception de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX, vérifiez les points suivants :

- dimensions : elles doivent correspondre à votre commande
- roues : elles doivent tourner librement sur leurs axes
- dossier : il doit être bien enfoncé dans l'assise. On ne doit pas voir les tubes de couleur aluminium.
- freins : ils doivent bloquer efficacement votre fauteuil roulant sans être trop durs à manipuler

En cas de doute, contactez votre revendeur. Si votre revendeur vous a livré un fauteuil roulant de douche non monté, procédez comme suit :

- assemblez les 4 roulettes sur le châssis grâce aux 4 boulons fournis.

Vous devez obtenir le résultat suivant :

- enfichez le dossier dans l'assise.

Il doit être bien enfoncé dans l'assise. On ne doit pas voir les tubes de couleur aluminium. Serrez les molettes situées derrière l'assise.

3. Utilisation

a. Freins

Bloquez toujours au moins un des quatre freins en abaissant le levier au-dessus d'une des quatre roulettes.

b. Hauteur des roulettes

On peut modifier la hauteur de l'assise sur les modèles en largeur 46cm. Il suffit de jouer sur les 2 perçages du châssis et les 2 perçages de la tige de la roulette. N'utilisez pas le réglage le plus haut, car le porte-à-faux entre la tige de la roulette et le châssis devient insuffisant. Réglez toujours la hauteur des 4 roulettes en même temps et de la même façon. Les modèles en largeur 51cm ont une seule hauteur possible.

c. Position sur l'assise

Asseyez-vous toujours bien au fond de l'assise. Si vous devez vous avancer sur l'assise pour vous relever ou faire un transfert, gardez bien les pieds au sol et non sur les repose-pieds, afin d'assurer l'équilibre de votre fauteuil roulant de douche, qui risquerait sans quoi de basculer vers l'avant.

4. Entretien

Un entretien soigné de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Nettoyez régulièrement votre fauteuil roulant de douche avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d'un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles. Les inox très résistants à la corrosion ne font pas des visseries solides. MOBILEX utilise donc un inox très solide adapté aux visseries, mais sur lequel de la rouille de surface est susceptible d'apparaître. Pour prévenir son apparition, rincez abondamment votre fauteuil roulant de douche MOBILEX en fin de douche à l'eau claire. S'il en apparaît, un coup d'éponge suffit à la faire disparaître.

5. Garantie

Les fauteuils roulants MOBILEX sont garantis 2 (deux) ans à partir de la date de vente au client final. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l'usure normale de votre fauteuil roulant de douche (par exemple usure des bandages).

6. Certification de conformité

La société MOBILEX A/S certifie que ses fauteuils roulants de douche sont conformes à la norme CE 93/42/EEG.

7. Destruction et recyclage

Les fauteuils roulants MOBILEX hors d'usage doivent être sortis les jours de collecte d'encombrants ou jetés en déchetterie dans la benne « métaux ». Ne les jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.