

***Notice d'utilisation  
Mini Massager réf. 861004R***

Cet appareil de massage est idéal pour masser les pieds, stimuler le canal carpien et les muscles du poignet. Il soulage les douleurs par mini-vibrations (massage des muscles fins très agréable et détendant).

Le Mini Massager est fourni avec une pile et 3 têtes de massage différentes (boule, tête plate ou stylet)

***Instructions d'utilisation :***

1- Insérez la pile dans l'appareil : pour ouvrir l'appareil, faites tourner le capuchon se situant au dos de l'appareil. Positionnez la pile (le pôle positif doit être dirigé vers la tête de l'appareil). Veuillez à bien refermer le capuchon.

2- Positionnez la tête de massage souhaitée (attention à insérer l'encoche de la tête dans la bonne position afin que celle ci puisse se maintenir en place durant le massage).

3- Mettre l'appareil en position « ON » pour débiter l'utilisation. Il est préférable d'utiliser un baume ou huile de massage avec l'appareil pour une meilleure efficacité.

Note : Ne pas immerger cet appareil dans l'eau. Ne pas conserver cet appareil dans une pièce humide. Ne pas l'utiliser sur la gorge ou dans les yeux. Il est préférable de retirer les piles lors d'une longue période de non utilisation de l'appareil.

***Notice d'utilisation  
Mini Massager réf. 861004R***

Cet appareil de massage est idéal pour masser les pieds, stimuler le canal carpien et les muscles du poignet. Il soulage les douleurs par mini-vibrations (massage des muscles fins très agréable et détendant).

Le Mini Massager est fourni avec une pile et 3 têtes de massage différentes (boule, tête plate ou stylet)

***Instructions d'utilisation :***

1- Insérez la pile dans l'appareil : pour ouvrir l'appareil, faites tourner le capuchon se situant au dos de l'appareil. Positionnez la pile (le pôle positif doit être dirigé vers la tête de l'appareil). Veuillez à bien refermer le capuchon.

2- Positionnez la tête de massage souhaitée (attention à insérer l'encoche de la tête dans la bonne position afin que celle ci puisse se maintenir en place durant le massage).

3- Mettre l'appareil en position « ON » pour débiter l'utilisation. Il est préférable d'utiliser un baume ou huile de massage avec l'appareil pour une meilleure efficacité.

Note : Ne pas immerger cet appareil dans l'eau. Ne pas conserver cet appareil dans une pièce humide. Ne pas l'utiliser sur la gorge ou dans les yeux. Il est préférable de retirer les piles lors d'une longue période de non utilisation de l'appareil.