

 **FAUTEUIL DE TOILETTES A ROULETTES NOIR**
Notice d'utilisation - DISPOSITIF MEDICAL











 **BLACK WHEELED TOILET SEAT**
Instructions manual - MEDICAL DEVICE

 **SILLA DE RUEDAS NEGRA PARA WC**
Manual de instrucciones - DISPOSITIVO MEDICO

REF. 811065.N



**SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
 SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
 SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date de production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Conformidad CE
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso máximo del usuario		Craint l'humidité Protect from moisture Teme la humedad

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le fauteuil de toilettes à roulettes noir est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Numéro	Désignation	Numéro	Désignation
1	Cadre latéral droit	9	Pot et couvercle
2	Cadre latéral gauche	10	Coussin de siège
3	Tubes de connexion	11	Repose-pied gauche
4	Accoudoir droit	12	Repose-pied droit
5	Accoudoir gauche	13	Clé
6	Dossier	14	Clé Allen
7	Roulettes	15	Clé Allen de roulette
8	Assemblage du siège	16	Clips en E

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 165 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Avant chaque utilisation du produit, les freins et les roulettes doivent être vérifiés.
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- À l'arrêt, pensez à actionner les freins de roulettes.
- Assurez-vous de débloquer les freins avant de déplacer à nouveau le fauteuil.
- Pour tout transfert ou lorsque la chaise est immobile, actionnez également les freins.
- Remontez les repose-pieds avant de s'asseoir ou de quitter la chaise.
- Ecartez les repose-pieds avant de monter dans le fauteuil ou d'en descendre. L'utilisateur doit toujours retirer ses pieds du repose-pied avant de le rabattre.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise.
- Assurez-vous de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous déplacez ou retirez le pot.
- Assurez-vous que le pot repose solidement sur les deux rails sous le siège.
- Vérifiez le roulement des roulettes, les freins, le mécanisme de verrouillage des repose-pieds, les coussins d'assise et de dossier, coussinets d'accoudoirs et du dossier, le pot, le couvercle.
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.

MONTAGE ET UTILISATION

Assemblage du cadre du fauteuil

1. Prenez l'un des cadres latéraux (articles 1 et 2) avec les tubes déconnexion (article 3).
2. Poussez le tube le plus long sur le plus court des deux tubes dépassant du cadre latéral, en alignant le trou avec le bouton à ressort.
3. Appuyez sur le bouton à ressort pour permettre au tube déconnexion de se verrouiller complètement en place.
4. Répétez l'opération pour le tube de raccordement court sur le tube le plus long du cadre latéral.
5. Répétez le processus avec le deuxième cadre latéral.
6. Une fois terminé, le cadre doit apparaître comme illustré ci-dessous.



Utilisation des accoudoirs

1. Les accoudoirs (articles 4 & 5) peuvent être retirés pour un transfert latéral et remplacés si nécessaire par l'utilisateur.
2. Pour replacer les accoudoirs, poussez les deux extrémités du tube des accoudoirs dans les récepteurs situés sur le cadre.
3. Appuyez sur le bouton à ressort à chaque extrémité pour verrouiller l'accoudoir dans le cadre.
4. Pour retirer les accoudoirs, inversez simplement l'instruction précédente.



Installation du dossier

1. Le dossier glissera facilement dans les tubes qui se trouvent à l'arrière de l'ensemble. Une fois les trous alignés, poussez les e-clips (articles 16) à travers les trous jusqu'à ce que le clip se verrouille sur l'extérieur du tube et la broche soit visible sur le côté opposé du tube.
2. Assurez-vous que la poignée du dossier est tournée à l'opposé du cadre lorsqu'elle est installée.

Installation des roulettes

1. Chaque roulette (article 7) est fournie avec un vis et écrou dans le talon de la roulette.
2. Avant d'essayer d'installer la roulette au cadre, retirez l'écrou et la vis.
3. Une fois que l'écrou et la vis sont enlevés, placez le bout de la roulette dans le cadre renversé, en s'assurant que les trous dans le talon et le cadre sont alignés.




4. Poussez la vis à travers le cadre et le talon, puis serrez à la main. Une fois le doigt serré, bien serrer l'écrou avec la Clé Allen (article 15) et la clé (article 13) fournie.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour les trois roulettes restantes.




Installation des repose-pieds

1. Pour mettre en place les repose-pieds, insérez les 2 trous des tubulures dans les ergots lorsque le repose-pied est pivoté vers l'extérieur. Ensuite, faites pivoter le repose-pied comme indiqué sur le schéma pour le verrouiller en position d'utilisation à l'avant du fauteuil.
2. Pour faire pivoter le repose-pied et l'escamoter, appuyez sur le levier chromé tout en repoussant le repose-jambes. Le repose-jambes peut ensuite être soulevé pour être retiré.



Réglage des freins sur les roues

Appuyez sur le levier situé au-dessus de la roue pour serrer le frein de stationnement (comme indiqué sur le schéma). Pour libérer le verrou, appuyez sur la languette saillante au-dessus de la roue.



Installation du siège

Ce produit a un siège moulé par soufflage qui se clipse facilement sur le cadre. Le siège a également des rails de guidage équipés pour le montage du pot et du couvercle en dessous du siège.

Alignez le siège sur le cadre, de sorte que les clips correspondent sur les positions des tubes du cadre.

Abaissez le siège sur le cadre, en veillant à ce que tous les clips sont sécurisés et serrés sur les tubes du cadre. Une fois tous les clips sécurisés, le pot peut être glissé sur les guides sous le siège.



Utilisation du pot et du couvercle

1. Le pot et le couvercle sont logés sous le siège en plastique. Pour ajouter le pot, glissez sous le siège de l'arrière de la chaise. Assurez-vous que le pot soit bien fixé sur les deux rails fixés au-dessous du siège.
2. Pour retirer le pot, faites glisser le pot sous le siège. Ajoutez le couvercle et portez le pot en toute sécurité à l'aide de la poignée chromée

Attention au risque de pincement lors de l'utilisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Essuyer le produit et le sécher après chaque utilisation.
- Nettoyez périodiquement le cadre, les roulettes, les joints et les fixations avec un chiffon humide et un détergent ou un désinfectant doux. Par exemple, un désinfectant à base de chlorure doux peut être utilisé.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- Vérifiez l'absence de fissures et de dommages sur le produit.
- La chaise doit être révisée chaque année complètement, avec lubrification obligatoire.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien du produit au moins une fois par an. Si le produit est soumis à une utilisation intensive et/ ou à une utilisation dans un environnement multi-utilisateurs, nous recommandons de le faire réviser plus fréquemment
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.
- Liste de contrôle :

Afin de maintenir le produit en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine
Contrôler l'état de l'assise (pas de fissures)		X
Contrôler le fonctionnement des freins	X	
Contrôler la fonction escamotable des accoudoirs	X	

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid. Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle. Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.

- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin)
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit, ne rien coincer...).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	largeur 54cm x profondeur 93cm x hauteur 98cm
Dimensions du siège	largeur 44 cm x profondeur 46 cm x hauteur 50 cm
Hauteur du dossier	42 cm
Hauteur de l'accoudoir	74 cm
Capacité du pot	5 litres
Distance entre les accoudoirs	43 cm
Poids	14 kg
Maximum poids autorisé	165 kg

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your doctor or health care professional before using a assistive device. He or she will advise and inform you about the most appropriate use in your case.

Distributor: this leaflet must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The black wheeled toilet seat is a medical device. It is a technical toilet aid for the elderly, people with reduced mobility, the disabled, the injured or those who can easily lose their balance.

PRODUCT DESCRIPTION



Number	Designation	Number	Designation
1	Right side frame	9	Potty and lid
2	Left side frame	10	Seat cushion
3	Connection tubes	11	Left footrest
4	Right armrest	12	Right footrest
5	Left armrest	13	Key
6	Backrest	14	Allen key
7	Wheels	15	Wheel Allen key
8	Seat assembly	16	E-clips

SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

- Never exceed the maximum supported weight of 165 kg.
- Make sure all components are secure before use.
- Ensure that the product is in good working order.
- Visually inspect the product.
- Brakes and castors must be checked before each use.
- Check the stability of the chair before use.

- Use only on level ground.
- When stationary, remember to apply the castor brakes.
- Be sure to release the brakes before moving the chair again.
- For transfers or when the chair is stationary, also apply the brakes.
- Raise the footrests before sitting down or leaving the chair.
- Move the footrests out of the way before getting in or out of the chair. Always remove your feet from the footrest before folding it down.
- Never bend over while in the chair.
- Be careful not to pinch your fingers when moving or removing the potty.
- Make sure the potty rests securely on the two rails under the seat.
- Check castor bearings, brakes, footrest locking mechanism, seat and backrest cushions, armrest and backrest pads, potty and cover.
- If any parts are damaged, broken, worn or missing, contact your dealer.

ASSEMBLY AND USE

Assembling the chair frame

1. Take one of the side frames (items 1 and 2) with the disconnecting tubes (item 3).
2. Push the longer tube over the shorter of the two tubes protruding from the side frame, aligning the hole with the spring-loaded button.
3. Press the spring button to allow the disconnecting tube to lock fully in place.
4. Repeat for the short disconnect tube on the longer tube of the side frame.
5. Repeat the process with the second side frame.
6. When complete, the frame should appear as shown below.



Use of armrests

1. The armrests (items 4 & 5) can be removed for lateral transfer and replaced if necessary by the user.
2. To replace the armrests, push both ends of the armrest tube into the receivers on the frame.
3. Press the spring-loaded button at each end to lock the armrest into the frame.
4. To remove the armrests, simply reverse the previous instruction.



Installing the backrest

1. The backrest will slide easily into the tubes at the rear of the set. Once the holes are aligned, push the e-clips (item 16) through the holes until the clip locks onto the outside of the tube and the pin is visible on the opposite side of the tube.
2. Ensure that the backrest handle is facing away from the frame when installed.

Installing the wheels

1. Each castor (item 7) is supplied with a screw and nut in the heel of the castor.
2. Before attempting to install the castor to the frame, remove the nut and screw.
3. Once the nut and screw are removed, place the end of the castor into the upside down frame, ensuring that the holes in the heel and frame are aligned.




4. Push the screw through the frame and heel, then hand-tighten. Once finger tight, tighten the nut securely with the Allen Key (item 15) and spanner (item 13) supplied.
5. Repeat the above steps for the remaining three castors.



Footrest installation

1. To fit the footrests, insert the 2 tubing holes into the lugs when the footrest is turned outwards. Then rotate the footrest as shown in the diagram to lock it in use position at the front of the wheelchair.
2. To swivel and retract the footrest, press the chrome lever while pushing back the leg rest. The leg rest can then be lifted out of the way.



Wheel brake adjustment

Press the lever above the wheel to engage the parking brake (as shown). To release the lock, press the protruding tab above the wheel.

Seat installation

This product has a blow-moulded seat that clips easily onto the frame. The seat also has guide rails fitted for mounting the pot and cover underneath the seat.

Align the seat on the frame, so that the clips match the positions of the frame tubes.

Lower the seat onto the frame, ensuring that all the clips are secured and tightened onto the frame tubes. Once all the clips are secure, the pot can be slid onto the guides under the seat.



Using the pot and lid

- 1.The potty and lid are housed under the plastic seat. To add the potty, slide it under the seat from the back of the chair. Make sure the potty is securely fastened to the two rails below the seat.
- 2.To remove the potty, slide it under the seat. Add the lid and carry the potty securely using the chrome handle.

Beware of the risk of pinching when using

CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Wipe the product dry after each use.
- Periodically clean the frame, castors, joints and fixings with a damp cloth and a mild detergent or disinfectant. For example, a mild chloride-based disinfectant can be used.
- Dry with a soft, clean, dry cloth.
- Check the product for cracks and damage.
- The chair must be completely overhauled every year, with compulsory lubrication.
- We recommend servicing the product at least once a year. If the product is subject to intensive use and/or use in a multi-user environment, we recommend more frequent servicing.
- In case of malfunction, do not repair the product yourself. Consult an authorised dealer.
- Checklist :

To keep the product in good condition, check before each use, and check regularly as follows:

Check the article	Anytime	Weekly
Check condition of seat (no cracks)		X
Check brake operation	X	
Check folding function of armrests	X	

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring the product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions may lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.

Keep away from all flames and sources of sparks.

Observe the conditions for storing and stowing your product.

- In a dry and temperate place
- Protect your product by packaging it from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the product elements, do not jam anything...).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Overall dimensions	width 54cm x depth 93cm x height 98cm
Seat Dimensions	width 44 cm x depth 46 cm x height 50 cm
Backrest height	42 cm
Armrest height	74 cm
Pot capacity	5 litres
Length between armrest	43 cm
Weight	14 kg
Maximum weight	165 kg

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

WARRANTY

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or material defect. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

La silla de ruedas negra para WC es un producto sanitario. Es una ayuda técnica para ir al baño pensada para personas mayores, con movilidad reducida, discapacitadas o lesionadas, o que pueden perder fácilmente el equilibrio.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Número	Designación	Número	Designación
1	Marco lateral derecho	9	Orinal y tapa
2	Marco lateral izquierdo	10	Cojín del asiento
3	Tubos de conexión	11	Reposapiés izquierdo
4	Apoyabrazos derecho	12	Reposapiés derecho
5	Apoyabrazos izquierdo	13	Llave
6	Respaldo	14	Llave Allen
7	Ruedas	15	Llave Allen para ruedas
8	Montaje del asiento	16	E-clips

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No supere nunca el peso máximo soportado de 165 kg.
- Asegúrese de que todos los componentes están bien fijados antes de utilizarlo.
- Asegúrese de que el producto funciona correctamente.
- Inspeccione visualmente el producto.
- Antes de cada uso del producto, compruebe los frenos y las ruedas.
- Compruebe la estabilidad de la silla antes de utilizarla.
- Utilícela sólo en terreno llano.
- Cuando esté parada, no olvide accionar los frenos de las ruedas.
- Asegúrese de soltar los frenos antes de volver a mover la silla.
- Al trasladarse o cuando la silla esté parada, accione también los frenos.
- Levante los reposapiés antes de sentarse o levantarse de la silla.
- Aparte los reposapiés antes de sentarse o levantarse de la silla. Retire siempre los pies del reposapiés antes de abatirlo.
- No se incline nunca al sentarse en la silla.
- Asegúrese de no pillarse los dedos al mover o retirar el orinal.
- Asegúrese de que el orinal descansa firmemente sobre los dos raíles situados bajo el asiento.
- Compruebe los cojinetes de las ruedas, los frenos, el mecanismo de bloqueo del reposapiés, los cojines del asiento y del respaldo, los cojines del reposabrazos y del respaldo, el orinal y la funda.
- Si alguna pieza está dañada, rota, desgastada o falta, póngase en contacto con su distribuidor.

MONTAJE Y USO

Montaje del armazón de la silla

1. Tome uno de los bastidores laterales (elementos 1 y 2) con los tubos de desconexión (elemento 3).
2. Empuje el tubo más largo sobre el más corto de los dos tubos que sobresalen del marco lateral, alineando el orificio con el botón accionado por resorte.
3. Presione el botón con resorte para permitir que el tubo de desconexión se bloquee completamente en su lugar.
4. Repita la operación con el tubo de desconexión corto sobre el tubo más largo del bastidor lateral.
5. Repita el proceso con el segundo bastidor lateral.
6. Una vez terminado, el bastidor debe quedar como se muestra a continuación.



Uso de los reposabrazos

1. Los reposabrazos (puntos 4 y 5) pueden retirarse para la transferencia lateral y ser sustituidos en caso necesario por el usuario.
2. Para volver a colocar los reposabrazos, empuje ambos extremos del tubo del reposabrazos en los receptores del armazón.
3. Presione el botón de resorte de cada extremo para bloquear el reposabrazos en el armazón.
4. Para retirar los reposabrazos, simplemente invierta la instrucción anterior.



Instalación del respaldo

1. El respaldo se deslizará fácilmente en los tubos de la parte trasera del conjunto. Una vez que los orificios estén alineados, empuje los e-clips (elemento 16) a través de los orificios hasta que el clip se bloquee en el exterior del tubo y el pasador sea visible en el lado opuesto del tubo.
2. Asegúrese de que el asa del respaldo esté orientada hacia el lado opuesto del armazón cuando se instale.

Instalación de las ruedas

1. Cada rueda (elemento 7) se suministra con un tornillo y una tuerca en el talón de la rueda.
2. Antes de intentar instalar la rueda en el marco, retire la tuerca y el tornillo.
3. Una vez retirados la tuerca y el tornillo, coloque el extremo de la rueda en el marco invertido, asegurándose de que los orificios del talón y del marco estén alineados.




4. Empuje el tornillo a través del marco y el talón y, a continuación, apriételo con los dedos. Una vez apretado con los dedos, apriete bien la tuerca con la llave Allen (elemento 15) y la llave (elemento 13) suministradas.
5. Repita los pasos anteriores para las tres ruedas restantes.



Instalación del reposapiés

1. Para colocar los reposapiés, inserte los 2 orificios de los tubos en las orejetas cuando el reposapiés esté en la parte exterior. A continuación, gire el reposapiés como se muestra en el diagrama para bloquearlo en la posición de uso en la parte delantera de la silla de ruedas.
2. Para girar y retraer el reposapiés, presione la palanca cromada mientras empuja hacia atrás el reposapiernas. A continuación, el reposapiernas puede levantarse.



Ajuste de los frenos de rueda

Presione la palanca situada encima de la rueda para accionar el freno de estacionamiento (como se muestra en el diagrama). Para liberar el bloqueo, presione la lengüeta que sobresale por encima de la rueda.

Instalación del asiento

Este producto tiene un asiento moldeado por soplado que se sujeta fácilmente al bastidor. El asiento también dispone de raíles guía para el montaje de la olla y la cubierta debajo del asiento.

Alinee el asiento con el armazón, de modo que los clips coincidan con las posiciones de los tubos del armazón.

Baje el asiento sobre el armazón, asegurándose de que todos los clips están fijados y apretados en los tubos del armazón. Una vez fijados todos los clips, se puede deslizar el recipiente sobre las guías situadas debajo del asiento.



Uso del orinal y la tapa

1. El orinal y la tapa se alojan debajo del asiento de plástico. Para añadir el orinal, deslícelo bajo el asiento desde la parte posterior de la silla. Asegúrese de que el orinal está bien sujeto a los dos raíles fijados a la parte inferior del asiento.
2. Para quitar el orinal, deslícelo por debajo del asiento. Coloque la tapa y transporte el orinal de forma segura utilizando el asa cromada.

Tenga en cuenta el riesgo de pellizcarse al utilizar

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Si no se cuida y mantiene el producto, puede haber riesgo de lesiones graves.

- Seque el producto después de cada uso.
- Limpie periódicamente el armazón, las ruedas, las juntas y las fijaciones con un paño húmedo y un detergente o desinfectante suave. Por ejemplo, puede utilizarse un desinfectante suave a base de cloruro.
- Seque con un paño suave, limpio y seco.
- Compruebe si el producto presenta grietas o daños.
- La silla debe revisarse completamente cada año, con lubricación obligatoria.
- Se recomienda revisar el producto al menos una vez al año. Si el producto se somete a un uso intensivo y/o se utiliza en un entorno multiusuario, recomendamos que se revise con mayor frecuencia.- En caso de avería, no repare el producto usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

- Lista de control :

Para mantener el producto en buen estado, compruébelo antes de cada uso y periódicamente de la siguiente manera :

Consulte el artículo	En cualquier momento	Cada semana
Compruebe el estado del asiento (sin grietas)		X
Compruebe el funcionamiento de los frenos	X	
Compruebe el plegado de los reposabrazos	X	

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Al transferir el producto, recuerde dar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. El producto debe ser inspeccionado primero por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que tirarlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

No guarde su producto durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.

Manténgase alejado de toda llama y chispa.

Observe las condiciones de almacenamiento y estiba de sus productos.

- En un lugar seco y templado

- Proteja su producto embalándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).

- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.

- Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga (no coloque objetos demasiado pesados sobre los elementos del producto, no atasque nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones generales	anchura 54 cm x profundidad 93 cm x altura 98 cm
Dimensiones del asiento	anchura 44 cm x profundidad 46 cm x altura 50 cm
Altura del respaldo	42 cm
Altura del reposabrazos	74 cm
Capacidad de la olla	5 litros
Distancia entre reposabrazos	43 cm
Peso	14 kg
Peso máximo permitido	165 kg

VIDA ÚTIL


La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los problemas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
165 kg

