



MARCHE D'ACCÈS AU BAIN MOOREA
Notice d'utilisation



MOOREA BATH ACCESS STEP
User manual



ESCALÓN DE ACCESO AL BAÑO MOOREA
Manual de instrucciones



DEGRAU DE ACESSO AO BANHO MOOREA
Manual de instruções



GRADINO DI ACCESSO AL BAGNO MOOREA
Manuale d'uso



MOOREA BADEZUGANGSSTUFE
Gebrauchsanweisung



MOOREA BADTOEGANGSTRAP
Gebruiksaanwijzing



ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΆΝΙΟ MOOREA
Οδηγίες χρήσης



STOPIEN DOSTĘPU DO WANNY MOOREA
Instrukcja użytkowania

REF. 812225



SYMBOLES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOLS APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA ETIQUETA Y EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES
SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO
SYMBOLE AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
SYMBOLLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

	Poids maximum de l'utilisateur <i>Maximum user weight</i> <i>Peso maximo del usuario</i> <i>Peso máximo do utilizador</i> <i>Peso massimo dell'utente</i> <i>Maximales Benutzergewicht</i> <i>Maximaal gebruikersgewicht</i> <i>Μέγιστο βάρος χρήστη</i> <i>Maksymalna waga użytkownika</i>		Respecter les consignes de sécurité <i>Follow the safety instructions</i> <i>Respetar las instrucciones de seguridad</i> <i>Respeitar as instruções de segurança</i> <i>Rispettare le istruzioni di sicurezza</i> <i>Sicherheitsanweisungen beachten</i> <i>De veiligheidsvoorschriften naleven</i> <i>Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας</i> <i>Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa</i>
---	--	---	---

NOTICE D'INSTRUCTIONS
FR

DESCRIPTION DU PRODUIT


La marche empilable est d'une hauteur de 12 cm et est équipée de plots antiglisse. Chaque marche est assemblable l'une à côté de l'autre et empilable l'une sur l'autre de façon à former un véritable et solide escalier permettant l'accès en hauteur.

UTILISATION

Utilisation de 2 marches empilées l'une sur l'autre :


Otez les 4 bouchons de la marche inférieure de façon que les 2 marches s'emboîtent parfaitement.

Conservez les bouchons pour une éventuelle prochaine utilisation.



Utilisation des marches côte-à-côte :

Assemblez les marches de façon que les encoches de l'une s'emboîtent sous l'autre marche. Vous obtiendrez ainsi un ensemble solidaire et fiable.



Qu'elles soient placées côte-à-côte, empilées l'une sur l'autre ou bien assemblées de façon à former un escalier (3 marches au minimum) Les marches empilables sont sûres, stables et supportent jusqu'à 200 kg.



ATTENTION Restez très prudent lors de la sortie de la baignoire ou de la douche.



PRODUCT DESCRIPTION

The stackable step is 12 cm high and is equipped with anti-slip pads. Each step can be joined side by side and stacked on top of each other to form a sturdy and reliable staircase, allowing easy access to higher levels.

USE

Using 2 stacked steps:

Remove the 4 plugs from the lower step so that the two steps fit together perfectly. Keep the plugs for future use if needed.



Using the steps side by side:

Assemble the steps so that the notches of one fit under the other step. This will create a secure and stable structure.

Whether placed side by side, stacked on top of each other, or assembled to form a staircase (at least 3 steps), the stackable steps are safe, stable, and can support up to 200 kg.



WARNING Be very careful when stepping out of the bathtub or shower.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El escalón apilable tiene una altura de 12 cm y está equipado con almohadillas antideslizantes. Cada escalón se puede ensamblar uno al lado del otro y apilarse uno sobre otro para formar una escalera resistente y segura que facilita el acceso a niveles más altos.

USO

Uso de 2 escalones apilados:

Retire los 4 tapones del escalón inferior para que los dos escalones encajen perfectamente. Guarde los tapones para un posible uso futuro.



Uso de los escalones uno al lado del otro:

Ensamble los escalones de manera que las ranuras de uno encajen debajo del otro. Así obtendrá una estructura sólida y segura.

Ya sea colocados uno al lado del otro, apilados o ensamblados para formar una escalera (mínimo 3 escalones), los escalones apilables son seguros, estables y pueden soportar hasta 200 kg.



ATENCIÓN Tenga mucho cuidado al salir de la bañera o la ducha.





MANUAL DE INSTRUÇÕES POR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O degrau empilhável tem 12 cm de altura e está equipado com suportes antiderrapantes. Cada degrau pode ser montado lado a lado e empilhado um sobre o outro para formar uma escada resistente e segura, permitindo o acesso a níveis mais altos.

USO

Uso de 2 degraus empilhados:

Retire os 4 tampões do degrau inferior para que os dois degraus encaixem perfeitamente. Guarde os tampões para uma possível utilização futura.



Uso dos degraus lado a lado:

Monte os degraus de forma que as ranhuras de um se encaixem sob o outro. Isso criará uma estrutura segura e estável.

Seja lado a lado, empilhados um sobre o outro ou montados para formar uma escada (mínimo de 3 degraus), os degraus empilháveis são seguros, estáveis e suportam até 200 kg.



ATENÇÃO Tenha muito cuidado ao sair da banheira ou do chuveiro.



MANUALE D'USO IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il gradino impilabile ha un'altezza di 12 cm ed è dotato di supporti antiscivolo. Ogni gradino può essere assemblato fianco a fianco e impilato l'uno sull'altro per formare una scala solida e resistente, consentendo un facile accesso ai livelli superiori.

UTILIZZO

Uso di 2 gradini impilati:

Rimuovere i 4 tappi dal gradino inferiore in modo che i due gradini si incastrino perfettamente. Conservare i tappi per un eventuale utilizzo futuro.



Uso dei gradini affiancati:

Assemblare i gradini in modo che le scanalature di uno si incastrino sotto l'altro. In questo modo si otterrà una struttura stabile e sicura.

Che siano affiancati, impilati uno sopra l'altro o assemblati per formare una scala (almeno 3 gradini), i gradini impilabili sono sicuri, stabili e supportano fino a 200 kg.



ATTENZIONE Prestare molta attenzione quando si esce dalla vasca o dalla doccia.





GEBRAUCHSANWEISUNG

AL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die stapelbare Stufe ist 12 cm hoch und mit rutschfesten Auflagen ausgestattet. Jede Stufe kann nebeneinander platziert oder übereinander gestapelt werden, um eine stabile und robuste Treppe zu bilden, die den Zugang zu höheren Ebenen erleichtert.

VERWENDUNG

Verwendung von 2 gestapelten Stufen:

Entfernen Sie die 4 Kappen von der unteren Stufe, damit die beiden Stufen perfekt ineinanderpassen.

Bewahren Sie die Kappen für eine mögliche zukünftige Nutzung auf.



Verwendung der Stufen nebeneinander:

Setzen Sie die Stufen so zusammen, dass die Einkerbungen der einen Stufe unter die andere greifen. Dadurch entsteht eine stabile und sichere Konstruktion.

Egal, ob nebeneinander, gestapelt oder als Treppe (mindestens 3 Stufen) aufgebaut – die stapelbaren Stufen sind sicher, stabil und tragen bis zu 200 kg.



ACHTUNG Seien Sie besonders vorsichtig beim Verlassen der Badewanne oder Dusche.



GEBRUIKSAANWIJZING

NL

PRODUCTBESCHRIJVING

De stapelbare opstap is 12 cm hoog en voorzien van antislipvoetjes. Elke opstap kan naast elkaar geplaatst of op elkaar gestapeld worden om een stevige en betrouwbare trap te vormen, waardoor hogere niveaus gemakkelijk bereikbaar zijn.

GEBRUIK

Gebruik van 2 op elkaar gestapelde opstappen:

Verwijder de 4 doppen van de onderste opstap zodat de twee opstappen perfect in elkaar passen.

Bewaar de doppen voor mogelijk toekomstig gebruik.



Gebruik van de opstappen naast elkaar:

Plaats de opstappen zo dat de inkepingen van de ene onder de andere passen. Dit zorgt voor een stabiele en stevige structuur.

Of ze nu naast elkaar, op elkaar gestapeld of als een trap (minimaal 3 treden) worden geplaatst, de stapelbare opstappen zijn veilig, stabiel en kunnen tot 200 kg dragen.



WAARSCHUWING Wees extra voorzichtig bij het verlaten van het bad of de douche.





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το στοιβαζόμενο σκαλοπάτι έχει ύψος 12 εκ. και διαθέτει αντιολισθητικά στηρίγματα. Κάθε σκαλοπάτι μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα ή να στοιβαχτεί για να σχηματίσει μια σταθερή και ανθεκτική σκάλα που διευκολύνει την πρόσβαση σε μεγαλύτερο ύψος.

ΧΡΗΣΗ

Χρήση 2 στοιβαγμένων σκαλοπατιών:

Αφαιρέστε τα 4 καλύμματα από το κάτω σκαλοπάτι ώστε να εφαρμόσουν τέλεια.
Κρατήστε τα καλύμματα για μελλοντική χρήση.



Χρήση σκαλοπατιών δίπλα-δίπλα:

Συναρμολογήστε τα σκαλοπάτια ώστε οι εγκοπές του ενός να εφαρμόζουν κάτω από το άλλο.
Έτσι, θα έχετε μια σταθερή και ασφαλή κατασκευή.

Τα στοιβαζόμενα σκαλοπάτια είναι ασφαλή, σταθερά και αντέχουν έως 200 κιλά.



ΠΡΟΣΟΧΗ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βγαίνετε από την μπανιέρα ή το ντους.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
POL

OPIS PRODUKTU

Stopień do układania w stos ma wysokość 12 cm i jest wyposażony w antypoślizgowe podkładki. Każdy stopień można połączyć obok siebie lub ułożyć jeden na drugim, tworząc solidne i stabilne schody ułatwiające dostęp na wyższy poziom.

SPOSÓB UŻYCIA

Użycie 2 stopni ułożonych w stos:

Usuń 4 zaślepki z dolnego stopnia, aby dwa stopnie mogły się idealnie dopasować.
Zachowaj zaślepki na ewentualne przyszłe użycie.



Użycie stopni obok siebie:

Połącz stopnie tak, aby wypustki jednego wsunęły się pod drugi stopień. W ten sposób uzyskasz stabilną i bezpieczną konstrukcję.

Niezależnie od tego, czy są ustawione obok siebie, ułożone w stos, czy połączone w formie schodów (co najmniej 3 stopnie), stopnie do układania w stos są bezpieczne, stabilne i mogą wytrzymać obciążenie do 200 kg.



UWAGA Zachowaj szczególną ostrożność przy wychodzeniu z wanny lub spod prysznica.



Made in China
Distribué par :
Distributed by :
Distribuido por :
Distribuído por :
Distribuito da :
Vertrieben von :
Gedistribueerd door :
Διανεμήθηκε από :
Dystrybuowane przez :

Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé 200 kg
Maximum weight authorized 200 kg
Peso máximo permitido 200 kg
Peso máximo permitido: 200 kg
Peso massimo consentito: 200 kg
Zulässiges Höchstgewicht: 200 kg
Maximaal toegestaan gewicht: 200 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 200 κιλά
Maksymalna dozwolona waga: 200 kg

