



 **ROLLATOR APPUIS ANTE - BRACHIAUX
NEO SUPPORT**

Notice d'utilisation
DISPOSITIF MEDICAL

 **NEO SUPPORT ANTE-BRACHIAL
SUPPORT ROLLATOR**

Instructions manual
MEDICAL DEVICE











 **ANDADOR CON APOYOS DE
ANTEBRAZO NEO SUPPORT**

Manual de instrucciones
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 826242



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	<p>Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante</p>		<p>Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario</p>
	<p>Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación</p>		<p>Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad</p>
	<p>Numéro de lot Batch Number Número de lote</p>		<p>Conformité CE CE Conformity Conformidad CE</p>
	<p>Référence du produit Product Reference Referencia del producto</p>		<p>Craint l'humidité Does not tolerate dampness Proteger de la humedad</p>
	<p>Poids maximum de l'utilisateur Maximum User Weight Peso máximo del usuario</p>		<p>Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico</p>

NOTICE D'INSTRUCTIONS FR

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide à la marche. Il vous conseillera et informera sur la technique de marche la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Les Rollator Neo Support sont des dispositifs d'aide à la marche destinés aux personnes à mobilité réduite. Ces rollators sont destinés à l'intérieur et à l'extérieur et se replient pour faciliter le rangement ou le transport.

CONTENU

- 1 rollator
- 1 sacoché
- 1 bandoulière



PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 136 Kg.

Ne dépassez pas la limite maximale de charge dans le panier (5kg). Les charges ne doivent être transportées que dans le panier. N'accrochez pas des objets lourds au rollator car cela pourrait affecter sa stabilité.

Assurez-vous que toutes les pièces (les roues, les câbles et les poignées) soient en bon état de fonctionnement et bien fixés.

Assurez-vous que les molettes soient serrées et à la même hauteur.

N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.

Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.

Le rollator est une aide à la marche. **Ce n'est pas un fauteuil roulant.** Il n'a pas été conçu pour transporter une personne assise dessus. **Un tel usage risque d'endommager les roues et la structure même du rollator.** Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses caractéristiques mécaniques lors des futurs usages. N'utilisez le rollator que comme support de marche.

N'utilisez pas le rollator pour marcher en arrière.

N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est en cours d'utilisation.

Contrôler le bon fonctionnement des freins avant utilisation.

Pendant l'utilisation, verrouillez les freins de parking pour toutes actions.

Toutes les roues doivent toujours être en contact avec le sol.

Lorsque le rollator est **en position stationnaire**, les freins doivent être verrouillés. Ne pas tenter de déplacer le rollator si les freins sont verrouillés.

Assurez-vous de mettre les mains sur chaque poignée afin que le déambulateur puisse être en position de force parallèle.

Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces inclinées, inégales ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque important de chute ou de blessure.

N'utilisez pas le déambulateur sur une pente mouillée, verglacée ou enneigée.

En cas de pièces abimées, cassées ou usées, contactez le revendeur.

ASSEMBLAGE

Replier le rollator

Retirez le revêtement protecteur des quatre roues.

Retirez le carton entre les roues arrière et les loquets de frein. Placez le déambulateur sur une surface stable.

Dépliez en écartant le cadre tout en poussant vers le bas en vous assurant que chaque attache se verrouille correctement.



Régler la hauteur des poignées

Réglez la hauteur des poignées en appuyant sur le bouton de réglage et en faisant glisser le tube vers le haut ou vers le bas. La hauteur s'adaptera un trou par un trou. Assurez-vous que les deux poignées soient réglées à la même hauteur.

Hauteur de poignée idéale

Une série de trous sont placés tous les 2.5 le long du tube de poignée. Ils permettent d'ajuster la hauteur de poignée en fonction de l'utilisateur.

La hauteur idéale de la poignée est restée lorsque le haut de la poignée est aligné avec le poignet de l'utilisateur



Attacher la sacoche

Fixez les boucles latérales du sac dans les poignées du rollator.



Vérifier le freinage


Vérifiez que les câbles de frein sont en marche à l'extérieur du cadre et ajustez les guide-câbles pour stocker les câbles soigneusement contre le cadre. Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement avant d'utiliser le rollator.

UTILISATION

Utilisation du déambulateur

Lors de l'utilisation du rollator pour se déplacer, il est recommandé de placer les deux mains fermement sur les poignées, avec les doigts enroulés autour des leviers de frein afin que le marcheur puisse s'arrêter immédiatement en cas d'urgence.

La technique de marche idéale est de pousser le marcheur vers l'avant à une longueur de bras confortable.



Utilisation des freins

Pour arrêter le rollator, serrer délicatement les 2 leviers de frein jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.

Verrouillage des freins (fonction frein de stationnement) Lors de l'utilisation du rollator comme siège d'appoint, les freins doivent être verrouillés.

Pour bloquer les freins, appuyez sur les leviers de frein jusqu'à ce qu'ils cliquent. Toujours vérifier que le verrouillage des freins est activé avant de s'asseoir sur le siège.

Pour débloquer le frein, tirez sur le levier du frein jusqu'à ce que le verrouillage se débraye. Ne relâchez jamais le verrouillage du frein en position assise sur le siège.



Freins en marche



Freins de stationnement en marche

Utilisation en siège d'appoint

Avant d'utiliser le rollator comme siège d'appoint assurez-vous qu'il soit stationné sur une surface plane et sécuritaire. Avant de vous asseoir, verrouillez les **deux leviers de frein** afin d'éviter toute blessure éventuelle.

Transport et rangement

Enlever la sacoche

Pour enlever la sacoche, détacher les boucles latérales.



Plier le rollator – fold the rollator

Pour replier le rollator, tirez fermement sur la sangle située sur le siège. Cela désengagera les accolades latérales et effondrer le cadre. Poussez le cadre ensemble pour un pli compact.



En version Néo Support à appui Anté-brachiaux



Après avoir déplié le rollator, attachez la ceinture avant utilisation. Assurez-vous que la ceinture est tendue et serrée. Lorsque que vous devez plier le rollator, vous devez desserrer la ceinture.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le rollator avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif ou de détergent.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour de l'essieu, des freins ou des roues.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore ainsi que tous les produits solvantés, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grinent.
- Vérifier régulièrement que toutes les vis soient correctement fixées et serrées.
- Vérifier que les freins fonctionnent bien avant chaque utilisation.
- Vérifier les freins de stationnement, pour cela bloquer le rollator en mode parking et essayer de faire avancer le rollator.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.

- **Liste de contrôle :**

Afin de maintenir le rollator en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois	Chaque année
Clip et molette pour le réglage en hauteur		X		
Soudure de structure au niveau des roues		X		
Propreté	X			
Vis et éléments de fixation		X		
Stabilité du cadre et du dossier			X	
Etat de l'assise				X
Freins	X			

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Ne pas stocker votre rollator pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.

Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker vos rollators.

- Dans un endroit et tempéré
- Protéger votre rollator par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin)
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du rollator, ne rien coincer...).

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	Larg.61.5 x prof.70 x Haut. 108.5 à 121 cm (6 positions)
----------------------	--

Largeur x Profondeur hors tout	61.5 cm x 70 cm
Assise	46 cm x 25 cm x 54 cm
Couleur	Metal gris
Largeur une fois replié	28 cm
Roues	Diamètre 20 cm
Cadre	Aluminium
Poids	8,4 kg
Charge maximale	136 kg

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



INSTRUCTIONS MANUAL EN

IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your doctor or health care professional before using a walking aid. He/she will advise and inform you on the most appropriate walking technique for you.

Distributor: this leaflet must be given to the users of this product.

PRODUCT DESCRIPTION

The Neo Support Rollators are walking aids for people with reduced mobility. These products are intended for use indoors and outdoors and can be folded up for easy storage or transport.

CONTENTS

- 1 rollator
- 1 bag
- 1 Shoulder strap



SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

Do not exceed the maximum weight limit of 136 Kg.

Do not exceed the maximum load limit in the basket (5kg). Only transport loads in the basket. Do not hang heavy objects on the rollator as this could affect its stability.



Make sure that all parts (wheels, cables and handles) are secure and in good working order.

Make sure that the wheels are tight and at the same height.

Do not use the rollator on stairs or escalators.

Only use accessories and parts supplied by the manufacturer.

The rollator is a walking aid. It is not a wheelchair. It is not designed to carry a person sitting on it. Such use may damage the wheels and the structure of the rollator itself. The rollator could be weakened and no longer meet its mechanical characteristics in future use. Only use the rollator as a walking support.

Do not use the rollator to walk backwards.

Do not make any adjustments to the rollator while it is in use.

Check that the brakes work properly before use.

During use, lock the parking brakes for all actions.

All wheels must always be in contact with the ground.

When the rollator is in the stationary position, the brakes must be locked.

Do not attempt to move the rollator if the brakes are locked.

Be sure to put your hands on each handle so that the rollator can be in the parallel force position.

Use caution when climbing pavements or walking on sloping, uneven or slippery surfaces. Failure to do so may result in a significant risk of falling or injury.

Do not use the walker on a wet, icy, or snowy slope.

If any parts are damaged, broken or worn, contact the dealer.

MOUNTING

Unfold the rollator

Remove the protective coating from all four wheels.

Remove the cardboard between the rear wheels and the brake latches. Place the walker on a stable surface.

Unfold by spreading the frame apart while pushing down, making sure that each clip locks properly.

Adjust the height of the handles

Adjust the height of the handles by pressing the adjustment knob and sliding the tube up or down. The height will adjust one hole at a time. Make sure that both handles are adjusted to the same height.

Ideal handle height

A series of holes are placed every 2.5 along the handle tube. They allow the handle height to be adjusted to suit the user.

The ideal handle height is maintained when the top of the handle is aligned with the user's wrist.



Attach the satchel

Attach the side loops of the bag to the rollator handles.



Check braking

Check that the brake cables are running on the outside of the frame and adjust the cable guides to hold the cables neatly against the frame.


Make sure the brakes are working properly before using the rollator.

USE

Use of the walker

When using the rollator to move around, it is recommended to place both hands firmly on the handles, with fingers wrapped around the brake levers so that the walker can stop immediately in an emergency.

The ideal walking technique is to push the walker forward at a comfortable arm's length.



Use of brakes

To stop the rollator, gently squeeze the 2 brake levers until it comes to a complete stop.

Locking the brakes (parking brake function) When using the rollator as a booster seat, the brakes must be locked.



Freins en marche

To lock the brakes, press the brake levers until they click. Always verify that the brake lock is engaged before sitting in the seat.

To release the brake, pull the brake lever until the lock disengages. Never release the brake lock when sitting on the seat.



Freins de stationnement en marche

Use as a booster seat

Before using the rollator as a booster seat, make sure it is parked on a safe, level surface. Before sitting down, lock both brake levers to prevent injury.

Transport and storage

Remove the bag

To remove the bag, detach the side buckles.



Fold the rollator To fold up the rollator, pull firmly on the strap on the seat. This will disengage the side braces and collapse the frame. Push the frame together for a compact fold.



New version Neo Support ante-Brachial support



After unfolding the rollator, fasten the belt before use. Make sure the belt is taut and tight. When you need to fold the rollator, you must loosen the belt.

CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Clean the rollator regularly with warm water and a soft cloth. Do not use abrasive products, detergents or solvents.
- Dry with a clean, dry soft cloth.
- Make sure there is no accumulation of dirt or debris around the axle, brakes or wheels.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as this could damage aluminium and polyamide materials.
- Lubricate the wheels with a little oil if they squeak.
- Periodically check the wear and strength of all screws and bolts. Replace all broken, damaged or worn parts immediately.
- Check that the brakes are working before each use.
- Check the parking brakes by pushing the handles into the locked position, then trying to push the rollator.
- If there is a malfunction, do not repair the rollator yourself. Consult an authorized distributor.

- **Checklist :**

To keep the rollator in good condition, check before each use, and check regularly as follows :

Check the item	Anytime	Weekly	Monthly	Yearly
Clip and knob for height adjustment		X		
Structural weld at wheels		X		
Cleanliness	X			
Screws and fasteners		X		
Stability of frame and backrest			X	
Condition of seat				X
Brakes	X			

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring the rollator, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions may lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

Do not store your rollator for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.

Keep away from all flames and sources of sparks.

Observe the conditions for storing and stowing your rollators.

- In a dry and temperate place
- Protect your rollator by packaging it from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the rollator elements, do not jam anything...).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Overall dimensions	Width 61.5 x Depth 70 x Height 108.5 to 121 cm (6 positions)
Overall width x depth	61.5 cm x 70 cm
Seat	46 cm x 25 cm x 54 cm
Colour	Grey metal
Width when folded	28 cm
Wheels	Diameter 20 cm
Framework	Aluminium
Maximum load	136 kg

Weight	8,4 kg
--------	--------

DURATION OF USE

The expected life of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

WARRANTY

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or material defect. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños. Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

El rollator Neo Support es una ayuda para caminar para personas con movilidad reducida. Estos rollators están diseñados para su uso en interiores y exteriores y se pliegan para facilitar su almacenamiento o transporte.

CONTENIDO

- 1 rollator
- 1 bolsa
- 1 Correa para el hombro



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

No exceda el límite de peso máximo de 136 Kg.

No exceda el límite máximo de carga en la cesta (5 kg). Las cargas sólo pueden ser transportadas en la cesta. No coloque objetos pesados en el rollator, ya que esto puede afectar a su estabilidad.

Asegúrese de que todas las piezas (ruedas, cables y asas) estén en buen estado y bien sujetas.

Asegúrate de que los pomos de ajuste estén apretados y a la misma altura.

No use el rollator en escaleras o escaleras mecánicas.

Utilice sólo los accesorios y piezas suministradas por el fabricante.

El rollator es una ayuda para caminar. **No es una silla de ruedas.** No está diseñado para llevar a una persona sentada en él. Hacerlo **podría dañar las ruedas y la estructura del rollator**. El rollator podría debilitarse y dejar de cumplir sus características mecánicas durante su uso futuro. Use el rollator sólo como un soporte para caminar.

No use el rollator para caminar hacia atrás.

No haga ningún ajuste en el rollator mientras esté en uso.

Compruebe que los frenos funcionan correctamente antes de usarlos.

Durante el uso, bloquee los frenos de estacionamiento para todas las acciones.

Todas las ruedas deben estar siempre en contacto con el suelo.

Cuando el rollator está **en posición estacionaria**, los frenos deben estar bloqueados. No intente mover el rollator si los frenos están bloqueados.

Asegúrate de poner las manos en cada asa para que el caminante pueda estar en una posición de fuerza paralela.

Tenga cuidado al subir a las aceras o al caminar sobre superficies inclinadas, desiguales o resbaladizas. Si no se hace así, puede haber un riesgo importante de caídas o lesiones.

No utilice el andador en una pendiente húmeda, helada o nevada.

Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con su distribuidor.

MONTAJE

Plegado del rollator

Quite la protección de las cuatro ruedas.
Retire el cartón entre las ruedas traseras y los pestillos de los frenos. Coloque el rollator en una superficie estable.

Despliegue extendiendo el marco mientras se empuja hacia abajo, asegurándose de que cada sujetador se bloquee correctamente.



Ajustar la altura de las asas

Ajuste la altura de las asas presionando el botón de ajuste y deslizando el tubo hacia arriba o hacia abajo. La altura se ajustará un agujero a la vez. Asegúrate de que ambas asas estén ajustadas a la misma altura.

Altura ideal del asa

Hay una serie de agujeros cada 2,5 a lo largo del tubo del asa. Permiten ajustar la altura del asa para adaptarse al usuario.

La altura ideal del asa se consigue cuando la parte superior del asa está alineada con la muñeca del usuario.



Colocación de la bolsa

Ata las hebillas laterales de la bolsa a las asas del rollator.



Comprobación del freno

Compruebe que los cables de los frenos están fuera del marco y ajuste las guías de los cables para que se peguen al lateral del marco.


Asegúrese de que los frenos funcionan correctamente antes de usar el rollator.

USO

Uso del rollator

Cuando se utiliza el rollator para desplazarse, se recomienda colocar ambas manos firmemente en las asas, con los dedos alrededor de las palancas de freno para que el rollator pueda detenerse inmediatamente en caso de emergencia.

La técnica ideal para caminar es empujar al caminante hacia adelante a una distancia cómoda del brazo.



Activación de los frenos

Para detener el rollator, apriete suavemente las dos palancas de freno hasta que se detenga por completo.

Bloqueo de frenos. (Función de freno de estacionamiento)
Cuando se utiliza el rollator como asiento, los frenos deben estar bloqueados.

Para bloquear los frenos, presiona las palancas de freno hacia abajo hasta que hagan clic. Compruebe siempre que el bloqueo de los frenos esté activado antes de sentarse en el asiento.

Para liberar el freno, tire de la palanca de freno hacia arriba hasta que el bloqueo se desenganche. Nunca libere el bloqueo del freno cuando esté sentado en el asiento.



Uso del asiento

Antes de usar el rollator como asiento, asegúrese de que esté estacionado en una superficie segura y nivelada. Antes de sentarse, bloquee **ambas palancas de freno para evitar** posibles lesiones.

Transporte y almacenamiento

Retirar la bolsa

Para quitar la bolsa, suelte las hebillas laterales.



Plegado del rollator

Para plegar el rollator, tire de la correa del asiento con firmeza. Esto desenganchará las abrazaderas laterales e iniciará el proceso de plegado del marco. Empuje el marco para hacer un pliegue compacto.





En la versión **Neo Support** con soporte de antebrazos

Después de desplegar el rollator, abroche el cinturón antes de usarlo. Asegúrate de que el cinturón esté tenso y apretado. Cuando necesite plegar el rollator, debe soltar el cinturón.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Si no se cuida y mantiene el producto, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- Limpie el rollator regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice productos abrasivos ni detergentes.
- Secar con un paño suave, limpio y seco.
- Asegúrese de que no haya acumulación de suciedad o escombros alrededor del eje, los frenos o las ruedas.
- No utilice agentes de limpieza que contengan fenol o cloro y todos los productos a base de disolventes, ya que esto podría dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Lubrique las ruedas con un poco de aceite si chirrían.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos estén bien sujetos y apretados.

- Compruebe que los frenos funcionan correctamente antes de cada uso.
- Compruebe los frenos de estacionamiento, así que bloquee el rollator en modo de estacionamiento e intente mover el rollator hacia adelante.
- En el caso de una avería, no repare el rollator usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

- **Lista de control :**

Para mantener el rollator en buen estado, compruébelo antes de cada uso y periódicamente de la siguiente forma

Compruebe el artículo	En cualquier momento	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente
Clip y pomo para ajustar la altura		X		
Soldadura estructural en las ruedas		X		
Limpieza	X			
Tornillos y fijaciones		X		
Estabilidad del armazón y del respaldo			X	
Estado del asiento				X
Frenos	X			

CAMBIO DE PROPIETARIO

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Cuando transfiera el producto, recuerde entregar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. Previamente, el producto debe ser inspeccionado por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que desecharlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

No guarde su rollator durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.

Manténgase alejado de toda llama y chispa.

Observe las condiciones de almacenamiento y estiba de sus rollators.

- En un lugar y en un clima templado
- Proteja su rollator embalándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).
- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ningún peso encima (no coloque objetos demasiado pesados sobre los elementos del rollator, no atasque nada...).

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones generales	Anchura 61,5 x profundidad 70 x altura 108,5 a 121 cm (6 posiciones)
Anchura x Profundidad total	61,5 cm x 70 cm
Asiento	46 cm x 25 cm x 54 cm
Color	Metal gris
Anchura de plgado	28 cm

Ruedas	Diámetro de 20 cm
Marco	Aluminio
Peso	8,4 kg
Peso máximo de usuario	136 kg

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Las fallas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo usuario
136 kg