



CADRE DE MARCHÉ AVEC APPUIS BRACHIAUX

Notice d'utilisation
DISPOSITIF MEDICAL


WALKING FRAME WITH BRACHIAL SUPPORTS

Instructions manual
MEDICAL DEVICE












ANDADOR CON SOPORTES BRAQUIALES

Manual de instrucciones
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 826009



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Respetar las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Teme la humedad
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Craint l'humidité Does not tolerate dampness Conformidad CE
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso máximo del usuario		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le cadre de marche avec appuis brachiaux est un dispositif d'aide à la marche destiné aux personnes à mobilité réduite. Ce cadre de marche avec appuis brachiaux est destiné à l'intérieur et à l'extérieur et se replie pour faciliter le rangement ou le transport.

PRECAUTIONS D'EMPLOI




Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.


- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 125 Kg.
- N'utilisez pas le cadre de marche dans un escalier ou sur un escalator.
- Assurez-vous que le cadre de marche soit correctement déplié et que tous les pieds soient ajustés à la même hauteur.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.
- Assurez-vous que les molettes soient bien serrées et à la même hauteur.
- Assurez-vous que toutes les pièces (roues, poignées) soient bien fixés et en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez le cadre de marche que comme support de marche.
- N'utilisez pas le cadre de marche pour marcher en arrière.
- Toujours s'appuyer sur les appuis brachiaux du cadre de marche. Des blessures graves à l'utilisateur et / ou des dommages au châssis du cadre de marche et/ou aux roues peuvent résulter d'une mauvaise utilisation.
- N'effectuez aucun réglage sur le cadre de marche pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- Toutes les roues doivent toujours être en contact avec le sol.
- Assurez-vous de mettre les mains sur chaque poignée afin que le cadre de marche puisse être en position de force parallèle.
- Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces inclinées, inégales ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque important de chute ou de blessure.
- N'utilisez pas le cadre de marche sur une pente mouillée, verglacée ou enneigée.
- En cas de pièces abimées, cassées ou usées, contactez le revendeur.

ASSEMBLAGE & UTILISATION

ASSEMBLAGE :

1. DEPLIER LE CADRE DE MARCHÉ





1. Sortez le cadre de marche et ses accessoires du carton d'emballage
2. Ouvrez les deux cadres latéraux jusqu'à entendre un « clic » (voir la deuxième photo ci-dessus)
3. Fixez les roues à l'avant du cadre de marche. Réglez la hauteur en appuyant sur le bouton pression. Un « clic » se produit montrant que le verrouillage de la hauteur est correct.
4. Fixez les pieds fixes à l'arrière du cadre de marche de la même manière que pour les roues. Veuillez vérifier que les deux roues avant et les deux pieds arrière soient tous positionnés à la même hauteur (voir **4- REGLAGE DE LA HAUTEUR DES PIEDS ET DES ROUES**).
5. Positionnez les appuis brachiaux sur le haut du cadre de marche et à l'aide des boutons pressions. Un « clic » se produit montrant que le verrouillage de la hauteur est correct.
6. Ajustez la longueur des appuis brachiaux à l'aide de la molette et des boutons pressions situés sur le côté des appuis brachiaux (voir **3 – REGLAGE DES APPUIS BRACHIAUX**).

2. PLIER LE CADRE DE MARCHÉ

Pour replier le cadre de marche avec appuis brachiaux, appuyez sur la pièce de verrouillage située à l'avant du cadre. Repliez ensuite les cadres latéraux.



3. REGLAGE DES APPUIS BRACHIAUX




1. Dévissez la molette de réglage de l'appuis brachial pour libérer la poignée
2. Ajustez la poignée horizontalement en fonction de la longueur de votre avant-bras
3. Revissez le bouton de réglage de l'appuis brachial

4. Répétez l'opération pour l'autre appui brachial. Assurez-vous que les deux appuis brachiaux soient positionnés à la même distance.

4. REGLAGE DE LA HAUTEUR DES PIEDS ET DES ROUES

1. Appuyez sur le bouton pression pour libérer le pied ou la roue
2. Faites glisser le tube pour ajuster à la hauteur souhaitée
3. La hauteur du pied ou de la roue est correctement verrouillée lorsque vous entendez un « clic »
4. Assurez-vous que les 2 pieds et les 2 roues soient tous à la même hauteur avant l'utilisation.




5. FONCTION FIXE OU ARTICULEE

Fonction mouvement fixe : permet de faire avancer les deux roues du rollator en même temps.

Appuyez sur le bouton pression pour le placer dans le trou supérieur. Le cadre de marche est correctement fixé lorsque vous entendez un « clic ».

Fonction mouvement articulé : permet de faire avancer les deux roues du rollator de manière alternative.

Appuyez sur le bouton pression pour le placer dans le trou inférieur. Le cadre de marche est correctement fixé lorsque vous entendez un « clic ».



UTILISATION :

Pour utiliser le cadre de marche placez vos avant bras sur les appuis brachiaux et vos mains sur les poignées. Ajustez la hauteur si besoin. Avancez doucement.



ENTRETIEN - MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le rollator avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvantés.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour de l'essieu, des freins ou des roues.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grincent.
- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis et boulons. Remplacez immédiatement toutes les pièces cassées, abîmées ou usées.
- Vérifiez que les freins fonctionnent avant chaque utilisation.

- Vérifiez les freins de stationnement en poussant les poignées dans la position verrouillée, puis en essayant de pousser le rollator.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors-tout	Larg.66 x Prof. 53 x Haut. Des supports 96 à 112 cm en 7 positions
Hauteur ajustable	73 à 90 cm en 8 positions
Largeur entre les 2 roues	47 à 62 cm
Hauteur des poignées	106 à 121 cm
Largeur entre les poignées et entre les deux roues arrière	52 cm
Largeur pliée	12 cm
Poids	4,2 kg
Poids maximal supporté	125 kg

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the most appropriate use in your case.

Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The walking frame with brachial supports is a walking aid for people with reduced mobility. This walking frame with brachial supports is designed for indoor and outdoor use and folds up for easy storage or transport.

SAFETY PRECAUTIONS




Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.


- Do not exceed the maximum weight limit of 125 kg.
- Do not use the step frame on stairs or escalators.
- Make sure that the walking frame is correctly unfolded and that all legs are adjusted to the same height.
- Only use the accessories and parts supplied by the manufacturer.
- Make sure that the knobs are tight and at the same height.
- Make sure that all parts (wheels, handles) are secure and in good working order.
- Only use the walking frame as a walking support.
- Do not use the walking frame to walk backwards.
- Always lean on the brace supports of the walking frame. Serious injury to the user and/or damage to the walking frame and/or wheels can result from improper use. Do not make any adjustments to the walking frame while it is in use.
- All wheels should always be in contact with the ground.
- Be sure to put your hands on each handle so that the walking frame can be in a parallel force position.
- Take care when climbing kerbs or when using un sloping, uneven or slippery surfaces. Failure to do so may result in a significant risk of falling or injury.
- Do not use the walker on wet, icy or snowy slopes.
- If any parts are damaged, broken or worn, contact your dealer.

MOUNTING & USE

MOUNTING:

1. UNFOLD THE WALKING FRAME






1. Remove the walking frame and accessories from the box
2. Open the two side frames until you hear a "click" (see second photo above)
3. Attach the wheels to the front of the step frame. Adjust the height by pressing the push button. A "click" will be heard showing that the height lock is correct.
4. Attach the fixed feet to the rear of the step frame in the same way as the wheels. Please check that the two front wheels and the two rear feet are all positioned at the same height (see **4- HEIGHT ADJUSTMENT OF FEET AND WHEELS**).
5. Position the brace supports on the top of the step frame and using the snaps. A "click" will be heard showing that the height lock is correct.
6. Adjust the length of the brace using the knob and snaps on the side of the brace (see **3 - ADJUSTING THE BRACEAU SUPPORTS**).

2. FOLDING THE WALKING FRAME

To fold the walking frame with brace supports, press the locking piece on the front of the frame. Then fold in the side frames.




3. ADJUSTMENT OF THE BRACHIAL SUPPORTS



1. Unscrew the armrest adjustment knob to release the handle
2. Adjust the handle horizontally to the length of your forearm
3. Screw the brachial support adjustment knob back on
4. Repeat for the other armrest. Make sure that both supports are positioned at the same distance.

4. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE LEGS AND WHEELS

1. Press the push button to release the foot or wheel
2. Slide the tube to adjust to the desired height
3. The height of the foot or wheel is correctly locked when you hear a "click".
4. Make sure both legs and wheels are at the same height before use




5. FIXED OR ARTICULATED FUNCTION

Fixed motion function: Allows both wheels of the rollator to move forward at the same time.

Press the push button to place it in the upper hole. The walking frame is correctly attached when you hear a "click".

Articulation function: Allows the two wheels of the rollator to move forward alternately.

Press the push button to place it in the lower hole. The walking frame is correctly attached when you hear a "click".



USE:

To use the walking frame place your forearms on the brachial supports and your hands on the handles. Adjust the height if necessary. Move forward slowly.



CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Clean the rollator regularly with warm water and a soft cloth. Do not use abrasive products, detergents or solvents.
- Dry with a clean, dry soft cloth.
- Make sure there is no accumulation of dirt or debris around the axle, brakes or wheels.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as this could damage aluminium and polyamide materials.
- Lubricate the wheels with a little oil if they squeak.
- Periodically check the wear and strength of all screws and bolts. Replace all broken, damaged or worn parts immediately.
- Check that the brakes are working before each use.
- Check the parking brakes by pushing the handles into the locked position, then trying to push the rollator.
- If there is a malfunction, do not repair the rollator yourself. Consult an authorized dealer.

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring your product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.
- Keep away from all flames and sources of sparks.
- Respect the conditions for storing your product :
- In a dry and temperate place
- Protect your product from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the product elements, do not jam anything...).

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

If the device is used in a multi user environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced.

FEATURES TECHNICAL

Dimensions	Width 66 x Depth 53 x Height. Brackets from 96 to 112 cm in 7 positions
Adjustable height	73 to 90 cm in 8 positions
Width between the 2 wheels	47 à 62 cm
Handle height	106 à 121 cm
Width between the handles and between the two wheels	52 cm
Folded width	12 cm
Weight of the walking frame	4,2 kg
Maximum load	125 kg

GUARANTEE

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiencies. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

DESTINO DEL PRODUCTO

El andador con soportes braquiales es ayuda para caminar para personas con movilidad reducida. Este andador con soportes braquiales está pensado para su uso en interiores y exteriores y puede plegarse para facilitar su almacenamiento o transporte.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.


- No exceda el límite de peso máximo de 125 Kg.
- No use el marco del escalón en las escaleras o en los ascensores.
- Asegúrate de que el marco del escalón esté correctamente desplegado y que todas las piernas estén ajustadas a la misma altura.
- Utilice sólo los accesorios y piezas suministradas por el fabricante.
- Asegúrate de que las estrías estén apretadas y a la misma altura.
- Asegúrate de que todas las partes (ruedas, mangos) estén seguras y en buen estado de funcionamiento.
- Sólo usa el marco del escalón como soporte del escalón.
- No use el andador para caminar hacia atrás.
- Apóyate siempre en los soportes braquiales del andador. El uso inadecuado puede provocar lesiones graves al operador y/o daños en el andador y/o en las ruedas.
- No haga ningún ajuste en el andador mientras esté en uso.
- Todas las ruedas deben estar siempre en contacto con el suelo.
- Asegúrate de poner las manos en cada asa para que el marco del escalón pueda estar en la posición de fuerza paralela.
- Tenga cuidado al subir a las aceras o al caminar sobre superficies inclinadas, desiguales o resbaladizas. Si no se hace así, puede haber un riesgo importante de caídas o lesiones.
- No utilice el andador en una pendiente húmeda, helada o nevada.
- Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con su distribuidor.

MONTAJE

MONTAJE:

1. DESPLEGAR EL ANDADOR





1. Retire el andador y sus accesorios de la caja de embalaje.
2. Abre los dos marcos laterales hasta que escuches un "clic" (ver la segunda foto de arriba).
3. Ata las ruedas a la parte delantera del andador. Ajuste la altura presionando el botón. Se producirá un "clic" que mostrará que el bloqueo de altura es correcto.
4. Ata los pies fijos a la parte trasera del andador de la misma manera que para las ruedas. Por favor, compruebe que las dos ruedas delanteras y los dos pies traseros están a la misma altura (ver **4- AJUSTE DE LA ALTURA DE LOS PIES Y LAS RUEDAS**).
5. Coloca los soportes braquiales en la parte superior del andador y con los botones de presión. Se producirá un "clic" que mostrará que el bloqueo de altura es correcto.
6. Ajuste la longitud de los soportes braquiales con el botón moleteado y los broches situados en el lateral de los soportes braquiales (véase **3 - AJUSTE DE LOS SOPORTES BRAQUIALES**).

2. PLEGAR EL ANDADOR

Para doblar el andador con soportes braquiales, presione la pieza de cierre en la parte delantera del marco. Luego dobla los marcos laterales.




3. AJUSTE DEL APOYO BRAQUIAL



1. Desenrosque la perilla de ajuste del soporte braquial para liberar el mango.
2. Ajuste el mango horizontalmente de acuerdo con la longitud de su antebrazo.
3. Atornille el botón de ajuste del soporte braquial.
4. Repita para el otro soporte braquial. Asegúrate de que ambos soportes braquiales estén colocados a la misma distancia.

4. AJUSTANDO LA ALTURA DE LOS PIES Y LAS RUEDAS


1. Presiona el botón para liberar el pie o la rueda
2. Deslice el tubo para ajustarlo a la altura deseada.
3. La altura del pie o de la rueda se bloquea correctamente cuando se oye un "clic".
4. Asegúrese de que ambos pies y ambas ruedas estén a la misma altura antes de usarlos.



5. FUNCIÓN FIJA O ARTICULADA

Función de movimiento fijo: permite que las dos ruedas del andador se muevan hacia adelante al mismo tiempo. Presiona el botón de presión para colocarlo en el agujero superior. El marco del paso se fija correctamente cuando se oye un "clic".

Función de movimiento articulado: permite que las dos ruedas del rodillo avancen alternativamente. Presiona el botón de presión para colocarlo en el agujero inferior. El marco del paso se fija correctamente cuando se oye un "clic".



USO:

Para usar el andador, coloque sus antebrazos en los soportes braquiales y sus manos en las asas. Ajuste la altura si es necesario. Avanza lentamente.



MANTENIMIENTO - CAMBIO



Si no se cuida y mantiene el producto, puede haber riesgo de lesiones graves.

- Limpie regularmente el andador con agua tibia y un paño suave. No utilice abrasivos, detergentes o disolventes.
- Seque con un paño suave, limpio y seco para evitar la oxidación.
- Asegúrate de que no haya acumulación de suciedad o escombros alrededor del eje o las ruedas.
- No utilice agentes de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que esto podría dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Revise periódicamente todos los tornillos, tuercas, frenos, ruedas y otros componentes para comprobar el desgaste y la resistencia.
- En el caso de una avería, no repare el andador usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Cuando transfiera el producto, recuerde entregar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. Previamente, el producto debe ser inspeccionado por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que tirarlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

- No guarde el andador durante un período prolongado cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Manténgase alejado de toda llama y chispa.
- Observe las condiciones de almacenamiento y estiba de sus rollators.
- En un lugar seco y templado
- Proteja su andador con un embalaje contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado)
- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga (no coloque objetos demasiado pesados sobre los elementos del rollator, no atasque nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	Anchura 66 x profundidad 53 x altura. Soporta de 96 a 112 cm en 7 posiciones
Altura ajustable	73 a 90 cm en 8 posiciones
El ancho entre las 2 ruedas	47 a 62 cm
Altura del mango	106 a 121 cm
El ancho entre las manijas y entre las dos ruedas	52 cm
Anchura de plegado	12 cm
El peso del andador	4,2 kg
Carga máxima	125 kg.

VIDA OPERATIVA

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITES proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Las fallas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
125 kg

