



SET DE 4 SURÉLÉVATEURS RESIST
Notice d'utilisation



SET OF 4 RESIST RAISERS
User manual



JUEGO DE 4 ELEVADORES RESIST
Manual de instrucciones



CONJUNTO DE 4 ELEVADORES RESIST
Manual de instruções



SET DI 4 RIALZI RESIST
Manuale d'uso



SET MIT 4 RESIST-ERHÖHUNGEN
Gebrauchsanweisung



SET VAN 4 RESIST-VERHOOGERS
Gebruiksaanwijzing



ΣΕΤ 4 ΑΝΥΨΩΤΩΝ RESIST
Οδηγίες χρήσης



ZESTAW 4 PODWYŻEŃ RESIST
Instrukcja użytkowania



REF. 815208 + 815209

SYMBOLES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
 SYMBOLS APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
 SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA ETIQUETA Y EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
 SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES
 SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO
 SYMBOLE AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
 SYMBOLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
 ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

	Invitation à lire le manuel d'utilisation <i>Invitation to read user manual</i> Invitación a leer el manual de usuario Convite para ler o manual de instruções Invito a leggere il manuale d'uso Aufforderung zur Leseanleitung Uitnodiging om de gebruiksaanwijzing te lezen Πρόσκληση για ανάγνωση των οδηγιών χρήσης Zaproszenie do przeczytania instrukcji użytkowania		
	Respecter les consignes de sécurité <i>Follow the safety instructions</i> Respetar las instrucciones de seguridad Respeitar as instruções de segurança Rispettare le istruzioni di sicurezza Sicherheitsanweisungen beachten De veiligheidsvoorschriften naleven Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa		Poids maximum de l'utilisateur <i>Maximum user weight</i> Peso máximo del usuario Peso máximo do utilizador Peso máximo dell'utente Maximales Benutzergewicht Maximaal gebruikersgewicht Μέγιστο βάρος χρήστη Maksymalna waga użytkownika

IMPORTANT



Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement ! Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

PRÉCAUTION D'EMPLOI



- Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour installer l'appareil et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil (Attention à ne pas laisser à l'intérieur d'une voiture en plein soleil !!).
- Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ 38°C ou 100°F ou inférieures à 0°C ou 32°F).
- Vérifier régulièrement l'état de chaque plot avant utilisation.
- Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est prévu.
- Respectez TOUJOURS les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette ou la notice.
- Seul un personnel qualifié est habilité à réparer cet article.
- En cas de non-utilisation prolongée, faites vérifier les plots par votre revendeur spécialisé.

UTILISATION

La mise en service de ce produit ne doit être réalisée que par du personnel qualifié. Une mauvaise fixation peut conduire à une mauvaise utilisation et à des risques d'accident. Il est donc indispensable que le produit soit adapté de manière individuelle à chaque patient par un personnel qualifié. N'hésitez pas à questionner votre revendeur en cas de doute.

Indication

Ces blocs surélèvent lits et fauteuils pour permettre à l'utilisateur de d'accéder et de se relever plus facilement de son lit ou fauteuil.

Installés sous un lit, ils créent un espace de rangement supplémentaire.

Le dessus des blocs présente une lèvre qui sécurise le pied à l'intérieur du bloc.

Utilisation

Vérifier le produit lors du déballage, ne pas utiliser de cutter ou couteau pour ne pas risquer de l'abimer.

Soulever le meuble puis positionner délicatement le pied du meuble au centre du bloc. Procéder ainsi pour les 4 pieds.

Vérifier que les pieds sont bien positionnés au centre de chaque bloc puis la stabilité du meuble avant utilisation.

ENTRETIEN

Le produit doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon propre et sec et un liquide ménager non abrasif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polypropylène
Diamètre utile	Modèle 9 cm (RÉF. 815208) : 8,7 cm Modèle 14 cm (RÉF. 815209) : 7,6 cm
Diamètre base	Modèle 9 cm (RÉF. 815208) : 16,5 cm Modèle 14 cm (RÉF. 815209) : 16,5 cm

RECYCLAGE

Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation en vigueur.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication.



IMPORTANT



Read the instructions carefully before use. Follow all guidelines and keep them in a safe place! If this aid is to be used by others, they must be properly informed of the following instructions prior to use.

PRECAUTIONS FOR USE



- Always consult your specialist dealer to install the device and to learn how to use it properly.
- Do not store outdoors or expose to direct sunlight (Be careful not to leave it inside a car in full sun!).
- Do not use in extreme temperatures (above approximately 38°C or 100°F or below 0°C or 32°F).
- Check the condition of each riser regularly before use.
- Do not use this product for any purpose other than that for which it is intended.
- ALWAYS respect the weight limits indicated on the label or in the user manual.
- Only qualified personnel are authorized to repair this item.
- If the product is not used for an extended period, have the risers checked by your specialist dealer.

USE

This product must only be set up by qualified personnel. Improper installation can lead to incorrect use and risk of accidents. It is therefore essential that the product be individually adjusted to each user by qualified personnel. If in doubt, do not hesitate to consult your dealer.

Indication

These riser blocks elevate beds and chairs to make it easier for users to sit down or stand up from their bed or chair. When placed under a bed, they create additional storage space.

The top of the blocks features a lip that helps secure the furniture leg inside the block.

Instructions for Use

Inspect the product upon unpacking; do not use a cutter or knife to avoid damaging it.

Lift the furniture and gently position each leg in the center of a block. Repeat this process for all four legs.

Ensure each leg is properly centered in its block and check the stability of the furniture before use.

MAINTENANCE

Clean the product regularly with a clean, dry cloth and a non-abrasive household cleaner.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composition	Polypropylene
Inner Diameter	9 cm model (REF. 815208): 8.7 cm 14 cm model (REF. 815209): 7.6 cm
Base Diameter	9 cm model (REF. 815208): 16.5 cm 14 cm model (REF. 815209): 16.5 cm

RECYCLING

Dispose of this product in accordance with current regulations.

WARRANTY

This product is guaranteed for 2 years from the date of purchase against any manufacturing defects.



IMPORTANTE



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. ¡Siga las indicaciones y consérvelas cuidadosamente! Si otras personas van a utilizar esta ayuda, deben estar bien informadas sobre las siguientes recomendaciones antes de su uso.

PRECAUCIONES DE USO



- Consulte siempre a su distribuidor especializado para la instalación del dispositivo y para aprender a utilizarlo correctamente.
- No almacenar en exteriores ni exponer al sol directamente (¡Cuidado con dejarlo dentro de un coche al sol!).
- No utilizar en temperaturas extremas (superiores a aproximadamente 38°C o 100°F o inferiores a 0°C o 32°F).
- Compruebe regularmente el estado de cada bloque antes de su uso.
- No utilizar el producto para ningún fin distinto al previsto.
- Respete SIEMPRE las limitaciones de peso indicadas en la etiqueta o en el manual.
- Solo personal cualificado está autorizado a reparar este producto.
- En caso de no utilizarlo durante un largo período, haga revisar los bloques por su distribuidor especializado

USO

La instalación de este producto debe ser realizada únicamente por personal cualificado. Una fijación incorrecta puede causar un uso inadecuado y riesgo de accidente. Por lo tanto, es imprescindible que el producto sea ajustado individualmente para cada usuario por personal cualificado. En caso de duda, consulte a su distribuidor.

Indicación

Estos bloques elevan camas y sillones para facilitar que el usuario se siente o se levante con mayor facilidad.

Colocados bajo una cama, crean un espacio de almacenamiento adicional.

La parte superior de los bloques tiene un borde que asegura la pata del mueble dentro del bloque.

Instrucciones de uso

Revise el producto al desempacar; no utilice cúter ni cuchillo para evitar dañarlo.

Levante el mueble y coloque cuidadosamente cada pata en el centro del bloque. Repita esta operación para las cuatro patas.

Asegúrese de que las patas estén bien centradas en cada bloque y compruebe la estabilidad del mueble antes de usarlo.

MANTENIMIENTO

El producto debe limpiarse regularmente con un paño limpio y seco y un producto de limpieza doméstico no abrasivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Polipropileno
Diámetro útil	Modelo 9 cm (REF. 815208): 8,7 cm Modelo 14 cm (REF. 815209): 7,6 cm
Diámetro de la base	Modelo 9 cm (REF. 815208): 16,5 cm Modelo 14 cm (REF. 815209): 16,5 cm

RECICLAJE

Deseche este producto conforme a la normativa vigente.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación.



IMPORTANTE



Leia atentamente as instruções antes de utilizar. Siga todas as recomendações e guarde este manual com cuidado! Caso este auxílio seja utilizado por outras pessoas, elas devem estar bem informadas sobre as instruções abaixo antes do uso.

PRECAUÇÕES DE USO



- Consulte sempre o seu revendedor especializado para instalar o dispositivo e aprender a utilizá-lo corretamente.
- Não armazene ao ar livre, nem exponha ao sol (Atenção: não deixe dentro de um carro sob sol forte!).
- Não utilize em temperaturas extremas (acima de aproximadamente 38°C ou 100°F ou abaixo de 0°C ou 32°F).
- Verifique regularmente o estado de cada bloco antes de utilizá-lo.
- Não utilize este produto para finalidades diferentes daquelas para as quais ele foi projetado.
- Respeite SEMPRE os limites de peso indicados na etiqueta ou no manual.
- Somente pessoal qualificado está autorizado a realizar reparos neste item.
- Em caso de não utilização prolongada, peça ao seu revendedor especializado que verifique os blocos.

UTILIZAÇÃO

A instalação deste produto deve ser feita apenas por pessoal qualificado. Uma fixação incorreta pode causar mau uso e risco de acidente. Portanto, é essencial que o produto seja ajustado individualmente para cada usuário por profissionais qualificados. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.

Indicação

Estes blocos elevam camas e cadeiras para facilitar o acesso do usuário e permitir que ele se levante mais facilmente. Quando colocados sob a cama, criam um espaço de armazenamento adicional.

A parte superior dos blocos possui uma borda que mantém o pé do móvel seguro dentro do bloco.

Instruções de uso

Verifique o produto ao desembalar; não utilize estilete ou faca para evitar danos.

Levante o móvel e posicione cuidadosamente cada pé no centro de um bloco. Repita o processo para os quatro pés.

Certifique-se de que os pés estejam bem centralizados em cada bloco e verifique a estabilidade do móvel antes do uso.

MANUTENÇÃO

O produto deve ser limpo regularmente com um pano limpo e seco e com um produto de limpeza doméstico não abrasivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Polipropileno
Diâmetro útil	Modelo 9 cm (REF. 815208): 8,7 cm Modelo 14 cm (REF. 815209): 7,6 cm
Diâmetro da base	Modelo 9 cm (REF. 815208): 16,5 cm Modelo 14 cm (REF. 815209): 16,5 cm

RECICLAGEM

Descarte este produto conforme a legislação vigente.

GARANTIA

Este produto possui garantia de 2 anos, a partir da data da compra, contra defeitos de fabricação.

IMPORTANTE



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Seguire tutte le indicazioni e conservarle con cura! Se questo ausilio viene utilizzato da altre persone, esse devono essere correttamente informate delle seguenti istruzioni prima dell'uso.

PRECAUZIONI D'USO



- Consultare sempre il proprio rivenditore specializzato per l'installazione del dispositivo e per apprendere il corretto utilizzo.
- Non conservare all'esterno e non esporre alla luce solare diretta (Attenzione: non lasciare all'interno di un'auto esposta al sole!).
- Non utilizzare in condizioni climatiche estreme (superiori a circa 38°C o 100°F o inferiori a 0°C o 32°F).
- Controllare regolarmente lo stato di ogni rialzo prima dell'uso.
- Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti per questo prodotto.
- Rispettare SEMPRE i limiti di peso indicati sull'etichetta o nel manuale.
- Solo personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo.
- In caso di inutilizzo prolungato, far controllare i rialzi dal proprio rivenditore specializzato.

UTILIZZO

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. Un fissaggio scorretto può comportare un uso improprio e rischi di incidente. È quindi essenziale che il prodotto sia regolato individualmente per ogni utente da personale qualificato. In caso di dubbio, rivolgersi al proprio rivenditore.

Indicazione

Questi rialzi sollevano letti e sedie per permettere all'utente di sedersi o alzarsi più facilmente.

Installati sotto un letto, creano uno spazio aggiuntivo per riporre oggetti.

La parte superiore dei blocchi è dotata di un bordo che mantiene stabile il piede del mobile all'interno del blocco.

Istruzioni per l'uso

Controllare il prodotto al momento del disimballaggio; non utilizzare taglierini o coltelli per non rischiare di danneggiarlo.

Sollevare il mobile e posizionare delicatamente ciascun piede al centro del blocco. Ripetere l'operazione per tutti e quattro i piedi.

Verificare che i piedi siano ben centrati su ogni blocco e controllare la stabilità del mobile prima dell'uso.

MANUTENZIONE

Pulire regolarmente il prodotto con un panno pulito e asciutto e un detergente domestico non abrasivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Polipropilene
Diametro utile	Modello 9 cm (REF. 815208): 8,7 cm Modello 14 cm (REF. 815209): 7,6 cm
Diametro della base	Modello 9 cm (REF. 815208): 16,5 cm Modello 14 cm (REF. 815209): 16,5 cm

RICICLAGGIO

Smaltire il prodotto secondo le normative vigenti.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione.



WICHTIG



Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie alle Hinweise und bewahren Sie sie gut auf! Wenn dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet wird, müssen diese vor der Nutzung umfassend über die folgenden Anweisungen informiert sein.

SICHERHEITSHINWEISE



- Lassen Sie das Gerät immer von einem Fachhändler installieren und sich im richtigen Gebrauch unterweisen.
- Nicht im Freien lagern oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen (Achtung: Niemals in einem Auto in der prallen Sonne liegen lassen!).
- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden (über ca. 38°C oder 100°F oder unter 0°C oder 32°F).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand jedes einzelnen Blocks vor der Verwendung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- BEACHTEN SIE IMMER die auf dem Etikett oder in der Anleitung angegebenen Gewichtsgrenzen.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal darf dieses Produkt reparieren.
- Bei längerer Nichtverwendung lassen Sie die Blöcke von Ihrem Fachhändler überprüfen.

VERWENDUNG

Das Produkt darf ausschließlich von qualifiziertem Personal in Betrieb genommen werden. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu falscher Nutzung und Unfallrisiken führen. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass das Produkt individuell an jeden Benutzer durch Fachpersonal angepasst wird. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Anwendung

Diese Blöcke dienen dazu, Betten und Sessel zu erhöhen, um dem Benutzer das Hinsetzen und Aufstehen zu erleichtern.

Wenn sie unter ein Bett gestellt werden, schaffen sie zusätzlichen Stauraum.

Die Oberseite der Blöcke ist mit einem Rand versehen, der den Möbelbein sicher im Block hält.

Gebrauchsanweisung

Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken. Verwenden Sie kein Messer oder Cutter, um Beschädigungen zu vermeiden.

Heben Sie das Möbelstück an und platzieren Sie jedes Bein vorsichtig mittig auf einem Block. Wiederholen Sie dies für alle vier Beine.

Vergewissern Sie sich, dass die Beine zentriert auf jedem Block stehen und das Möbelstück stabil ist, bevor Sie es benutzen.

PFLEGE

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger.

TECHNISCHE DATEN

Material	Polypropylen
Innen-Durchmesser	Modell 9 cm (REF. 815208): 8,7 cm Modell 14 cm (REF. 815209): 7,6 cm
Basis-Durchmesser	Modell 9 cm (REF. 815208): 16,5 cm Modell 14 cm (REF. 815209): 16,5 cm

RECYCLING

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

GARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler.

BELANGRIJK



Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik. Volg alle instructies op en bewaar ze goed! Als dit hulpmiddel door andere personen wordt gebruikt, moeten zij vooraf goed worden geïnformeerd over de volgende aanwijzingen.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ GEBRUIK



- Raadpleeg altijd uw gespecialiseerde dealer voor het installeren van het apparaat en om te leren hoe het op de juiste manier gebruikt moet worden.
- Niet buitenshuis bewaren, en niet in direct zonlicht plaatsen (Let op: laat het niet in een auto liggen in de volle zon!).
- Niet gebruiken bij extreme temperaturen (boven ca. 38°C of 100°F of onder 0°C of 32°F).
- Controleer regelmatig de staat van elk blok vóór gebruik.
- Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
- Respecteer **ALTIJD** de gewichtsbeperingen zoals aangegeven op het etiket of in de handleiding.
- Alleen gekwalificeerd personeel mag dit artikel repareren.
- Laat de blokken controleren door uw dealer bij langdurige niet-gebruik.

GEBRUIK

Het installeren van dit product mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste bevestiging kan leiden tot verkeerd gebruik en risico's op ongevallen. Het is daarom essentieel dat het product individueel wordt aangepast aan elke gebruiker door gekwalificeerd personeel. Raadpleeg bij twijfel uw dealer.

Toepassing

Deze verhogingsblokken verhogen bedden en stoelen, zodat de gebruiker gemakkelijker kan gaan zitten of opstaan. Onder een bed geplaatst, creëren ze extra opbergruimte.

De bovenkant van de blokken heeft een rand die het meubelpootje stevig binnen het blok houdt.

Gebruiksaanwijzing

Controleer het product bij het uitpakken. Gebruik geen mes of cutter om beschadiging te voorkomen.

Til het meubel op en plaats voorzichtig elke poot in het midden van een blok. Herhaal dit voor alle vier de poten.

Zorg ervoor dat de poten goed gecentreerd zijn in elk blok en controleer de stabiliteit van het meubel vóór gebruik.

ONDERHOUD

Reinig het product regelmatig met een schone, droge doek en een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Polypropyleen
Binnenmaat	Model 9 cm (ART. 815208): 8,7 cm Model 14 cm (ART. 815209): 7,6 cm
Diameter van de basis	Model 9 cm (ART. 815208): 16,5 cm Model 14 cm (ART. 815209): 16,5 cm

RECYCLAGE

Voer dit product af in overeenstemming met de geldende regelgeving.

GARANTIE

Dit product heeft 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum tegen fabricagefouten.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε το παρόν έντυπο! Αν η βοήθεια αυτή χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα, θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα για τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ



- Να συμβουλευέστε πάντα τον εξειδικευμένο προμηθευτή σας για την εγκατάσταση της συσκευής και για την εκμάθηση της σωστής χρήσης της.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο και μην το εκθέτετε στον ήλιο (Προσοχή: μην το αφήνετε μέσα σε αυτοκίνητο εκτεθειμένο στον ήλιο!).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες (πάνω από περίπου 38°C ή 100°F ή κάτω από 0°C ή 32°F).
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση κάθε ανυψωτικού μπλοκ πριν από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ τα όρια βάρους που αναφέρονται στην ετικέτα ή στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να επισκευάζει αυτό το προϊόν.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης, ζητήστε από τον προμηθευτή σας να ελέγξει τα μπλοκ.

ΧΡΗΣΗ

Η ενεργοποίηση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη στερέωση μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση και σε κινδύνους ατυχήματος. Είναι επομένως απαραίτητο το προϊόν να προσαρμόζεται εξατομικευμένα σε κάθε χρήστη από εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

Ένδειξη

Αυτά τα μπλοκ ανυψώνουν κρεβάτια και καρέκλες για να διευκολύνουν τον χρήστη να καθίσει ή να σηκωθεί.

Όταν τοποθετούνται κάτω από το κρεβάτι, δημιουργούν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.

Η επάνω πλευρά των μπλοκ έχει ένα χείλος που συγκρατεί σταθερά το πόδι του επίπλου στο εσωτερικό του μπλοκ.

Οδηγίες χρήσης

Ελέγξτε το προϊόν κατά την αποσυσκευασία. Μην χρησιμοποιείτε κοπίδι ή μαχαίρι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

Ανασηκώστε το έπιπλο και τοποθετήστε προσεκτικά κάθε πόδι στο κέντρο του μπλοκ. Επαναλάβετε για όλα τα πόδια.

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι σωστά τοποθετημένα στο κέντρο κάθε μπλοκ και ελέγξτε τη σταθερότητα του επίπλου πριν από τη χρήση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα καθαρό, στεγνό πανί και με ένα ήπιο οικιακό καθαριστικό που δεν είναι λειαντικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	Πολυπροπυλένιο
Εσωτερική διάμετρος	Μοντέλο 9 cm (ΚΩΔ. 815208): 8,7 cm Μοντέλο 14 cm (ΚΩΔ. 815209): 7,6 cm
Διάμετρος βάσης	Μοντέλο 9 cm (ΚΩΔ. 815208): 16,5 cm Μοντέλο 14 cm (ΚΩΔ. 815209): 16,5 cm

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, για τυχόν εργοστασιακά ελαττώματα.

**WAŻNE**

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Postępuj zgodnie ze wskazówkami i zachowaj je na przyszłość! Jeśli z pomocy korzystają inne osoby, muszą zostać odpowiednio poinformowane o poniższych zaleceniach przed rozpoczęciem użytkowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zawsze skonsultuj się ze specjalistycznym sprzedawcą w celu instalacji urządzenia oraz nauki jego prawidłowego użytkowania.
- Nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych (Uwaga: nie zostawiaj go w samochodzie na słońcu!).
- Nie używaj przy skrajnych temperaturach (powyżej ok. 38°C lub 100°F albo poniżej 0°C lub 32°F).
- Regularnie sprawdzaj stan każdego podwyższenia przed użyciem.
- Nie używaj produktu do innych celów niż te, do których został przeznaczony.
- ZAWSZE przestrzegaj ograniczeń wagowych podanych na etykiecie lub w instrukcji.
- Tylko wykwalifikowany personel jest uprawniony do naprawy tego produktu.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu, poproś swojego sprzedawcę o sprawdzenie stanu podstawek.

UŻYTKOWANIE

Uruchomienie produktu może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niewłaściwego użytkowania i ryzyka wypadku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby produkt był indywidualnie dopasowany do użytkownika przez przeszkolony personel. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Zastosowanie

Te podstawki służą do podnoszenia łóżek i foteli, co ułatwia użytkownikowi siadanie i wstawanie.

Po umieszczeniu pod łóżkiem tworzą dodatkową przestrzeń do przechowywania.

Górna część podstawek posiada rant zabezpieczający, który utrzymuje nogę mebla na miejscu.

Instrukcja użytkowania

Sprawdź produkt po rozpakowaniu; nie używaj noża ani nożyka, aby go nie uszkodzić.

Podnieś mebel i ostrożnie umieść każdą nogę na środku podstawki. Powtórz tę czynność dla wszystkich czterech nóg.

Upewnij się, że nogi są dobrze wycentrowane na każdej podstawie i sprawdź stabilność mebla przed użyciem.

KONSERWACJA

Produkt należy regularnie czyścić suchą i czystą ściereczką oraz łagodnym, nieściernym środkiem czystości.

DANE TECHNICZNE

Skład	Polipropylen
Średnica wewnętrzna	Model 9 cm (REF. 815208): 8,7 cm Model 14 cm (REF. 815209): 7,6 cm
Średnica podstawy	Model 9 cm (REF. 815208): 16,5 cm Model 14 cm (REF. 815209): 16,5 cm

RECYKLING

Utylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu, obejmującą wady produkcyjne.



Poids maximum autorisé par unité 130 kg
Maximum weight authorized per unit 130 kg
Peso máximo permitido por unidad 130 kg
Peso máximo permitido por unidade 130 kg
Peso massimo consentito per unità 130 kg
Zulässiges Höchstgewicht pro Einheit 130 kg
Maximaal toegestaan gewicht per eenheid 130 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά μονάδα 130 κιλά
Maksymalna dozwolona waga na jednostkę 130 kg

Distribué par :

Distributed by :

Distribuido por :

Distribuído por :

Distribuito da :

Vertrieben von :

Gedistribueerd door :

Διανεμήθηκε από :

Dystrybuowane przez :

Identités

ZA Pole 49 Bd de la Chanterie

49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

FRANCE

serviceclient@identites.tm.fr