

**CHAISE DE TOILETTES SAMOA***Notice d'utilisation*

DISPOSITIF MEDICAL

**SAMOA TOILET CHAIR***Instructions manual*










MEDICAL DEVICE

**SILLA DE ASEO SAMOA***Manual de instrucciones*

DISPOSITIVO MEDICO

REF. 811192

SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Respetar las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Conformidad CE
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso máximo del usuario		

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de toilette Samoa est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.


- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 130 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- L'appareil ne convient pas aux utilisateurs qui ne peuvent pas s'asseoir et se tenir debout normalement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise.
- Veuillez ne pas régler la hauteur lorsque l'utilisateur est assis.
- Veuillez ajuster la hauteur avant l'utilisation.
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.
- Avant utilisation, veuillez vérifier que tous les éléments de fixation du produit sont bien serrés et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu.
- Il est recommandé d'avoir un accompagnateur lors de l'utilisation de la chaise de toilette.
- Lorsque vous ajustez la hauteur, assurez-vous que la hauteur des quatre pieds est la même et que les goupilles de positionnement sont bien serrées.
- Lors de l'installation de l'accoudoir du dossier et de la partie supérieure des pieds : Assurez-vous qu'il y a un "clic" sonore et vérifiez s'ils sont bien fixés, afin de garantir la sécurité.
- Les embouts de pied de la chaise de toilette 811192 sont en plastique et doivent être remplacés en temps voulu en cas d'usure pour éviter les accidents.
- Attention : Les personnes ayant des problèmes de mobilité des membres inférieurs doivent être attentives à la sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Liste des pièces :

1. Accoudoir (y compris les fonctions de structure de l'accoudoir et du tube d'accoudoir)
2. Dossier (y compris les fonctions de structure du dossier et du tube de dossier)
3. Siège de chaise (y compris les fonctions de structure du support de chaise de toilette et du cadre de chaise de toilette)
4. Seau de chaise de toilette
5. Couvercle de seau de chaise de toilette
6. Poignée du seau de chaise de toilette
7. Coussin de dossier

8. Coussin de siège (y compris la fonction de structure du couvercle de chaise de toilette)
9. Tube supérieur de jambe
10. Goupille de positionnement
11. Bouchon de tube intérieur
12. Manchon de tube
13. Tube télescopique
14. Embouts de pied



ASSEMBLAGE & UTILISATION

La chaise de toilette a des accoudoirs et des dossiers amovibles, et la hauteur est réglable sur six niveaux.

Réglage de la hauteur : Appuyez sur la tête saillante de la goupille de positionnement (10) d'une main et tenez le tube télescopique (13) de l'autre main, déplacez-le vers le haut et vers le bas pour l'ajuster à une position appropriée, et assurez-vous que les têtes saillantes des goupilles de positionnement (10) des 4 pieds sont solidement fixés aux trous de la même hauteur pour éviter tout danger.

Installation et utilisation de la chaise de toilette 811192

① Insérez les 4 tubes supérieurs des jambes (9) dans les trous des pieds du siège (3) jusqu'à entendre un "clic". Lorsque la tête saillante de la goupille (10) ressort du trou de positionnement, cela signifie que les tubes des jambes sont installés.

② Insérez l'accoudoir (1) et le dossier (2) dans les trous de fixation du siège (3) de la même manière que l'étape ① jusqu'à entendre un "clic". Lorsque la tête saillante de la goupille unique ressort du trou de positionnement, cela signifie que les tubes des jambes sont installés.

③ Placez les composants du seau de toilette (4)(5)(6) dans le trou central du siège (3), puis mettez en place le coussin de siège (8).

④ Fixez le coussin de dossier (7) dans les 3 petits trous ovales du dossier (2). L'installation est maintenant terminée et elle peut être utilisée normalement.

⑤ Lors de l'utilisation de la fonction de toilette, veuillez retirer le coussin de siège (8) et le couvercle de la chaise de toilette (5), et remettez-les en place après utilisation pour éviter les mauvaises odeurs des selles et de l'urine ; lors de l'utilisation de la fonction de bain (sauf pour la chaise de toilette 811192, il est recommandé de retirer les composants du seau de toilette (4)(5)(6).

⑥ Lors de l'utilisation de la chaise de toilette 811192, serrez d'abord les quatre roulettes (15). Une fois que l'utilisateur est assis solidement, relâchez le frein à pied, et l'aidant/tuteur peut la pousser pour la déplacer.

Enlèvement de l'accoudoir et du dossier : Deux personnes sont nécessaires. Une personne appuie sur l'accoudoir (1) et sur la goupille qui dépasse en bas du dossier (2) avec les deux mains, l'autre personne maintient et soulève légèrement l'accoudoir (1) et le dossier (2) pour les retirer.

ENTRETIEN - MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit (toutes les roulettes, les joints, et les fixations) avec un chiffon humide et un désinfectant. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- La chaise doit être révisée chaque année complètement, avec lubrification obligatoire.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien du produit au moins une fois par an. Si le produit est soumis à une utilisation intensive et/ou à une utilisation dans un environnement multi-utilisateurs, nous recommandons de le faire réviser plus fréquemment.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois	Chaque année
Etat et fonctionnement accoudoirs, dossier et siège	X			
Etat et fonctionnement du seau	X			
Goupille de positionnement	X			

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	Larg. 54 x prof. 47 x haut. 75 à 87,7 cm
Dimensions assise	Larg. 47 x prof. 43 x haut. 39 à 52 cm en 6 positions
Largeur entre accoudoirs	46 cm
Poids	5,1 kg
Poids maximum autorisé	130 kg

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



INSTRUCTIONS MANUAL EN

IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions, or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the most appropriate use in your case.

Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The Samoa toilet chair is a medical device. It is a technical aid for toileting that is designed for people who are elderly, have reduced mobility, are disabled, or injured, or who can easily lose their balance.

SAFETY PRECAUTIONS




Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

- Never exceed the maximum supported weight of 130 kg. Make sure all components are secure before use.
- Ensure that the product is in good working order. The appliance is not suitable for users who cannot sit or stand normally.
- Visually inspect the product. Check the stability of the chair before use. Use only on level ground. Never bend over when using the chair. Do not adjust the height when the user is seated.
- Please adjust the height before use.
- If any parts are damaged, broken, worn or missing, contact your retailer.
- Before use, please check that all the product's fasteners are tight and that there is no play.
- It is recommended to have an accompanying person when using the toilet chair.
- When adjusting the height, make sure that all four legs are the same height and that the positioning pins are tight.
- When installing the backrest armrest and the top of the legs: make sure there is an audible "click" and check that they are securely fastened, to ensure safety.
- The foot caps on the 811192 toilet chair are made of plastic and should be replaced in good time if worn, to avoid accidents.
- Warning: People with mobility problems should not use this toilet chair.

PRODUCT DESCRIPTION

Parts list :

1. Armrest (including structural functions of armrest and armrest tube)
2. Backrest (including structural functions of backrest and backrest tube)
3. Chair seat (including the structural functions of the toilet chair support and toilet chair frame)
4. Toilet chair bucket
5. Toilet chair bucket cover
6. Toilet seat bucket handle
7. Back cushion
8. Seat cushion (including toilet chair cover structure function)
9. Upper leg tube
10. Positioning pin
11. Inner tube plug
12. Tube sleeve
13. Telescopic tube
14. Foot caps



MOUNTING & USE

The toilet chair has removable armrests and backrests, and its height can be adjusted in six stages.

Height adjustment: Press the protruding head of the positioning pin (10) with one hand and hold the telescopic tube (13) with the other hand, move it up and down to adjust it to a suitable position, and make sure that the protruding heads of the positioning pins (10) of the 4 legs are firmly attached to the holes of the same height to avoid any danger.

Installing and using the toilet chair 811192

- ① Insert the 4 upper leg tubes (9) into the holes in the seat legs (3) until they "click" into place. When the protruding head of the pin (10) pops out of the locating hole, this means that the leg tubes are installed.
- ② Insert the armrest (1) and backrest (2) into the seat fixing holes (3) in the same way as step ① until you hear a "click". When the protruding head of the single pin pops out of the locating hole, this means that the leg tubes are installed.
- ③ Place the toilet bucket components (4)(5)(6) in the center hole of the seat (3), then fit the seat cushion (8).
- ④ Fit the backrest cushion (7) into the 3 small oval holes in the backrest (2). Installation is now complete, and it can be used normally.
- ⑤ When using the toilet function, please remove the seat cushion (8) and toilet chair cover (5) and replace them after use to prevent unpleasant odors from feces and urine; when using the bath function (except for toilet chair 811192, it is recommended to remove the toilet bucket components (4)(5)(6).
- ⑥ When using the 811192 toilet chair, first tighten the four castors (15). Once the user is seated securely, release the foot brake, and the carer/guardian can push it to move it.

Removing the armrest and backrest: Two people are required. One person presses down on the armrest (1) and the pin protruding from the bottom of the backrest (2) with both hands, while the other person holds and slightly lifts the armrest (1) and backrest (2) to remove them.

Please follow all the instructions stated in this user manual when using the SAMOA toilet chair. This is for your security.

CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and maintain your product may result in the risk of serious injury.

- Regularly clean by hand the product (all castors, joints and fixings) with a damp cloth and disinfectant. Do not use abrasive products, detergents, or solvent-based products.
- Dry with a clean, dry soft cloth.
- The chair must be completely reviewed every year, with compulsory lubrication.
- It is recommended that the device is serviced annually. If the product is subject to intensive use and/or use in a multi-user environment, we recommend that it be serviced more frequently.
- In case of malfunction, do not repair the product yourself. Consult an authorised dealer.

Check the item	Any time	Weekly	Monthly	Yearly
Condition and operation of armrests, backrest and seat	X			
Condition and operation of bucket	X			
Positioning pin	X			

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring the product, remember to give all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product should be inspected by an authorized specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable, and you must throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Do not store your product for prolonged periods near a source of heat or in direct sunlight (e.g. behind a window or near a radiator) or near a source of cold.
- Keep away from open flames and sources of sparks.
- Respect the conditions for storing your product.
- In a dry, temperate place
- Protect your product with packaging from dust and corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together, in the same place (or mark them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place heavy objects on the product components, do not jam anything, etc.).

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

If the device is used in a multiuser environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced.

FEATURES TECHNICAL

Overall dimensions	Width 54 x depth 47 x height 75 to 87.7 cm
Seat dimensions	Width 47 x depth 43 x height 39 to 52 cm in 6 positions
Width between armrests	46 cm
Weight	5,1 kg
Maximum authorised weight	130 kg

GUARANTEE

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiencies. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

CUIDADO

Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto y consérvelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de usar este producto, bajo pena de riesgos y daños.

Consulte a su profesional sanitario antes de usar cualquier dispositivo médico. Le asesorará e informará sobre el uso más adecuado en su caso.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

La silla de WC Samoa es un producto sanitario. Es una ayuda técnica para ir al baño pensada para personas mayores, con movilidad reducida, discapacitadas o lesionadas, o que pueden perder fácilmente el equilibrio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




Si no se siguen las instrucciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No supere nunca el peso máximo soportado de 130 kg.
- Asegúrese de que todos los componentes están bien fijados antes de utilizarlo.
- Asegúrese de que el producto está en buen estado de funcionamiento.
- El aparato no es adecuado para usuarios que no puedan sentarse o levantarse con normalidad.
- Inspeccione visualmente el producto.
- Compruebe la estabilidad de la silla antes de utilizarla.
- Utilícela sólo en terrenos llanos.
- No se incline nunca cuando utilice la silla.
- No ajuste la altura cuando el usuario esté sentado.
- Ajuste la altura antes de usarla.
- Si alguna pieza está dañada, rota, desgastada o falta, póngase en contacto con su distribuidor.
- Antes de utilizarla, compruebe que todos los elementos de fijación del producto estén bien apretados y que no haya holgura.
- Se recomienda contar con un acompañante cuando se utilice la silla de inodoro.
- Al ajustar la altura, asegúrese de que las cuatro patas estén a la misma altura y que los pasadores de posicionamiento estén bien apretados.
- Al instalar el reposabrazos del respaldo y la parte superior de las patas: asegúrese de que se oye un "clic" y compruebe que están bien sujetos, para garantizar la seguridad.
- Los reposapiés de la silla de WC 811192 son de plástico y deben sustituirse a tiempo si están desgastados, para evitar accidentes.
- Advertencia: Las personas con problemas de movilidad no deben utilizar esta silla de inodoro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lista de piezas :

1. Apoyabrazos (incluidas las funciones estructurales del apoyabrazos y el tubo del apoyabrazos)
2. Respaldo (incluidas las funciones estructurales del respaldo y el tubo del respaldo)
3. Asiento de la silla (incluidas las funciones estructurales del soporte de la silla del inodoro y el armazón de la silla del inodoro)
4. Cubo de la silla de inodoro
5. Cubo de la silla de inodoro
6. Asa del cubo de la silla del inodoro
7. Cojín del respaldo
8. Cojín del asiento (incluida la función de estructura de la cubierta de la silla del inodoro)
9. Tubo superior de la pierna
10. Pasador de posicionamiento
11. Tapón del tubo interior
12. Manguito del tubo
13. Tubo telescópico
14. Tapones de pie



MONTAJE Y USO

MONTAJE :

La silla de inodoro tiene reposabrazos y respaldos desmontables, y su altura puede ajustarse en seis niveles.

Ajuste de la altura: Presione la cabeza saliente del pasador de posicionamiento (10) con una mano y sujete el tubo telescópico (13) con la otra, muévelo hacia arriba y hacia abajo para ajustarlo a una posición adecuada, y asegúrese de que las cabezas salientes de los pasadores de posicionamiento (10) de las 4 patas estén firmemente sujetas a los orificios de la misma altura para evitar cualquier peligro.

Instalación y uso de la silla para inodoro 811192

- ① Inserte los 4 tubos superiores de las patas (9) en los orificios de las patas del asiento (3) hasta que encajen en su sitio. Cuando la cabeza saliente del pasador (10) salga del orificio de fijación, significa que los tubos de las patas están instalados.
- ② Introduzca el reposabrazos (1) y el respaldo (2) en los orificios de fijación del asiento (3) del mismo modo que en el paso ① hasta que oiga un "clic". Cuando la cabeza saliente del pasador único salga del orificio de fijación, significa que los tubos de las patas están instalados.
- ③ Coloque los componentes de la cubeta del inodoro (4)(5)(6) en el orificio central del asiento (3) y, a continuación, monte el cojín del asiento (8).
- ④ Encaje el cojín del respaldo (7) en los 3 pequeños orificios ovalados del respaldo (2). La instalación ha finalizado y puede utilizarse con normalidad.
- ⑤ Cuando utilice la función de inodoro, retire el cojín del asiento (8) y la tapa de la silla de inodoro (5) y vuelva a colocarlos después de su uso para evitar los olores desagradables de las heces y la orina; cuando utilice la función de baño (excepto para la silla de inodoro 811192, se recomienda retirar los componentes de la cubeta del inodoro (4)(5)(6).

⑥ Cuando utilice la silla de inodoro 811192, apriete primero las cuatro ruedas giratorias (15). Una vez que el usuario esté bien sentado, suelte el freno de pie y el cuidador/tutor podrá empujarlo para moverlo.

Desmontaje del reposabrazos y del respaldo: Se necesitan dos personas. Una persona presiona hacia abajo el reposabrazos (1) y el pasador que sobresale de la parte inferior del respaldo (2) con ambas manos, mientras que la otra persona sujeta y levanta ligeramente el reposabrazos (1) y el respaldo (2) para extraerlos.

Siga todas las instrucciones de este manual de usuario cuando utilice la silla de aseo SAMOA. Su seguridad está en juego.

CUIDADO



La falta de mantenimiento de su producto puede resultar en el riesgo de lesiones graves.

- Limpie regularmente el producto (todas las ruedas, juntas y fijaciones) con un paño húmedo y desinfectante. No utilice productos abrasivos, detergentes ni disolventes.
- Seque con un paño suave, limpio y seco.
- La silla debe ser revisada completamente cada año, con una lubricación obligatoria.
- Se recomienda revisar el producto al menos una vez al año. Si el producto está sometido a un uso intensivo y/o se utiliza en un entorno multiusuario, recomendamos que se revise con mayor frecuencia.
- En caso de avería, no repare el producto usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

Consulte el artículo	En cualquier momento	Cada semana	Todos los meses	Cada año
Estado y funcionamiento de reposabrazos, respaldo y asiento	X			
Estado y funcionamiento del cubo	X			
Pasador de posicionamiento	X			X

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene.

Cuando cambie de paciente, recuerde dar instrucciones al nuevo usuario. Previamente, el producto debe ser inspeccionado para verificar su buen estado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que tirarlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea hacer el reciclaje por usted mismo, solicite instrucciones a la empresa local de gestión de residuos. El producto debe ser inspeccionado previamente por un especialista autorizado.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

- Mantener alejado de cualquier llama y fuente de chispa.
- No almacene el producto durante un periodo prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Manténgalo alejado de llamas y chispas.
- Respete las condiciones de almacenamiento del producto. En un lugar seco y templado.
- Proteja su producto embalándolo del polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).
- Almacene todas las piezas desmontadas juntas, en el mismo lugar (o márkelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos al volver a montarlas.
- Todos los componentes deben almacenarse sin ninguna carga (no coloque objetos pesados sobre las piezas del producto, no atasque nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones totales	Anchura 54 x profundidad 47 x altura 75 a 87,7 cm
Dimensiones del asiento	Anchura 47 x profundidad 43 x altura 39 a 52 cm en 6 posiciones
Anchura entre reposabrazos	46 cm
Peso	5,1 kg
Peso máximo autorizado	130 kg

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones. Si el producto se utiliza en un entorno multiusuario (por ejemplo, una residencia de ancianos o un hospital), la vida útil puede verse reducida.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITIES proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Las averías resultantes de daños accidentales, uso indebido, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto para aplicar la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Poids maximum autorisé 130 kg
Maximum weight authorized 130 kg
Peso máximo permitido 130 kg

