

 **ROLLATOR NEO CLASSIC**
Notice d'utilisation
DISPOSITIF MEDICAL

 **ROLLATOR NEO CLASSIC**
Instructions manual
MEDICAL DEVICE

 **ROLLATOR NEO CLASSIC**
Manual de instrucciones
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 826019.BLANC
REF. 826019.ORANGE



IMPORTANT











Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide à la marche. Il vous conseillera et informera sur la technique de marche la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.


SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION

	Adresse du fabricant		Invitation à consulter le manuel d'utilisation
	Date de fabrication		Respecter les consignes de sécurité
	Numéro de lot		Conformité CE
	Référence du produit		Craint l'humidité
	Poids maximum de l'utilisateur		Dispositif médical

DESTINATION DU PRODUIT

Les Rollator Néo Classic sont des dispositifs d'aide à la marche destinés aux personnes à mobilité réduite. Ces rollators sont destinés à l'intérieur et à l'extérieur et se replient pour faciliter le rangement ou le transport.

DESCRIPTIF



PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 136 Kg.

Ne dépassez pas la charge maximale de 5 kg dans le panier. Les charges ne doivent être transportées que dans le panier. N'accrochez pas des objets lourds au rollator car cela pourrait affecter sa stabilité.

Assurez-vous que toutes les pièces soient bien fixées et en bon état de fonctionnement.

Assurez-vous que les molettes soient serrées et à la même hauteur.

Assurez-vous que les barres soient bien engagées jusqu'à leur butée.

N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.

Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.

Le rollator est une aide à la marche. **Ce n'est pas un fauteuil roulant.** Il n'a pas été conçu pour transporter une personne assise dessus. **Un tel usage risque d'endommager les roues et la structure même du rollator.** Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses caractéristiques mécaniques lors des futurs usages. N'utilisez le rollator que comme support de marche.

N'utilisez pas le rollator pour marcher en arrière.

Toujours s'installer sur l'assise lorsque les barres soient bien engagées sur leur butée. Des blessures graves à l'utilisateur et / ou des dommages au châssis du rollator et/ou aux roues peuvent résulter d'une mauvaise utilisation.

N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est en cours d'utilisation.

Toutes les roues doivent toujours être en contact avec le sol.

Assurez-vous de mettre les mains sur chaque poignée afin que le déambulateur puisse être en position de force parallèle.

Assurez-vous que le siège soit bien clipsé à plat avant utilisation

N'essayez pas de pousser le rollator lorsque quelqu'un est assis dans le siège.

N'utilisez pas le siège pour transporter des objets.

N'utilisez pas le siège sans le dossier.

Ne vous asseyez pas sur le siège lorsque le rollator est dans une pente.

Lorsque vous êtes assis, n'essayez pas d'atteindre des objets en vous penchant vers l'avant. Ne vous penchez pas en arrière car cela peut faire basculer le rollator.

Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces inclinées, inégales

ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque important de chute ou de blessure. N'utilisez pas le déambulateur sur une pente mouillée, verglacée ou enneigée. En cas de pièces abimées, cassées ou usées, contactez le revendeur.


MONTAGE

1. Retirer le rollator de son emballage.
2. Retirer le châssis et déposer le devant vous.
3. Déployer la structure du rollator et abaisser le siège.
4. Emmancher les tubes (ovales) des roues avant et les tubes (ronds) pieds arrière dans la structure et ajuster à la bonne hauteur en s'assurant du parfait enclenchement des pions d'ajustement.



ATTENTION : La hauteur d'assise se règle par l'ajustement indépendant de la hauteur des tubes de roues avant et des tubes de pieds arrière.

Il est impératif que les deux roues avant soient réglées sur la même hauteur pour éviter un déséquilibre. Il en va de même pour les pieds arrière.



5. Installer les poignées à la hauteur souhaitée et verrouiller avec la molette comme ci-dessous.




ATTENTION : Pour ajuster la hauteur des poignées, dévisser la molette, ajuster la hauteur puis revisser fermement la molette.

Il faut toujours ajuster les deux poignées à la même hauteur pour éviter tout déséquilibre.

Nous recommandons de placer les poignées à la hauteur du poignet de l'utilisateur.

6. Installer le dossier dans le châssis en appuyant sur le bouton comme ci-dessous



SIÈGE

Le siège est adapté pour de courtes pauses mais ne convient pas comme chaise.

Vérifier que le rollator soit sur une surface plane, les roues avant et les pieds arrière en parfait contact avec le sol avant de s'asseoir.

PLIAGE

Le rollator peut être replier pour le stockage ou le transport.

Soulever simplement le siège en tirant vers le haut. Cela repliera directement le rollator. S'assurer de ne pas se pincer les doigts lors du pliage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le rollator avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif ou de détergent.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour de l'essieu, des freins ou des roues.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore ainsi que tous les produits solvantés, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grincent.
- Vérifier régulièrement que toutes les vis soient correctement fixées et serrées.
- Vérifier que les freins fonctionnent bien avant chaque utilisation.
- Vérifier les freins de stationnement, pour cela bloquer le rollator en mode parking et essayer de faire avancer le rollator.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.

- **Liste de contrôle :**

Afin de maintenir le rollator en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois	Chaque année
Clip et molette pour le réglage en hauteur	X			
Soudure de structure au niveau des roues		X		
Propreté				X
Vis et éléments de fixation		X		
Stabilité du cadre et du dossier			X	
Etat de l'assise			X	
Etat des patins et des roues		X		

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Ne pas stocker votre rollator pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.

Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker vos rollators.

- Dans un endroit sec et tempéré.
- Protéger votre rollator par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin)
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du rollator, ne rien coincer...).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions assise	larg. 36 x prof. 24 x haut. 47 à 54 cm
Dimensions hors tout	Larg. 52 à 57 x prof. 59 à 65 x haut. 80 à 97 cm
Diamètre des roues	15cm
Poids	5.9 kg
Charge maximale	136 kg
Charge maximale du sac	5 kg

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



IMPORTANT











Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your doctor or health care professional before using a walking aid. He/she will advise and inform you on the most appropriate walking technique for you.

Distributor: this leaflet must be given to the users of this product.

SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL


	Manufacturer's address		Invitation to consult the user manual
	Date of production		Follow the safety instructions
	Batch Number		CE Conformity
	Product Reference		Does not tolerate dampness
	Max Weight supported		Medical Device

PRODUCT DESTINATION

The Neo Classic Rollators are walking aids for people with reduced mobility. These products are intended for use indoors and outdoors and can be folded up for easy storage or transport.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Backrest
2. Button for adjustment, on the handles
3. Chassis
4. Front wheels fork
5. Handle
6. Seat
7. Rear foot
8. Anti-slip sole
9. Basket



SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

Do not exceed the maximum weight limit of 136 Kg.

Do not exceed the maximum load limit in the basket (5kg). Loads must only be carried in the basket. Do not hang heavy objects on the rollator as this could affect its stability.

Make sure that all parts are securely fastened and in good working order.

Regularly check the screws and fasteners of the rollator and at the same height.

Make sure that the handle locking latch is securely engaged.

Do not use the rollator in stairs or escalators.

Use only accessories and parts supplied by the manufacturer.

The rollator is a walking aid **only. It is not a wheel chair.** It is not designed to carry a person. **Such usage can damage the wheels and the rollator structure.** The rollator could then be weakened and no longer meet the mechanical features.

Only use the rollator as a walking aid.

Do not use the rollator for walking backwards.

Before seating, make sure that the bars locking latch are fully engaged. Serious injuries to the user and/or chassis damages and /or wheels can result from the incorrect usage.

Do not make any adjustments to the rollator while in use.

All wheels must always be in contact with the ground.

Make sure to put both hands on the handles so that the rollator is in an even position of strength.

Make sure that the seat is fully locked in a flat position before use.

Do not try to push the rollator when someone is seated on it.

Do not use the seat to carry objects.

Do not use the seat without its backrest.

Do not seat on the seat when the rollator is on a slope.

While seated, do not try to reach objects by leaning forward. Do not lean backwards, the rollator could then tilt.

Use caution when climbing pavements or walking on inclined, uneven, or slippery surfaces. Failure to do so may result in a significant risk of falling or injury.

Do not use the walker on a wet, icy, or snowy slope.

If any parts are damaged, broken or worn, contact the distributor.


ASSEMBLY

1. Remove all packaging from rollator.
2. Remove the chassis and put it in front of you.
3. Unfold the structure and lower the seat.
4. Join the (oval) tubes of the front wheels and the (round) tubes of the rear feet into the structure, and adjust to the right height, making sure of the perfect locking.



ATTENTION : The seat height can be adjusted independently from the height of the front wheel tubes and the rear feet tubes.

It is essential that both front wheels are adjusted on the same height to avoid imbalance. The same applies to the rear feet.



5. Install the handles to the desired height and lock with the adjuster as shown below.



ATTENTION : To adjust the handle heights, unscrew the adjuster, adjust the height, then screw the adjuster. **Always adjust the two handles to the same height to avoid any imbalance.**

We recommend to place the handles at the user's wrist height

6. Install the backrest onto the chassis by pressing the button as shown below



SEAT

The seat is adapted for short rests and is not suitable for normal seating.

Check that the rollator is on an even surface, the front wheels and rear feet are perfectly in contact with the ground before seating.

FOLDING

The rollator can be folded for storage or transportation.

Pull seat upwards. It will fold completely the rollator. Mind your fingers during folding.

CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Clean the rollator regularly with warm water and a soft cloth. Do not use abrasive products, detergents or solvents.
- Dry with a clean, dry soft cloth.
- Make sure there is no accumulation of dirt or debris around the axle, brakes or wheels.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, or any solvent based products, as it could damage the aluminium and polyamide materials.
- Lubricate the wheels with a little oil if they squeak.
- Periodically check the wear and strength of all screws and bolts.
- Check that the brakes are working before each use.
- Check the parking brakes by pushing the handles into the locked position, then trying to push the rollator.
- If there is a malfunction, do not repair the rollator yourself. Consult an authorized dealer.
- **Checklist :**
To keep the rollator in good condition, check before each use, and check regularly as follows

Check the item	Anytime	Weekly	Monthly	Yearly
Clip and knob for height adjustment	X			
Structural weld at wheels		X		
Cleanliness				X
Screws and fasteners		X		
Stability of frame and backrest			X	
Condition of seat			X	
Condition of the wheels and pads		X		

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring the rollator, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions may lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

Do not store your rollator for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.

Keep away from all flames and sources of sparks.

Observe the conditions for storing and stowing your rollators.

- In a dry and temperate place
- Protect your rollator by packaging it from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.

- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the rollator elements, do not jam anything...).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Seat dimensions	Width 36 x depth 24 x height 47 to 54 cm
Overall dimensions	Width 52 to 57 x depth 59 to 65 x height 80 to 97 cm
Wheel diameter	15cm
Weight	5.9 kg
Maximum load	136 kg
Maximum load for the basket	5 kg

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

WARRANTY

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or material defect. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.


SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Dirección del fabricante		Invitación a consultar el manual de usuario
	Fecha de fabricación		Observe las instrucciones de seguridad
	Número de lote		Conformidad CE
	Referencia del producto		Proteger de la humedad
	Peso máximo del usuario		Dispositivo médico

INDICACIONES DEL PRODUCTO

Los rollators Neo Classic son ayudas para caminar para personas con movilidad reducida. Estos productos están destinados a ser utilizados tanto en interiores como en exteriores y se pliegan para facilitar su almacenamiento o transporte.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Respaldo
2. Botón de ajuste, en las empuñaduras
3. Bastidor
4. Horquilla de las ruedas delanteras
5. Mango
6. Asiento
7. Pie trasero
8. Suela antideslizante
9. Cesta

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

No supere el límite de peso máximo de 136 Kg.

No supere el límite máximo de carga en la cesta (5 kg). Las cargas sólo deben transportarse en la cesta. No cuelgue objetos pesados en el rollator, ya que podría afectar a su estabilidad.

Asegúrese de que todas las piezas estén bien sujetas y funcionen correctamente.

Compruebe regularmente los tornillos y las fijaciones del rollator y a la misma altura.

Asegúrese de que el pestillo de bloqueo del asa está bien encajado.

No utilice el rollator en escaleras o escaleras mecánicas.

Utilice únicamente los accesorios y piezas suministrados por el fabricante.

El rollator es sólo una ayuda para caminar. No es una silla de ruedas. No está diseñado para transportar personas. Este uso puede dañar las ruedas y la estructura del rollator. El rollator podría debilitarse y dejar de cumplir las características mecánicas.

Utilice el andador sólo como ayuda para caminar.

No utilice el andador para caminar hacia atrás.

Antes de sentarse, asegúrese de que el pestillo de bloqueo de las barras esté completamente encajado. El uso incorrecto puede provocar lesiones graves al usuario y/o daños en el chasis y/o las ruedas.

No realice ningún ajuste en el rollator mientras esté en uso.

Todas las ruedas deben estar siempre en contacto con el suelo.

Asegúrese de poner ambas manos en las empuñaduras para que el rollator esté en una posición de fuerza uniforme.

Asegúrese de que el asiento esté completamente bloqueado en posición horizontal antes de utilizarlo.

No intente empujar el rollator cuando alguien esté sentado en él.

No utilice el asiento para transportar objetos.

No utilice el asiento sin el respaldo.

No se siente en el asiento cuando el rollator esté en una pendiente.

Mientras esté sentado, no intente alcanzar objetos inclinándose hacia delante. No se incline hacia atrás, ya que el rollator podría inclinarse.

Tenga cuidado al subir aceras o caminar por superficies inclinadas, irregulares o resbaladizas. De lo contrario, podría correr un riesgo importante de caerse o lesionarse.

No utilice el andador sobre una pendiente mojada, helada o nevada.
Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con el distribuidor.


MONTAJE

1. Extraiga el rollator de su embalaje.
2. Retire el armazón y colóquelo frente a usted.
3. Despliegue el armazón del rollator y baje el asiento.
4. Coloque los tubos de las ruedas delanteras (ovalados) y los tubos de los pies traseros (redondos) en el armazón y ajústelos a la altura correcta asegurándose de que los pasadores de ajuste encajan.



ATENCIÓN : La altura del asiento se regula ajustando independientemente la altura de los tubos de las ruedas delanteras y los tubos de los pies traseros.

Es imprescindible que las dos ruedas delanteras estén a la misma altura para evitar desequilibrios. Lo mismo se aplica a las patas traseras.




5. Instale las asas a la altura deseada y bloquéelas con el pomo como se muestra a continuación.



ATENCIÓN : Para ajustar la altura de las asas, desenrosque el pomo, ajuste la altura y vuelva a enroscar firmemente el pomo. **Ambas empuñaduras deben ajustarse siempre a la misma altura para evitar desequilibrios.** Recomendamos colocar las empuñaduras a la altura de la muñeca del usuario.

6. Instale la carpeta en el marco pulsando el botón como se indica a continuación



CUIDADO Y MANTENIMIENTO



La falta de cuidado y mantenimiento de su producto puede provocar lesiones graves.

- Limpie el rollator regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice productos abrasivos ni detergentes.
- Séquelo con un paño suave, limpio y seco.
- Asegúrese de que no haya acumulación de suciedad o residuos alrededor del eje, los frenos o las ruedas.
- No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro y todos los productos a base de disolventes, ya que pueden dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Lubrique las ruedas con un poco de aceite si chirrían.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos están bien fijados y apretados.
- Compruebe que los frenos funcionan correctamente antes de cada uso.
- Compruebe los frenos de estacionamiento bloqueando el rollator en modo de estacionamiento e intentando mover el rollator hacia delante.
- Si se produce una avería, no repare el rollator usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

- **Lista de control :**

Para mantener el rollator en buen estado, compruébelo antes de cada uso y periódicamente de la siguiente forma

Compruebe el artículo	En cualquier momento	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente
Clip y pomo para ajustar la altura	X			
Soldadura estructural en las ruedas		X		
Limpieza				X
Tornillos y fijaciones		X		
Funcionament de la pedal	X			
Estabilidad del armazón y del respaldo			X	
Estado del asiento			X	
Estado de las ruedas y almohadillas		X		

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede reutilizarse. Primero debe limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las normas de higiene. Al transferir el producto, recuerde entregar toda la documentación técnica necesaria al nuevo usuario. El producto debe ser inspeccionado previamente por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto haya quedado inservible y necesite deshacerse de él: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea reciclarlo usted mismo, solicite a su empresa local de gestión de residuos las directrices para su eliminación.

ALMACENAMIENTO



El incumplimiento de las condiciones de almacenamiento puede provocar el deterioro del producto y, por tanto, un riesgo de lesiones graves

No guarde el rollator durante periodos prolongados cerca de una fuente de calor o de luz solar (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) ni cerca de una fuente de frío.

Manténgalo alejado de llamas y chispas.

Respete las condiciones de almacenamiento de sus rollators :

- En un lugar seco y templado.
- Proteja su rollator envolviéndolo del polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado)
- Almacene todas las piezas desmontadas juntas, en el mismo lugar (o márkelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos al volver a montarlas.
- Todos los componentes deben almacenarse sin ninguna carga (no coloque objetos pesados sobre las piezas del rollator, no atasque nada).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones del asiento	Anchura 36 x profundidad 24 x altura 47 a 54 cm
Dimensiones totales	Anchura 52 a 57 x profundidad 59 a 65 x altura 80 a 97 cm
Diámetro de las ruedas	15cm
Peso	5.9 kg
Carga máxima	136 kg
Carga máxima de la bolsa	5 kg

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Transcurrido este periodo, el producto puede utilizarse mientras siga en buen estado.


GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITIES proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los fallos resultantes de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están

cubiertos por esta garantía. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto para aplicar la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
136 kg



Charge maximale du sac
Maximum bag load
Carga máxima de la bolsa
5 kg