

**BARRIÈRE DE LIT ESCAMOTABLE SUR PIED***Notice d'utilisation*

DISPOSITIF MEDICAL

**RETRACTABLE BED RAIL ON STAND***Instructions manual*

MEDICAL DEVICE

**BARANDILLA DE CAMA RETRÁCTIL CON SOPORTE***Manual de instrucciones*

DISPOSITIVO MEDICO

REF. 823157



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SÍMBOLO QUE APARECE EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Respetar las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Conformidad CE
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Craint l'humidité Does not tolerate dampness Teme la humedad
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso máximo del usuario		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico

NOTICE D'INSTRUCTIONS
FR

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La barrière de lit escamotable sur pied est un dispositif médical (DM) conçu pour sécuriser un lit afin d'éviter les chutes, particulièrement destiné aux personnes âgées agitées ou désorientées. Elle se fixe entre le matelas et le sommier, tout en étant facilement rétractable pour permettre l'entrée et la sortie du lit. Ce DM est idéal pour un usage à domicile ou en institution, offrant une solution pratique et sécurisante.

DESCRIPTION DU PRODUIT



A. Cadre latéral



B. Tuyau de main courante



C. Tuyau du cadre inférieur gauche/droite



D. Tuyau du cadre inférieur



E. Tube de pied



F. Boucle en forme de C



G. Clé à outils



H. Sangle de sécurité

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 100 Kg.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient bien fixées et en bon état de fonctionnement. Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant. N'effectuez aucun réglage sur la barrière pendant qu'elle est en cours d'utilisation.
- En cas de pièces abîmées, cassées ou usées, contactez le revendeur.
- Vérifiez l'état de la barrière avant chaque utilisation : Assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée ou usée.
- Fixation correcte : La barrière doit être solidement fixée à la structure du lit avant utilisation. Utilisez la sangle fournie pour sécuriser l'ensemble et positionner les 2 pieds au sol avant utilisation.
- Évitez les risques de coincement : Soyez prudent lors de l'escamotage de la barrière pour éviter le coincement des doigts. Manipulez la barrière avec soin et assurez-vous que vos doigts ne se trouvent pas dans la zone de mouvement.
- Utilisation prévue : Ce produit est conçu pour sécuriser un lit et doit être utilisé uniquement à cette fin. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Surveillance des enfants : Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent le lit équipé de cette barrière.
- Inspection régulière : Inspectez régulièrement la barrière pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de signes de défaillance.
- Évitez le montage incorrect : Assurez-vous de suivre les instructions de montage pour éviter une installation incorrecte, ce qui pourrait compromettre la sécurité.
- Ne pas forcer : N'exercez pas une pression excessive sur la barrière lorsqu'elle est en position escamotée ou déployée.

ASSEMBLAGE & UTILISATION


ASSEMBLAGE OPTION A :



1. Retirez le cadre latéral A et faites-le pivoter dans la direction de la flèche.




2. Complétez l'installation comme illustré sur la figure.



3. Retirez le tuyau de la main courante B et insérez-le en suivant la direction de la flèche.



4. Insérez la boucle en forme C (pièce F) dans le trou correspondant.



5. Retirez le tube de cadre inférieur C et le tube de cadre inférieur D, insérez-les dans l'ordre suivant la direction des flèches (assurez-vous que les lettres correspondent une à une).



6. Pressez la bille avant l'insertion, puis continuez jusqu'à ce que la bille ressorte.




7. Retirez le cadre latéral assemblé A à l'étape 4 et le tube de cadre inférieur assemblé C à l'étape 6, insérez-les en suivant la direction des flèches.



8. Ajustez à la position appropriée et insérez le collier de serrage de type C F dans le trou.




9. Ajustez le tube de jambe E en position relâchée.



10. Insérez le tube de jambe E dans le cadre latéral A comme indiqué sur l'illustration.



11. Après assemblage.



12. L'installation de l'autre tube de jambe est identique à l'étape précédente.



13. L'installation est terminée, comme illustré sur la photo.

ASSEMBLAGE OPTION B : (Utilisation de l'autre côté du lit)



1. Retirez la main courante dont la direction doit être changée.



2. Enlevez la base de fixation en plastique des deux côtés dans la direction de la flèche.



3. Utilisez une clé pour enlever les vis verrouillées dans la direction des flèches sur les côtés gauche et droit.



4. Ensuite, retirez la pièce de fixation dans la direction de la flèche.



5. Suivez les instructions de l'image ci-dessus et tournez les côtés gauche et droit, comme indiqué dans l'image 1 ci-dessus avant de tourner, et comme indiqué ci-dessous dans l'image 2 une fois le tournage terminé.



6. Utilisez une clé pour serrer les vis dans la direction des flèches sur les côtés gauche et droit.



7. Installez comme illustré sur la photo.



8. Ensuite, utilisez une légère force pour tirer vers le haut dans la direction de la flèche.




9. Insérez les pièces de la base de fixation retirées à l'étape 2 dans la direction de la flèche.




10. La rotation et l'installation sont complétées comme indiqué dans l'image ci-dessus.


UTILISATION :



1. Longueur des accoudoirs réglable, hauteur du repose-pied réglable.



2. Les accoudoirs de lit peuvent être pressés, retournés et repliés.



3. Installation de la ceinture de sécurité H comme indiqué.

ENTRETIEN - MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec. .
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager le produit.
- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis. Remplacez immédiatement toutes les pièces cassées, abîmées ou usées.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.

- **Liste de contrôle :**

Afin de maintenir le produit en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois
Pins pour le réglage en hauteur	X		
Etat et fonctionnement de la sangle de sécurité	X		
Propreté			X
Tubes éléments de fixation		X	
Stabilité du cadre	X		

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur appui par rapport au-dessous de matelas	60 cm
Longueur appui (3 réglages)	54.5/64.5/74.5 cm
Sous matelas	larg 59.5 x prof 57 cm
Hauteur par rapport sous matelas	21 à 35 cm avec réglage continu
Poids	3,9 kg
Poids maximum de l'utilisateur	100 kg

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the most appropriate use in your case.

Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The retractable bed rail on stand is a medical device (MD) designed to secure a bed and prevent falls, particularly for elderly individuals who are agitated or disoriented. It is installed between the mattress and the bed base, while being easily retractable to allow easy entry and exit from the bed. This MD is ideal for home or institutional use, providing a practical and secure solution.

PRODUCT DESCRIPTION



A. Side frame



B. Handrail pipe



C. Left/Right lower frame pipe



D. Lower frame pipe



E. Leg tube



F. C-shaped buckle



G. Tool wrench



H. Safety belt

SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

- Do not exceed the maximum weight limit of 100 Kg.
- Ensure that all parts are securely fastened and in good working condition. Only use accessories and parts provided by the manufacturer. Do not make any adjustments to the bedrail while it is in use.
- In case of damaged, broken, or worn parts, contact the retailer.
- Check the bedrail before each use: Make sure it is not damaged or worn out.
- Proper fixation: The bedrail must be securely attached to the bed frame before use. Use the provided safety belt to secure the entire assembly and position the 2 feet on the ground before use.
- Avoid pinch hazards: Be cautious when retracting the bedrail to prevent pinching fingers. Handle the bedrail carefully and ensure your fingers are not in the moving parts.
- Intended use: This product is designed to secure a bed and should only be used for this purpose. Do not use it for other applications.
- Supervision of children: Children must be supervised when using the bed equipped with this bedrail.
- Regular inspection: Regularly inspect the bedrail to ensure it is functioning properly and there are no signs of failure.
- Avoid incorrect assembly: Make sure to follow the assembly instructions to avoid improper installation, which could compromise safety.
- Do not force: Do not apply excessive pressure to the bedrail when it is in the retracted or deployed position.

ASSEMBLY & USE


OPTION A ASSEMBLY:



1. Remove the side frame A and rotate it in the direction of the arrow.




2. Complete the installation as shown in the figure.



3. Remove the handrail pipe B and insert it following the direction of the arrow.



4. Insert the C-shaped buckle (part F) into the corresponding hole.



5. Remove the lower frame tube C and lower frame tube D, and insert them in the order following the direction of the arrows (make sure the letters match one by one).



6. Press the ball before insertion, then continue until the ball pops out.



7. Remove the assembled side frame A from step 4 and the assembled lower frame tube C from step 6 and insert them following the direction of the arrows.



8. Adjust to the appropriate position and insert the C-type clamp F into the hole.




9. Adjust the leg tube E to the relaxed position.



10. Insert the leg tube E into the side frame A as shown in the illustration.



11. After assembly.



12. The installation of the other leg tube is identical to the previous step.



13. Installation is complete, as shown in the picture.

ASSEMBLY OPTION B: (Using the other side of the bed)



1. Remove the handrail whose direction needs to be changed.



2. Remove the plastic fixing base on both sides in the direction of the arrow.



3. Use a wrench to remove the locked screws in the direction of the arrows on the left and right sides.



4. Then, remove the fixing piece in the direction of the arrow.



5. Follow the instructions in the image above and rotate the left and right sides, as shown in image 1 above before rotating, and as shown below in image 2 once the rotation is complete.



6. Use a wrench to tighten the screws in the direction of the arrows on the left and right sides.



7. Install as shown in the picture.



8. Then, use a slight force to pull upward in the direction of the arrow.




9. Insert the fixed base components that you removed in step 2 into the direction of the arrow.




10. The rotation and installation are completed as shown in the image above.


USE :



1. Adjustable armrest length, adjustable footrest height.



2. The bed armrests can be pressed, flipped, and folded.



3. Installation of the H safety belt as shown.

CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Regular Cleaning: Clean the product regularly with warm water and a soft cloth. Avoid abrasive products, detergents, or solvents.
- Drying: Dry the product with a clean, dry cloth.
- Cleaning Products: Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as they may damage the product.
- Inspection: Periodically check the wear and stability of all screws. Immediately replace any broken, damaged, or worn parts.
- Repair: In case of malfunction, do not attempt to repair the product yourself. Consult an authorized dealer.

- **Checklist :**

To keep the product in good condition, check before each use, and check regularly as follows:

Check the item	Anytime	Weekly	Monthly
Height Adjustment Pins	X		
Condition and Functionality of the Safety Belt	X		
Cleanliness			X
Screws and Fastening Elements		X	
Frame Stability	X		

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring your product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.
- Keep away from all flames and sources of sparks.
- Respect the conditions for storing your product: in a dry and temperate place, protect your product from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the product elements, do not jam anything...).

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

If the device is used in a multi user environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced.

FEATURES TECHNICAL

Height of the Support Relative to the Bottom of the Mattress	60 cm
Length of the Support (3 Adjustments)	54.5/64.5/74.5 cm
Under-Mattress Dimensions	width 59.5 x depth 57 cm
Height Relative to Under-Mattress	21 à 35 cm with continuous adjustment
Weight	3,9 kg
Maximum User Weight	100 kg

GUARANTEE

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiencies. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños. Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted. Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

La barandilla de cama retráctil con soporte es un dispositivo médico (DM) diseñado para asegurar una cama y evitar caídas, especialmente destinado a personas mayores agitadas o desorientadas. Se fija entre el colchón y el somier, y es fácilmente retráctil para permitir la entrada y salida de la cama. Este DM es ideal para uso en el hogar o en instituciones, ofreciendo una solución práctica y segura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



A. Marco lateral



B. Tubo de la barra de apoyo



C. Tubo del marco inferior izquierdo/derecho



D. Tubo del marco inferior



E. Tubo de pierna



F. Hebilla en forma de C



G. Llave de herramientas



H. Cinturón de seguridad

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No exceda el límite de peso máximo de 100 kg.
- Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas y en buen estado de funcionamiento. Utilice únicamente los accesorios y piezas proporcionados por el fabricante. No realice ningún ajuste en la barrera mientras está en uso.
- En caso de piezas dañadas, rotas o desgastadas, contacte al distribuidor.
- Verifique el estado de la barrera antes de cada uso: Asegúrese de que no esté dañada o desgastada.
- Fijación correcta: La barrera debe estar firmemente sujeta a la estructura de la cama antes de usarla. Utilice la correa de seguridad proporcionada para asegurar el conjunto y coloque los 2 pies en el suelo antes de utilizarlo.
- Evite el riesgo de atrapamiento: Sea cuidadoso al retraer la barrera para evitar que se atrapen los dedos. Manipule la barrera con cuidado y asegúrese de que sus dedos no estén en la zona de movimiento.
- Uso previsto: Este producto está diseñado para asegurar una cama y debe ser utilizado solo para este propósito. No lo utilice para otras aplicaciones.
- Supervisión de niños: Los niños deben ser supervisados cuando usen la cama equipada con esta barrera.
- Inspección regular: Inspeccione la barrera regularmente para asegurarse de que funcione correctamente y que no haya signos de fallos.
- Evite el montaje incorrecto: Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje para evitar una instalación incorrecta que podría comprometer la seguridad.
- No fuerce: No ejerza una presión excesiva sobre la barrera cuando esté en posición retraída o desplegada.

MONTAJE Y USO


MONTAJE OPCIÓN A :



1. Retire el marco lateral A y gírelo en la dirección de la flecha.




2. Complete la instalación como se muestra en la figura.



3. Retire el tubo de la barra de apoyo B e insértelo siguiendo la dirección de la flecha.



4. Inserte la hebilla en forma de C (pieza F) en el agujero correspondiente.



5. Retire el tubo del marco inferior C y el tubo del marco inferior D, e insértelos en el orden siguiendo la dirección de las flechas (asegúrese de que las letras coincidan una a una).



6. Presione la bola antes de la inserción, luego continúe hasta que la bola salga.




7. Retire el marco lateral ensamblado A en el paso 4 y el tubo del marco inferior ensamblado C en el paso 6, e insértelos siguiendo la dirección de las flechas.



8. Ajuste a la posición adecuada e inserte la abrazadera de tipo C F en el agujero.




9. Ajuste el tubo de pierna E a la posición relajada.



10. Inserte el tubo de pierna E en el marco lateral A como se indica en la ilustración.



11. Después del ensamblaje.



12. La instalación del otro tubo de pierna es idéntica al paso anterior.



13. La instalación está completa, como se ilustra en la foto.

MONTAJE OPCIÓN B: (Uso del otro lado de la cama) :



1. Retire la barandilla cuya dirección debe cambiarse.



2. Retire la base de fijación de plástico en ambos lados en la dirección de la flecha.



3. Use una llave para quitar los tornillos bloqueados en la dirección de las flechas en los lados izquierdo y derecho.



4. Luego, retire la pieza de fijación en la dirección de la flecha.



5. Siga las instrucciones de la imagen de arriba y gire los lados izquierdo y derecho, como se muestra en la imagen 1 de arriba antes de girar, y como se muestra en la imagen 2 de abajo una vez completado el giro.



6. Use una llave para apretar los tornillos en la dirección de las flechas en los lados izquierdo y derecho.



7. Instale como se ilustra en la foto.



8. Luego, use una ligera fuerza para tirar hacia arriba en la dirección de la flecha.




9. Inserte las piezas de la base de fijación retiradas en el paso 2 en la dirección de la flecha.




10. La rotación y la instalación se completan como se muestra en la imagen de arriba.


USO:



1. Longitud de los reposabrazos ajustable, altura del reposapiés ajustable.



2. Los reposabrazos de la cama se pueden presionar, girar y plegar.



3. Instalación del cinturón de seguridad H como se indica.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Si no se cuida y mantiene el producto, puede haber riesgo de lesiones graves.

- **Limpieza Regular:** Limpie el producto regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice productos abrasivos, detergentes o solventes.
- **Secado:** Seque el producto con un paño limpio y seco.
- **Productos de Limpieza:** No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que podrían dañar el producto.
- **Inspección Periódica:** Controle periódicamente el desgaste y la solidez de todos los tornillos. Reemplace inmediatamente cualquier pieza rota, dañada o desgastada.
- **Reparación:** En caso de mal funcionamiento, no intente reparar el producto usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.
- **Lista de control :**

Para mantener el producto en buen estado, compruébelo antes de cada uso y periódicamente de la siguiente forma :

Compruebe el artículo	En cualquier momento	Semanalmente	Mensualmente
Pines para el ajuste de altura	X		
Estado y funcionamiento del cinturón de seguridad	X		
Limpieza			X
Tornillos y elementos de fijación		X	
Estabilidad del marco y del respaldo	X		

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Al transferir el producto, recuerde dar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. El producto debe ser inspeccionado primero por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que tirarlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

- No guarde su producto durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Manténgase alejado de toda llama y chispa.
- Observe las condiciones de almacenamiento y estiba de su producto.
- En un lugar seco y templado
- Proteja su producto embalándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).
- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga (no coloque objetos demasiado pesados sobre los elementos del producto, no atasque nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura del soporte en relación con el debajo del colchón	60 cm
Longitud del soporte (3 ajustes)	54.5/64.5/74.5 cm
Debajo del colchón	Largo 59,5 x profundidad 57 cm
Altura en relación con el debajo del colchón	21 a 35 con ajuste infinito
Peso	3,9kg
Peso máximo del usuario	100 kg

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los problemas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
100 kg

