



 **ROLLATOR D'INTERIEUR NEO DANDY**
Notice d'utilisation
DISPOSITIF MEDICAL

 **NEO DANDY INDOOR ROLLATOR**
Instructions manual
MEDICAL DEVICE

 **ANDADOR INTERIOR NEO DANDY**
Manual de instrucciones
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 826294.BLEU – 826294.ROSE



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Respetar las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Conformidad CE
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Craint l'humidité Does not tolerate dampness Teme la humedad
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso maximo del usuario		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le rollator d'intérieur Néo Dandy est un dispositif d'aide à la marche destiné aux personnes à mobilité réduite. Ce rollator est destiné à l'intérieur et se replie pour faciliter le rangement ou le transport. Il peut être utilisé à l'extérieur sur des surfaces planes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 100 Kg.
- Ne dépassez pas la limite maximale de charge dans le panier (5kg). Les charges ne doivent être transportées que dans le panier. N'accrochez pas des objets lourds au rollator car cela pourrait affecter sa stabilité.
- Assurez-vous que toutes les pièces (les roues, les câbles et les poignées) soient bien fixées et en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le rollator d'intérieur est complètement déplié et que les poignées sont à la même hauteur.
- Le rollator est une aide à la marche. **Ce n'est pas un fauteuil roulant.** Il n'a pas été conçu pour transporter une personne assise dessus. **Un tel usage risque d'endommager les roues et la structure même du rollator.** Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses caractéristiques mécaniques lors des futurs usages. N'utilisez le rollator que comme support de marche.
- N'utilisez pas le rollator pour marcher en arrière. N'utilisez pas le rollator pour vous asseoir.
- N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- Contrôler le bon fonctionnement des freins avant utilisation. Toutes les roues doivent toujours être en contact avec le sol.
- Lorsque le rollator est **en position stationnaire**, les freins doivent être verrouillés. Ne pas tenter de déplacer le rollator si les freins sont verrouillés.
- Assurez-vous de mettre les mains sur chaque poignée afin que le déambulateur puisse être en position de force parallèle.
- Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces inclinées, inégales ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque important de chute ou de blessure.
- N'utilisez pas le rollator sur une pente mouillée, verglacée ou enneigée.
- En cas de pièces abîmées, cassées ou usées, contactez le revendeur.

DESCRIPTION DU PRODUIT



No.	Élément	No.	Élément
1	Poignée	7	Câble de frein
2	Poignée de frein	8	Fourche avant
3	Réglage en hauteur	9	Roue avant
4	Plateau	10	Roue arrière
5	Panier avec sac en tissu	11	Kit de frein
6	Bouton de pliage	12	Molette

ASSEMBLAGE & UTILISATION

1. Retirez l'article de la boîte et vérifiez le contenu et l'emballage pour détecter tout dommage ou pour s'assurer qu'il est complet.

Le rollator d'intérieur est livré en kit et doit être assemblé.

Cadre principal*1	Plateau*1
Tube de main courante*1	Notice*1
Sac en tissu*1	Molettes*4

2. Insérez les jambes avant dans le cadre avant des deux côtés jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous également que le bouton entre dans le trou, puis fixez le tout avec les molettes. (Voir les images)



Répétez cette opération à l'arrière en insérant les jambes arrière dans le cadre arrière des deux côtés, puis fixez avec les molettes.

3. Placez le rollator d'intérieur en position verticale et fixez le panier pour le déplier.

4. Ouvrez les éléments gris de réglage de la hauteur de chaque côté du cadre. (Voir image ci-dessous)



5. Fixez les poignées au cadre et fermez les éléments gris de réglage de la hauteur de manière à ce que les deux côtés soient à la même hauteur.



6. Placez le plateau sur le cadre.

Réglage de la hauteur

- Pour ajuster la hauteur, ouvrez les éléments gris de réglage de la hauteur et ajustez les poignées à la hauteur appropriée.
- Refermez les éléments de réglage gris de chaque côté et assurez-vous qu'ils sont bien verrouillés et réglés à la même hauteur.

Fonction de frein

- Serrez la poignée de frein vers le haut pour freiner le rollator d'intérieur.
- Appuyez sur la poignée de frein vers le bas pour le stationnement.

Pliage et rangement

- Retirez le plateau et appuyez sur le bouton du mécanisme de pliage jaune pour plier et ranger le rollator d'intérieur.



ENTRETIEN - MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le rollator avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour de l'essieu, des freins ou des roues.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grincement.
- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis et boulons. Remplacez immédiatement toutes les pièces cassées, abîmées ou usées.
- Vérifiez que les freins fonctionnent avant chaque utilisation.
- Vérifiez les freins de stationnement en poussant les poignées dans la position verrouillée, puis en essayant de pousser le rollator.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.

- **Liste de contrôle :**

Afin de maintenir le rollator en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois
Clip et molette pour le réglage en hauteur		X	
Soudure de structure au niveau des roues		X	
Propreté	X		
Vis et éléments de fixation		X	
Stabilité du cadre et du dossier			X
Freins	X		

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur totale (ouvert)	65,5 cm
Largeur totale (ouverte)	60 cm
Hauteur totale minimum	89 cm
Hauteur totale maximum	93,5 cm
Charge maximale du plateau	5 kg
Charge maximale du sac	5 kg
Poids maximal supporté	100 kg

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



INSTRUCTIONS MANUAL EN

IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the most appropriate use in your case.

Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The Neo Dandy indoor rollator is a walking aid for people with reduced mobility. This rollator is designed for indoor use and folds up for easy storage or transport. It can be used outdoors on flat surfaces.

SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

- Do not exceed the maximum weight limit of 100 kg.
- Do not exceed the maximum load limit in the basket (5 kg). Loads should only be carried in the basket. Do not hang heavy objects on the rollator as this could affect its stability.
- Ensure that all parts (wheels, cables, and handles) are securely attached and in good working condition.
- Do not use the rollator on stairs or escalators.
- Only use accessories and parts provided by the manufacturer.
- Before each use, check that the indoor rollator is fully unfolded and that the handles are at the same height.
- The rollator is a walking aid. It is not a wheelchair. It is not designed to carry a person sitting on it. Such use may damage the wheels and the structure of the rollator, compromising its integrity and mechanical features for future use. Only use the rollator as a walking support.
- Do not use the rollator to walk backward. Do not use the rollator to sit down.
- Do not make any adjustments to the rollator while it is in use.
- Check that the brakes are functioning properly before use. All wheels must always be in contact with the ground.
- When the rollator is stationary, the brakes must be locked. Do not attempt to move the rollator if the brakes are locked.
- Make sure to place your hands on each handle so that the rollator can be in a parallel strength position.
- Be careful when going up curbs or when using inclined, uneven, or slippery surfaces. Failing to follow this guideline can pose a significant risk of falling or injury.
- Do not use the rollator on a wet, icy, or snowy slope.
- In case of damaged, broken, or worn parts, contact the retailer.

PRODUCT DESCRIPTION



No.	Part description	No.	Part description
1	Handle	7	Brake cable
2	Brake handle	8	Front fork
3	Height adjustment part	9	Front wheel
4	Tray	10	Rear wheel
5	Basket with cloth bag	11	Brake set
6	Folding mechanism button	12	Knob

MOUNTING & USE

1. Remove the item from the box and check the contents and packaging for any damage or to ensure it is complete. The indoor rollator is delivered in a kit and must be assembled.

Main frame*1	Tray*1
Handrail tube*1	User manual*1
Cloth bag*1	Knobs*4

2. Insert the front legs into the front frame on both sides until you hear a click. Also, ensure that the button fits into the hole, then secure everything with the knobs. (See images)



Repeat this operation at the back by inserting the rear legs into the back frame on both sides, then secure with the knobs.

3. Place the indoor rollator in an upright position and attach the basket to unfold it.

4. Open the gray height adjustment elements on each side of the frame. (See image below)



Pull the
basket back
to secure it.

5. Attach the handles to the frame and close the gray height adjustment elements so that both sides are at the same height.



6. Place the tray on the frame.

Height Adjustment

- To adjust the height, open the gray height adjustment elements and adjust the handles to the appropriate height.
- Close the gray adjustment elements on each side and ensure they are securely locked and set to the same height.

Brake Function

- Pull the brake handle upward to brake the indoor rollator.
- Press the brake handle downward for parking.

Folding and Storage

- Remove the tray and press the yellow folding mechanism button to fold and store the indoor rollator.



CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Clean the rollator regularly with warm water and a soft cloth. Do not use abrasive products, detergents or solvents.
- Dry with a clean, dry soft cloth.
- Make sure there is no accumulation of dirt or debris around the axle, brakes or wheels.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as this could damage aluminium and polyamide materials.
- Lubricate the wheels with a little oil if they squeak.
- Periodically check the wear and strength of all screws and bolts. Replace all broken, damaged or worn parts immediately.
- Check that the brakes are working before each use.
- Check the parking brakes by pushing the handles into the locked position, then trying to push the rollator.
- If there is a malfunction, do not repair the rollator yourself. Consult an authorized dealer.
- Checklist :**

To keep the rollator in good condition, check before each use, and check regularly as follows :

Check the item	Anytime	Weekly	Monthly
Clip and knob for height adjustment		X	
Structural weld at wheels		X	
Cleanliness	X		
Screws and fasteners		X	
Stability of frame and backrest			X
Brakes	X		

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring your product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.
- Keep away from all flames and sources of sparks.
- Respect the conditions for storing your product :

- In a dry and temperate place
- Protect your product from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the product elements, do not jam anything...).

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

If the device is used in a multi user environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced.

FEATURES TECHNICAL

Total Depth (open)	65,5 cm
Total Width (open)	60 cm
Minimum Total Height	89 cm
Maximum Total Height	93,5 cm
Maximum Load of the Tray	5 kg
Maximum Load of the Bag	5 kg
Maximum Weight Supported	100 kg

GUARANTEE

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiencies. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES SP

IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

El andador interior Neo Dandy está diseñado para proporcionar apoyo y asistencia a aquellos que no pueden caminar sin apoyo. Este andador está diseñado para su uso en interiores y exteriores y se pliega para facilitar su almacenamiento o transporte.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No exceda el límite máximo de peso de 100 kg.
- No exceda el límite máximo de carga en la cesta (5 kg). Las cargas solo deben transportarse en la cesta. No cuelgue objetos pesados en el andador, ya que esto podría afectar su estabilidad.
- Asegúrese de que todas las piezas (ruedas, cables y asas) estén bien fijadas y en buen estado de funcionamiento.
- No use el andador en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- Use únicamente los accesorios y las piezas proporcionadas por el fabricante.
- Antes de cada uso, verifique que el andador interior esté completamente desplegado y que las asas estén a la misma altura.

- El andador es una ayuda para caminar. No es una silla de ruedas. No ha sido diseñado para transportar a una persona sentada en él. Un uso así puede dañar las ruedas y la estructura misma del andador, debilitándolo y haciendo que no cumpla con sus características mecánicas en usos futuros. Use el andador solo como soporte para caminar.
- No use el andador para caminar hacia atrás. No use el andador para sentarse.
- No realice ningún ajuste en el andador mientras esté en uso.
- Verifique el correcto funcionamiento de los frenos antes de usarlo. Todas las ruedas deben estar siempre en contacto con el suelo.
- Cuando el andador esté en posición estacionaria, los frenos deben estar bloqueados. No intente mover el andador si los frenos están bloqueados.
- Asegúrese de colocar las manos en cada asa para que el andador esté en una posición de fuerza paralela.
- Tenga cuidado al subir bordillos o al usar superficies inclinadas, irregulares o resbaladizas. No seguir esta indicación puede resultar en un riesgo importante de caídas o lesiones.
- No use el andador en una pendiente mojada, helada o nevada.
- En caso de piezas dañadas, rotas o desgastadas, comuníquese con el distribuidor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



No.	Elemento	No.	Elemento
1	Asa	7	Cable de freno
2	Asa de freno	8	Horquilla delantera
3	Ajuste de altura	9	Rueda delantera
4	Bandeja	10	Rueda trasera
5	Cesta con bolsa de tela	11	Kit de freno
6	Botón de plegado	12	Tuerca


MONTAJE Y USO

1. Retire el artículo de la caja y verifique el contenido y el embalaje en busca de daños o para asegurarse de que esté completo.

El andador interior se entrega en un kit y debe ser ensamblado.

Estructura principal *1	Bandeja *1
Tubo de pasamanos *1	Manual *1
Bolsa de tela *1	Tuercas *4

2. Inserte las patas delanteras en el marco delantero de ambos lados hasta que escuche un clic. Asegúrese también de que el botón entre en el agujero y luego asegure todo con las tuercas. (Ver las imágenes)



Repita esta operación en la parte trasera insertando las patas traseras en el marco trasero de ambos lados, luego asegure con las tuercas.

3. Coloque el andador interior en posición vertical y fije la cesta para desplegarla.

4. Abra los elementos grises de ajuste de altura a cada lado del marco. (Ver imagen a continuación)



5. Fije las asas al marco y cierre los elementos grises de ajuste de altura de manera que ambos lados estén a la misma altura.



6. Coloque la bandeja sobre el marco.

Ajuste de altura

- Para ajustar la altura, abra los elementos grises de ajuste de altura y ajuste las asas a la altura apropiada.
- Cierre los elementos de ajuste grises de cada lado y asegúrese de que estén bien bloqueados y ajustados a la misma altura.

Función de freno

- Tire de la palanca del freno hacia arriba para frenar el andador interior.
- Presione la palanca del freno hacia abajo para estacionar.

Plegado y almacenamiento

- Retire la bandeja y presione el botón del mecanismo de plegado.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO



La falta de cuidado y mantenimiento de su producto puede provocar lesiones graves.

- Limpie el rollator regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice productos abrasivos ni detergentes.
- Seca con un paño limpio, seco y suave.
- Asegúrese de que no haya acumulación de suciedad o porquería alrededor del eje, los frenos o las ruedas.
- No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro y todos los productos a base de disolventes, ya que esto podría dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Lubrique las ruedas con un poco de aceite si chirrían.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos estén bien sujetos y apretados.
- Compruebe que los frenos funcionan correctamente antes de cada uso.
- Compruebe los frenos de estacionamiento. Para ello, bloquee el rollator en modo de estacionamiento e intente mover el rollator hacia adelante.
- Si hay una avería, no repare el rollator usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

- **Lista de control :**

Para mantener el rollator en buen estado, compruébelo antes de cada uso y periódicamente de la siguiente forma

Compruebe el artículo	En cualquier momento	Semanalmente	Mensualmente
Clip y pomo para ajustar la altura		X	
Soldadura estructural en las ruedas		X	
Limpieza	X		
Tornillos y fijaciones		X	
Estabilidad del armazón y del respaldo			X
Frenos	X		

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Al transferir el andador, recuerde dar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. El producto debe ser inspeccionado primero por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que tirarlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

No guarde su andador durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.

Manténgase alejado de todas las llamas y fuentes de chispas.

Observe las condiciones de almacenamiento y almacenaje de sus rollators.

- En un lugar seco y templado
- Proteja su rollator embalándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).

- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna peso encima (no coloque ningún objeto demasiado pesado sobre los elementos del rollator, no atasque nada...).

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Profundidad total (abierto)	65,5 cm
Ancho total (abierto)	60 cm
Altura total mínima	89 cm
Altura total máxima	93,5 cm
Carga máxima de la bandeja	5 kg
Carga máxima de la bolsa	5 kg
Peso máximo soportado	100 kg

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los problemas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Poids maximum autorisé 100 kg
Maximum weight authorized 100 kg
Peso máximo permitido 100 kg

