



 **ROLLATOR CARBONE NEO SMART**
Notice d'utilisation
 DISPOSITIF MEDICAL

 **CARBON NEO SMART ROLLATOR**
Instructions manual
 MEDICAL DEVICE

 **ROLLATOR CARBONO NEO SMART**
Manual de instrucciones
 DISPOSITIVO MEDICO

**REF. 826315NOIR – 826315ROUGE – 826315VERT -
 826315NOIRL – 826315ROUGEL – 826315VERTL**



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Respetar las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Conformidad CE
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Craint l'humidité Does not tolerate dampness Teme la humedad
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso maximo del usuario		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le rollator carbone Neo Smart est un dispositif d'aide à la marche destiné aux personnes à mobilité réduite. Grâce à sa structure en carbone très légère, il est facile à manœuvrer et parfaitement adapté aux déplacements en extérieur en toute sécurité. Il est également équipé d'un siège pratique pour s'asseoir et faire des pauses.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 136kg.
- Le rollator ne doit pas être utilisé par des personnes ayant de sérieux problèmes d'équilibre ou une force musculaire insuffisante pour se tenir debout et marcher, même avec soutien. L'évaluation d'un médecin ou d'un kinésithérapeute est indispensable.
- Vérifiez que toutes les pièces (roues, câbles, poignées) sont solidement fixées et en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.
- Assurez-vous que les poignées ne sont ni desserrées ni endommagées.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces fournis ou approuvés par le fabricant.
- Le rollator est une aide à la marche. Il n'est pas conçu pour transporter une personne assise ni pour être autopropulsé en position assise.
- N'utilisez le rollator que comme support de marche et jamais en marchant en arrière.
- N'effectuez aucun réglage pendant l'utilisation du rollator.
- Vérifiez le bon fonctionnement des freins avant chaque usage.
- Les freins doivent être verrouillés avant de s'asseoir ou lors d'un arrêt prolongé.
- Toutes les roues doivent rester en contact avec le sol pendant l'utilisation.
- Tenez les poignées avec les deux mains pour garantir une bonne stabilité.
- Utilisez le rollator uniquement sur des surfaces planes, stables et sèches, en intérieur ou extérieur.
- Évitez les surfaces inclinées, irrégulières, glissantes, mouillées, verglacées ou enneigées.
- Soyez particulièrement attentif lors de la montée ou descente de trottoirs.
- En cas de pièce abîmée, cassée ou usée, contactez votre revendeur.
- Attention au risque de pincement lors du pliage du rollator.
- Le sac du rollator a une limite de charge de 5 kg.
- N'utilisez le rollator que pour l'usage auquel il est destiné.
- N'apportez aucune modification au rollator sans autorisation écrite du fabricant.
- Lors des réglages, veillez à ne pas coincer vos doigts ou toute autre partie du corps entre les éléments mobiles.

DESCRIPTION DU PRODUIT




- Handgrip : Poignée
- Brake lever : Levier de frein
- Seat : Assise
- Frame cross : Traverse du cadre
- Shopping bag : Sac de courses
- Frame : Cadre
- Wheels : Roues
- Brake : Frein

ASSEMBLAGE & UTILISATION

ASSEMBLAGE


Etape 1 :

Insérez les poignées dans les tubes du cadre, puis fixez-les à l'aide des vis fournies à l'aide de la clé Allen, en veillant à bien les serrer.



Etape 2 :

Fixez le dossier en insérant les extrémités dans les supports situés à l'arrière des poignées, puis poussez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.



Ouverture du rollator :



1. Dépliez la sangle élastique du système de verrouillage
2. Saisissez les poignées avec les deux mains et écartez-les de chaque côté
3. Appuyez sur les tubes de support du coussin de siège des deux côtés jusqu'à entendre le déclic du mécanisme de verrouillage



- Après le dépliage ou l'assemblage, assurez-vous toujours que le support du siège est correctement verrouillé et que le cadre ne bouge plus.
- Vérifiez toujours que les tubes des poignées sont bien fixés dans le tube de support principal à l'aide du bouton de verrouillage, afin d'éviter qu'ils ne glissent accidentellement en cas de pression.
- Vérifiez toujours que les accessoires sont correctement et solidement fixés avant toute utilisation.

Pliage du rollator



1. Réglez les tiges de support des deux côtés sur la position la plus basse
2. Tirez sur la sangle de verrouillage située au centre du coussin de siège jusqu'à ce que les cadres gauche et droit soient complètement repliés
3. Fixez les tubes de support du siège de chaque côté à l'aide des bandes élastiques

Réglage de la hauteur des poignées de poussée

1. Déverrouillez le bouton de blocage de la poignée
2. Réglez la hauteur souhaitée



- Les deux poignées de poussée doivent être réglées à la même hauteur.
- La hauteur correcte des poignées doit correspondre à celle des hanches de l'utilisateur.
- Ne jamais laisser le rollator sans avoir actionné les freins.

UTILISATION


Vérification initiale :

- Dans un premier temps, sortez le rollator de son emballage et vérifiez (en vous aidant de l'image ci-dessous) qu'aucune pièce ne manque.
- Si vous constatez à ce stade qu'un élément est manquant ou endommagé, n'allez pas plus loin dans l'assemblage du produit. Contactez immédiatement votre fournisseur.

Emballage complet comprenant :

- 1 assise, 1 sac de courses, 1 notice, 1 mécanisme de soutien principal

Utilisation des freins à main :




1. POUR ARRÊTER LE ROLLATOR, tirez simplement les poignées de frein vers les poignées de maintien.
2. POUR RESTER IMMOBILE, maintenez les poignées de frein en position « en bas ».
3. POUR COMMENCER À AVANCER, relâchez les poignées de frein. Elles s'abaisseront automatiquement et les freins seront désactivés.



- Vous devez toujours engager les freins lorsque vous ne prévoyez pas de déplacer le rollator.
- Ne laissez jamais le rollator sans les freins engagés lorsqu'une personne est assise dessus !
- Ne laissez jamais le rollator sur une pente sans les freins engagés !
- Asseyez-vous toujours bien droit lorsque vous êtes assis sur le rollator, avec les avant-bras ou les mains reposant légèrement sur les poignées de poussée.
- Ne vous penchez jamais en arrière lorsque vous êtes assis sur le rollator.

Verrouillage/Déverrouillage des freins à main :



1. Pour verrouiller les freins, poussez les poignées de frein vers le bas jusqu'à entendre un « clic ».
2. Pour déverrouiller les freins, tirez les poignées de frein vers le haut jusqu'à ce que vous sentiez qu'elles se desserrent.

Lorsque vous utilisez le rollator en position stationnaire, les freins à main DOIVENT toujours être verrouillés.

ENTRETIEN - MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le rollator avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour des freins ou des roues.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grincent.

- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis et boulons. Remplacez immédiatement toutes les pièces cassées, abîmées ou usées.
- Assurez-vous que chaque partie du rollator est bien fixée en TOUT temps.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Si ce n'est pas le cas, resserrez-les si nécessaire.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.

Liste de contrôle :

Afin de maintenir le rollator en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois
Etat et fonctionnement des freins	X		
Etat et fonctionnement des roues		X	
Etat général du produit		X	
Propreté	X		
Vis et éléments de fixation		X	
Mécanisme de pliage		X	
Stabilité du cadre			X

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).
- Le rollator est un produit facilement pliable, pratique pour le transport. S'il est nécessaire de le transporter, nous recommandons de le plier comme indiqué dans la description ci-dessus. Le rollator doit être transporté de manière stable, sans risque de mouvements soudains ou dangereux de l'appareil.

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état. Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	65 cm
Largeur (ouvert)	62 cm
Hauteur totale (plié, au plus bas)	82 cm
Largeur (plié)	22 cm
Hauteur des poignées	Taille L : 78 à 98 cm Taille M : 70 à 90 cm
Dimensions assise	Larg. 46 cm Haut. 56 cm (Taille M) ou 62 cm (Taille L)
Poids maximum d'utilisation	136 kg
Poids	5,8 kg avec sac et dossier

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



INSTRUCTIONS MANUAL EN

IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the most appropriate use in your case.

Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The Neo Smart Carbon Rollator is a mobility aid designed for individuals with reduced mobility. Thanks to its ultra-lightweight carbon frame, it is easy to maneuver and perfectly suited for safe outdoor use. It is also equipped with a convenient seat for sitting and taking breaks.

SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

- Do not exceed the maximum weight limit of 136 kg.
- The rollator should not be used by individuals with severe balance issues or insufficient muscle strength to stand and walk, even with support. A medical or physiotherapist's evaluation is essential.
- Ensure that all parts (wheels, cables, handles) are securely fastened and in good working condition.
- Do not use the rollator on stairs or escalators.
- Make sure the handles are neither loose nor damaged.
- Use only accessories and parts provided or approved by the manufacturer.
- The rollator is a walking aid. It is not designed to transport a seated person or to be self-propelled while seated.
- Use the rollator only as a walking aid and never while walking backward.
- Do not make any adjustments while using the rollator.
- Check the brakes for proper function before each use.

- The brakes must be locked before sitting down or during prolonged stops.
- All wheels must remain in contact with the ground during use.
- Hold the handles with both hands to ensure good stability.
- Use the rollator only on flat, stable, and dry surfaces, either indoors or outdoors.
- Avoid sloped, uneven, slippery, wet, icy, or snowy surfaces.
- Be especially careful when going up or down curbs.
- If any part is damaged, broken, or worn, contact your retailer.
- Be cautious of the risk of pinching when folding the rollator.
- The rollator bag has a maximum load limit of 5 kg.
- Use the rollator only for its intended purpose.
- Do not modify the rollator without written authorization from the manufacturer.
- When making adjustments, be careful not to pinch your fingers or any other body part between moving parts.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT




MOUNTING & USE

MOUNTING


Step 1 :

Insert the handles into the frame tubes, then secure them using the provided screws and the Allen key, making sure to tighten them firmly.



Step 2 :

Attach the backrest by inserting the ends into the brackets located at the back of the handles, then push firmly until it clicks into place.



Unfolding the Rollator



1. Unfasten the elastic strap of the locking system.
2. Grasp the handles with both hands and pull them apart to each side.
3. Press down on the seat cushion support tubes on both sides until you hear the locking mechanism click into place.



- After unfolding or assembling, always ensure that the seat support is securely locked and that the frame no longer moves.
- Always check that the handle tubes are firmly secured into the main support tube using the locking button to prevent them from slipping under pressure.
- Always ensure that all accessories are correctly and securely attached before use.

Folding the Rollator



1. Adjust the support rods on both sides to the lowest position.
2. Pull the locking strap located at the center of the seat cushion until the left and right frames are fully folded.
3. Secure the seat support tubes on each side using the elastic bands.

Adjusting the Height of the Push Handles

1. Unlock the handle locking button.
2. Adjust to the desired height.



- Both push handles must be set to the same height.
- The correct handle height should correspond to the user's hip level.
- Never leave the rollator without applying the brakes.

USE


Initial Inspection :

- First, take the rollator out of its packaging and check (using the image below) that no parts are missing.
- If you find any missing or damaged items at this stage, do not proceed further with assembling the product. Contact your supplier immediately.

Complete packaging includes:

- 1 seat, 1 shopping bag, 1 manual, 1 main support mechanism

Using the Hand Brakes :




1. TO STOP THE ROLLATOR, simply pull the brake handles toward the push handles.
2. TO REMAIN STATIONARY, keep the brake handles in the “down” position.
3. TO START MOVING, release the brake handles. They will automatically lower, and the brakes will be disengaged.



- You should always engage the brakes when you do not plan to move the rollator.
- Never leave the rollator without the brakes engaged when someone is sitting on it!
- Never leave the rollator on a slope without the brakes engaged!
- Always sit up straight when seated on the rollator, with your forearms or hands resting lightly on the push handles.
- Never lean backward while sitting on the rollator.

Locking/Unlocking the Hand Brakes :



1. To lock the brakes, push the brake handles down until you hear a "click."
2. To unlock the brakes, pull the brake handles up until you feel them release.

When using the rollator in a stationary position, the hand brakes MUST always be locked.

CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Regularly clean the rollator with lukewarm water and a soft cloth. Do not use abrasive products, detergents, or solvent-based cleaners.
- Dry with a clean, soft, dry cloth.
- Make sure there is no dirt or debris buildup around the brakes or wheels.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as these can damage the aluminum and polyamide materials.
- Lubricate the wheels with a small amount of oil if they start to squeak.
- Periodically check the wear and tightness of all screws and bolts. Replace any broken, damaged, or worn parts immediately.
- Ensure that every part of the rollator is securely fastened at ALL times.
- Check that all screws are properly tightened. If not, tighten them as necessary.
- In case of malfunction, do not attempt to repair the rollator yourself. Consult an authorized dealer.

Checklist :

To keep your walker in good condition, check before each use and regularly as follows.

Check the item	Anytime	Weekly	Monthly
Condition and operation of the brakes	X		
Condition and operation of the wheels		X	
Overall condition of the product		X	
Cleanliness	X		
Screws and fasteners		X	
Folding mechanism		X	
Frame stability			X

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring your product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable, and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Do not store your product for extended periods near a heat source or in direct sunlight (e.g., behind a window or near a radiator), or near a cold source.
- Keep away from flames and sparks.
- Follow the recommended conditions for storing your product.
- Store in a dry and temperate place.
- Protect your product from dust and corrosion (e.g., abrasive materials, sand, seawater, salty air) by using appropriate packaging.
- Store all removed parts together in the same place (or label them if necessary) to avoid mixing them with other products during reassembly.
- All components should be stored without any load (do not place heavy objects on product parts, do not pinch anything...).
- The rollator is an easily foldable product, convenient for transport. If transportation is necessary, we recommend folding it as described above. The rollator must be transported securely, without risk of sudden or dangerous movements.

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

If the device is used in a multi user environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced.

FEATURES TECHNICAL

Length	65 cm
Width (open)	62 cm
Total height (folded, at lowest point)	82 cm
Width (folded)	22 cm
Handle height	L Size : 78 to 98 cm M Size : 70 to 90 cm
Seat dimensions	Width: 46 cm Height: 56 cm (M Size) or 62 cm (L Size)
Maximum user weight	136 kg
Weight	5.8 kg with bag and backrest

GUARANTEE

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiencies. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



MANUAL DE INSTRUCCIONES SP

IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un rollator. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

INDICACIONES DEL PRODUCTO

El rollator de carbono Neo Smart es un dispositivo de ayuda a la marcha destinado a personas con movilidad reducida. Gracias a su estructura de carbono ultraligera, es fácil de maniobrar y perfectamente adaptado para desplazamientos al aire libre con total seguridad. También está equipado con un práctico asiento para sentarse y hacer pausas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No supere el límite máximo de peso de 136 kg.
- El rollator no debe ser utilizado por personas con graves problemas de equilibrio o fuerza muscular insuficiente para mantenerse de pie y caminar, incluso con apoyo. Es imprescindible una evaluación por parte de un médico o fisioterapeuta.
- Verifique que todas las piezas (ruedas, cables, empuñaduras) estén firmemente sujetas y en buen estado de funcionamiento.
- No utilice el rollator en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- Asegúrese de que las empuñaduras no estén flojas ni dañadas.
- Utilice únicamente los accesorios y repuestos suministrados o aprobados por el fabricante.
- El rollator es una ayuda para caminar. No está diseñado para transportar a una persona sentada ni para ser propulsado estando sentado.
- Use el rollator únicamente como apoyo para la marcha, y nunca caminando hacia atrás.
- No realice ajustes mientras está utilizando el rollator.
- Verifique el buen funcionamiento de los frenos antes de cada uso.
- Los frenos deben estar bloqueados antes de sentarse o en caso de paradas prolongadas.
- Todas las ruedas deben permanecer en contacto con el suelo durante el uso.
- Sujete las empuñaduras con ambas manos para asegurar una buena estabilidad.
- Use el rollator únicamente sobre superficies planas, estables y secas, tanto en interiores como en exteriores.
- Evite superficies inclinadas, irregulares, resbaladizas, mojadas, con hielo o nieve.
- Preste especial atención al subir o bajar bordillos.
- En caso de pieza dañada, rota o desgastada, contacte a su distribuidor.
- Tenga cuidado con el riesgo de pellizcos al plegar el rollator.
- El bolso del rollator tiene un límite de carga de 5 kg.
- Utilice el rollator solo para el uso previsto.
- No realice modificaciones al rollator sin la autorización por escrito del fabricante.

- Al realizar ajustes, asegúrese de no atrapar los dedos u otras partes del cuerpo entre los elementos móviles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




- Handgrip : Empuñadura
- Brake lever : Palanca de freno
- Seat : Asiento
- Frame cross : Traviesa del bastidor
- Shopping bag : Bolsa de la compra
- Frame : Bastidor / Estructura
- Wheels : Ruedas
- Brake : Freno

MONTAJE Y USO

MONTAJE


Paso 1 :

Inserte las empuñaduras en los tubos del bastidor y fíjelas con los tornillos suministrados utilizando la llave Allen, asegurándose de apretarlos correctamente.



Paso 2 :

Fije el respaldo insertando los extremos en los soportes situados en la parte trasera de las empuñaduras, luego empuje firmemente hasta que encaje en su posición.



Apertura del rollator :



1. Despliegue la correa elástica del sistema de bloqueo.
2. Sujete las empuñaduras con ambas manos y sepárelas hacia los lados.
3. Presione los tubos de soporte del cojín del asiento a ambos lados hasta oír el clic del mecanismo de bloqueo.



- Después de desplegar o montar el rollator, asegúrese siempre de que el soporte del asiento esté correctamente bloqueado y que el bastidor no se mueva.
- Verifique siempre que los tubos de las empuñaduras estén bien fijados dentro del tubo de soporte principal mediante el botón de bloqueo, para evitar que se deslicen accidentalmente bajo presión.
- Asegúrese siempre de que los accesorios estén correctamente y firmemente instalados antes de cada uso.

Plegado del rollator



1. Ajuste las varillas de soporte de ambos lados a la posición más baja.
2. Tire de la correa de bloqueo situada en el centro del cojín del asiento hasta que los bastidores izquierdo y derecho estén completamente plegados.
3. Sujete los tubos de soporte del asiento a cada lado utilizando las bandas elásticas.

Ajuste de la altura de las empuñaduras de empuje

1. Desbloquee el botón de bloqueo de la empuñadura.
2. Ajuste la altura deseada.



- Ambas empuñaduras deben ajustarse a la misma altura.
- La altura correcta de las empuñaduras debe coincidir con la altura de las caderas del usuario.
- Nunca deje el rollator sin haber activado los frenos.

USO


Verificación inicial :

- En primer lugar, saque el rollator de su embalaje y compruebe (ayudándose de la imagen inferior) que no falta ninguna pieza.
- Si en este momento detecta que falta algún componente o que alguna pieza está dañada, no continúe con el montaje del producto. Contacte inmediatamente con su proveedor.

Contenido del embalaje :

- 1 asiento, 1 bolsa de la compra, 1 manual de instrucciones, 1 mecanismo de soporte principal

Uso de los frenos de mano :




1. PARA DETENER EL ROLLATOR, simplemente tire de las palancas de freno hacia las empuñaduras.
2. PARA PERMANECER INMOVIL, mantenga las palancas de freno en la posición “hacia abajo”.
3. PARA EMPEZAR A AVANZAR, suelte las palancas de freno. Estas bajarán automáticamente y los frenos se desactivarán.



- Siempre debe accionar los frenos cuando no tenga previsto mover el rollator.
- ¡Nunca deje el rollator sin los frenos activados cuando una persona esté sentada en él!
- ¡Nunca deje el rollator en una pendiente sin los frenos activados!
- Siéntese siempre bien derecho cuando esté sentado en el rollator, con los antebrazos o las manos apoyados ligeramente sobre las empuñaduras.
- Nunca se incline hacia atrás cuando esté sentado en el rollator.

Bloqueo/Desbloqueo de los frenos de mano :



1. Para bloquear los frenos, empuje las manetas de freno hacia abajo hasta oír un “clic”.
2. Para desbloquear los frenos, tire de las manetas de freno hacia arriba hasta que note que se aflojan.

Cuando utilice el rollator en posición estacionaria, los frenos de mano SIEMPRE deben estar bloqueados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



La falta de cuidado y mantenimiento de su producto puede provocar lesiones graves.

- Limpie regularmente el andador con agua tibia y un paño suave. No utilice productos abrasivos, detergentes o solventes.
- Seque con un paño suave, limpio y seco.
- Asegúrese de que no se acumule suciedad o residuos alrededor de los frenos o las ruedas.
- No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que podrían dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Lubrique las ruedas con un poco de aceite si éstas chirrían.
- Controle periódicamente el desgaste y la solidez de todos los tornillos y pernos. Reemplace de inmediato todas las piezas rotas, dañadas o desgastadas.
- Asegúrese de que cada parte del andador esté bien fijada en TODO momento.
- Verifique que todos los tornillos estén bien apretados. Si no es así, apriételos según sea necesario.
- En caso de mal funcionamiento, no repare el andador por usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

Lista de control :

Para mantener su rollator en buen estado, compruébelo antes de cada uso y regularmente como se indica a continuación.

Compruebe el artículo	En cualquier momento	Semanalmente	Mensualmente
Estado y funcionamiento de los frenos	X		
Estado y funcionamiento de las ruedas		X	
Estado general del producto		X	
Limpieza	X		
Tornillos y elementos de fijación		X	
Mecanismo de plegado		X	
Estabilidad del bastidor			X

CAMBIO DE PROPIEDAD

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Al transferir el rollator, recuerde dar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. El producto debe ser inspeccionado primero por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que tirarlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

- No guarde su rollator durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Manténgase alejado de todas las llamas y fuentes de chispas.
- Observe las condiciones de almacenamiento y almacenaje de su rollator.
- En un lugar seco y templado
- Proteja su rollator embalándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).
- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ningún peso encima (no coloque ningún objeto demasiado pesado sobre los elementos del rollator, no atasque nada...).
- El rollator es un producto fácilmente plegable, práctico para el transporte. Si es necesario transportarlo, recomendamos plegarlo tal como se indica en la descripción anterior. El rollator debe transportarse de forma estable, sin riesgo de movimientos bruscos o peligrosos del dispositivo.

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	65 cm
Ancho (abierto)	62 cm
Altura total (plegado, en su punto más bajo)	82 cm
Ancho (plegado)	22 cm

Altura de las empuñaduras	Talla L : 78 a 98 cm Talla M : 70 a 90 cm
Dimensiones del asiento	Ancho 46 cm Altura de 56 cm (Talla M) o 62 cm (Talla S)
Peso máximo de uso	136 kg
Peso	5,8 kg con bolsa y respaldo

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los problemas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Poids maximum 136kg
Maximum weight authorized 136kg
Peso máximo permitido 136kg