

**PILULIER SEMAINIER COLOR DOUBLE***Notice d'utilisation***COLOR DOUBLE AM/PM WEEKLY PILL ORGANIZER***User manual***PASTILLERO SEMANAL COLOR DOBLE AM/PM***Manual de instrucciones***ORGANIZADOR DE COMPRIMIDOS SEMANAL COLORIDO
DUPLO AM/PM***Manual de instruções***PORTAPILLOLE SETTIMANALE COLORATO DOPPIO AM/PM***Manuale d'uso***FARBIGER DOPPELTER WÖCHENTLICHER AM/PM-
PILLENDOSIERER***Gebrauchsanweisung***KLEURRIJKE DUBBELE WEKELIJKSE AM/PM-PILLENDOS***Gebruiksaanwijzing***ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ
ΠΡΩΙ/ΒΡΑΔΥ***Οδηγίες χρήσης***KOLOROWY PODWÓJNY TYGODNIOWY ORGANIZER LEKÓW
RANO/WIECZÓR***Instrukcja użytkowania***REF. 817323**

SYMBOLES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
 SYMBOLS APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
 SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA ETIQUETA Y EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
 SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES
 SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO
 SYMBOLE AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
 SYMBOLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
 ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

	Référence du produit <i>Product reference</i> Referencia del producto Referência do produto Riferimento del prodotto Produktreferenz Productreferentie Αναφορά προϊόντος Numer referencyjny produktu	 Respecter les consignes de sécurité <i>Follow the safety instructions</i> Respetar las instrucciones de seguridad Respeitar as instruções de segurança Rispettare le istruzioni di sicurezza Sicherheitsanweisungen beachten De veiligheidsvoorschriften naleven Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
---	--	---

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Pilulier Semainier Color AM/PM révolutionne la gestion des médicaments grâce à son système de verrouillage à ressort innovant et ses compartiments journaliers amovibles. Parfait pour une utilisation à domicile, en voyage ou sur le lieu de travail, ce pilulier vous aide à ne jamais manquer une dose tout en préservant l'intégrité de vos médicaments. Fabriqué en plastique médical sans BPA, il allie durabilité, portabilité et facilité d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : Polyéthylène haute densité (PEHD), approuvé par la FDA pour le contact alimentaire et médicamenteux
- **Dimensions** : 22,8 cm (L) x 11,5 cm (l) x 2,7 cm (H)
- **Poids** : 82 g
- **Capacité** : 14 compartiments (7 jours x 2 prises par jour), pouvant contenir chacun 8 grandes gélules
- **Résistance à la température** : de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Mécanisme breveté à ressort

- Couverts individuels à bouton-poussoir avec système de verrouillage à 3 points
- Conforme à la norme ASTM D3475 sur la sécurité enfant
- 100 % étanche, testé sous une pression de 20 PSI

Gestion biquotidienne

- Marquage AM/PM avec texte en braille en relief pour les malvoyants
- Compartiments codés par couleur (AM : bleu, PM : rouge)

Conception durable

- Matériau 100 % recyclable
- Processus de fabrication neutre en carbone

Facilité de transport

- Modules journaliers détachables pour une utilisation en déplacement
- Poignée intégrée pour un transport aisé
- Compatible avec les pochettes de siège standard des avions

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en place initiale

- Faites coulisser la base du pilulier à l'aide de la prise ergonomique pour le pouce
- Insérez les modules journaliers dans les emplacements prévus

Remplissage des médicaments

- Appuyez sur le bouton à ressort pour ouvrir le compartiment AM ou PM
- Remplissez à l'aide de la cuillère doseuse (vendue séparément)
- Refermez jusqu'à entendre un « clic » audible

Préparation au voyage

- Détachez les modules journaliers nécessaires

GUIDE D'ENTRETIEN

Nettoyage

- Lavez à l'eau tiède savonneuse avec une brosse douce
- Rincez soigneusement et laissez sécher à l'air libre pendant 24 heures

Désinfection

- Faire tremper dans une solution d'alcool isopropylique à 70 % pendant 10 minutes
- Ne pas utiliser d'eau de Javel ni de produits abrasifs

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser si un compartiment présente des fissures ou signes de fragilité

Ne jamais mettre au micro-ondes ou dans un autoclave



Conserver à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur

Remplacer tous les 12 mois pour un fonctionnement optimal

SERVICE CLIENT

Support par email : serviceclient@identites.tm.fr

INNOVATIONS DE CONCEPTION

- **Inclinaison ergonomique** : angle de 15° pour une meilleure visibilité des compartiments
- **Base antidérapante** : pieds en caoutchouc texturé empêchant tout glissement
- **Protection UV** : additif intégré bloquant 99 % des rayons UV nocifs

IDÉAL POUR

- Personnes âgées nécessitant un rappel biquotidien de prise de médicaments
- Patients diabétiques gérant insuline et comprimés
- Sportifs suivant une routine de suppléments
- Personnes allergiques nécessitant un antihistaminique quotidien
- Voyageurs d'affaires souhaitant maintenir leur routine de santé



INSTRUCTIONS MANUAL

EN

PRODUCT OVERVIEW

The Color AM/PM Weekly Pill Organizer revolutionizes medication management with its innovative spring-lock system and removable daily compartments. Ideal for home use, travel, or workplace settings, this organizer ensures you never miss a dose while maintaining medication integrity. Crafted from medical-grade BPA-free plastic, it combines durability, portability, and user-friendly design.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Material:** High-density polyethylene (HDPE), FDA-approved for food/medicine contact
- **Dimensions:** 9"L x 4.5"W x 1.1"H (22.8cm x 11.5cm x 2.7cm)
- **Weight:** 0.18lb (82g)
- **Capacity:** 14 compartments (7 days x 2 times daily), each holding 8 large capsules
- **Temperature Resistance:** -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

KEY FEATURES

Patented Spring-Lock Mechanism

- Individual push-button lids with 3-point locking system
- Meets ASTM D3475 child-resistant standards

- 100% leak-proof tested under 20 PSI pressure

Dual-Time Management

- AM/PM labeling with raised Braille text for visually impaired users
- Color-coded compartments (AM: blue, PM: red)

Sustainable Design

- 100% recyclable material
- Carbon-neutral manufacturing process

Portability Features

- Detachable daily modules for on-the-go use
- Built-in handle for easy carrying
- Fits standard airline seatback pockets

USAGE INSTRUCTIONS

Initial Setup

- Slide open the organizer base using the ergonomic thumb grip
- Insert daily modules into the corresponding slots

Medication Loading

- Press the spring button to open the AM/PM compartment
- Load medications using the included dosing scoop (sold separately)
- Close lid until you hear a audible "click"

Travel Preparation

- Detach required daily modules

MAINTENANCE GUIDE

Cleaning

- Wash with warm soapy water using a soft brush
- Rinse thoroughly and air dry for 24 hours

Disinfection

- Soak in 70% isopropyl alcohol solution for 10 minutes
- Avoid using chlorine bleach or abrasive cleaners

SAFETY WARNINGS

Do not use if any compartment shows signs of stress cracking

Never microwave or autoclave the organizer

Store away from direct sunlight and heat sources

Replace every 12 months for optimal performance



CUSTOMER SERVICE

Email Support : serviceclient@identites.tm.fr

DESIGN INNOVATIONS

- **Ergonomic Angle:** 15° tilt for easy viewing of compartments
- **Anti-Slip Base:** Textured rubber feet prevent sliding on surfaces
- **UV Protection:** Built-in additive blocks 99% of harmful UV rays

IDEAL FOR

- Elderly requiring twice-daily medication reminders
- Diabetic patients managing insulin and pills
- Fitness enthusiasts tracking supplements
- Allergy sufferers needing daily antihistamines
- Business travelers maintaining health routines



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SP

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El Pastillero Semanal Color AM/PM revoluciona la gestión de medicamentos gracias a su innovador sistema de cierre con resorte y a sus compartimentos diarios extraíbles. Perfecto para uso doméstico, en viajes o en el lugar de trabajo, este pastillero le ayuda a no olvidar ninguna toma, manteniendo al mismo tiempo la integridad de sus medicamentos. Fabricado con plástico médico sin BPA, combina durabilidad, portabilidad y facilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Material:** Polietileno de alta densidad (HDPE), aprobado por la FDA para contacto con alimentos y medicamentos
- **Dimensiones:** 22,8 cm (L) x 11,5 cm (An) x 2,7 cm (Al)
- **Peso:** 82 g
- **Capacidad:** 14 compartimentos (7 días x 2 tomas diarias), cada uno con capacidad para 8 cápsulas grandes
- **Resistencia a la temperatura:** de -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Mecanismo patentado con resorte

- Tapas individuales con botón de presión y sistema de cierre en 3 puntos
- Cumple con la norma ASTM D3475 de seguridad infantil
- 100 % hermético, probado a una presión de 20 PSI

Gestión de doble toma diaria

- Marcado AM/PM con texto en braille en relieve para personas con discapacidad visual
- Compartimentos codificados por color (AM: azul, PM: rojo)

Diseño sostenible

- Material 100 % reciclable
- Proceso de fabricación neutro en carbono

Facilidad de transporte

- Módulos diarios desmontables para uso en movimiento
- Asa integrada para transporte cómodo
- Compatible con los bolsillos estándar de los asientos de avión

INSTRUCCIONES DE USO

Instalación inicial

- Deslice la base del pastillero utilizando el agarre ergonómico para el pulgar
- Inserte los módulos diarios en las ranuras correspondientes

Carga de medicamentos

- Presione el botón con resorte para abrir el compartimento AM o PM

- Rellene con la cuchara dosificadora (se vende por separado)
- Cierre la tapa hasta oír un “clic” audible

Preparación para el viaje

- Desmante los módulos diarios necesarios

GUÍA DE MANTENIMIENTO

Limpieza

- Lave con agua tibia y jabón usando un cepillo suave
- Enjuague bien y deje secar al aire durante 24 horas

Desinfección

- Sumérjalo en una solución de alcohol isopropílico al 70 % durante 10 minutos
- No utilice lejía ni limpiadores abrasivos

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



No utilice el pastillero si algún compartimento presenta grietas o signos de debilidad
 No poner en microondas ni esterilizar en autoclave
 Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor
 Sustituir cada 12 meses para un rendimiento óptimo

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Soporte por correo electrónico: serviceclient@identites.tm.fr

INNOVACIONES DE DISEÑO

- **Inclinación ergonómica:** ángulo de 15° para una mejor visibilidad de los compartimentos
- **Base antideslizante:** pies de goma texturizados que evitan el deslizamiento
- **Protección UV:** aditivo integrado que bloquea el 99 % de los rayos UV nocivos

IDEAL PARA

- Personas mayores que necesitan recordatorios de medicación dos veces al día
- Pacientes diabéticos que gestionan insulina y comprimidos
- Deportistas que siguen rutinas de suplementos
- Personas alérgicas que requieren antihistamínicos diarios
- Viajeros de negocios que desean mantener su rutina de salud



MANUAL DE INSTRUÇÕES POR

VISÃO GERAL DO PRODUTO

O Organizador de Comprimidos Semanal Colorido AM/PM revoluciona a gestão de medicamentos com seu inovador sistema de travamento por mola e compartimentos diários removíveis. Ideal para uso doméstico, em viagens ou no ambiente de trabalho, este organizador garante que você nunca perca uma dose, mantendo a integridade dos medicamentos. Fabricado em plástico de grau médico livre de BPA, combina durabilidade, portabilidade e um design fácil de usar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Material:** Polietileno de alta densidade (PEAD), aprovado pela FDA para contato com alimentos/medicamentos

- **Dimensões:** 22,8 cm (C) x 11,5 cm (L) x 2,7 cm (A)
- **Peso:** 82 g (0,18 lb)
- **Capacidade:** 14 compartimentos (7 dias x 2 doses diárias), cada um com capacidade para 8 cápsulas grandes
- **Resistência à temperatura:** de -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Mecanismo de Travamento por Mola Patenteado

- Tampas individuais com botão de pressão e sistema de travamento em 3 pontos
- Atende aos padrões de resistência infantil ASTM D3475
- 100% à prova de vazamentos, testado sob pressão de 20 PSI

Gestão de Dupla Dosagem Diária

- Marcação AM/PM com texto em braile em relevo para usuários com deficiência visual
- Compartimentos com codificação por cores (AM: azul, PM: vermelho)

Design Sustentável

- Material 100% reciclável
- Processo de fabricação com neutralidade de carbono

Portabilidade

- Módulos diários destacáveis para uso em movimento
- Alça integrada para facilitar o transporte
- Cabe nos bolsos padrão dos assentos de avião

INSTRUÇÕES DE USO

Configuração Inicial

- Deslize a base do organizador utilizando a empunhadura ergonômica para o polegar
- Insira os módulos diários nos compartimentos correspondentes

Carregamento de Medicamentos

- Pressione o botão de mola para abrir o compartimento AM ou PM
- Carregue os medicamentos usando a colher dosadora incluída (vendida separadamente)
- Feche a tampa até ouvir um “clique” audível

Preparação para Viagem

- Desprenda os módulos diários necessários

GUIA DE MANUTENÇÃO

Limpeza :

- Lave com água morna e sabão usando uma escova macia
- Enxágue bem e deixe secar ao ar livre por 24 horas

Desinfecção :

- Mergulhe em solução de álcool isopropílico a 70% por 10 minutos
- Evite usar água sanitária (cloro) ou produtos de limpeza abrasivos

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



Não utilize se qualquer compartimento apresentar rachaduras ou sinais de desgaste. Nunca coloque no micro-ondas ou esterilize em autoclave. Armazene longe da luz solar direta e de fontes de calor. Substitua a cada 12 meses para desempenho ideal.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Suporte por E-mail : serviceclient@identites.tm.fr

INOVAÇÕES DE DESIGN

- **Inclinação Ergonômica:** Inclinação de 15° para facilitar a visualização dos compartimentos
- **Base Antiderrapante:** Pés de borracha texturizados evitam deslizamento em superfícies
- **Proteção UV:** Aditivo incorporado bloqueia 99% dos raios UV prejudiciais

IDEAL PARA

- Idosos que precisam de lembretes de medicação duas vezes ao dia
- Pacientes diabéticos que administram insulina e comprimidos
- Entusiastas do fitness que acompanham suplementos
- Pessoas alérgicas que precisam de anti-histamínicos diários
- Viajantes a negócios que desejam manter sua rotina de saúde



MANUALE D'USO
IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

L'Organizzatore Settimanale di Pillole Colorato AM/PM rivoluziona la gestione dei farmaci grazie al suo innovativo sistema di chiusura a molla e ai compartimenti giornalieri rimovibili. Ideale per l'uso domestico, in viaggio o sul posto di lavoro, questo organizzatore garantisce che non si perda mai una dose, preservando l'integrità dei farmaci. Realizzato in plastica di grado medico priva di BPA, unisce resistenza, portabilità e facilità d'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Materiale:** Polietilene ad alta densità (HDPE), approvato dalla FDA per il contatto con alimenti/farmaci
- **Dimensioni:** 22,8 cm (L) x 11,5 cm (P) x 2,7 cm (A)
- **Peso:** 82 g (0,18 lb)
- **Capacità:** 14 scomparti (7 giorni x 2 dosi al giorno), ciascuno con capienza per 8 capsule grandi
- **Resistenza alla temperatura:** da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Meccanismo brevettato a molla

- Coperchi singoli con pulsante e sistema di chiusura a 3 punti
- Conforme agli standard ASTM D3475 per la resistenza ai bambini
- 100% a tenuta stagna, testato a una pressione di 20 PSI

Gestione AM/PM

- Etichettatura AM/PM con testo in braille in rilievo per utenti ipovedenti
- Scomparti codificati a colori (AM: blu, PM: rosso)

Design sostenibile

- Materiale 100% riciclabile
- Processo di produzione a impatto zero di carbonio

Caratteristiche di portabilità

- Moduli giornalieri staccabili per l'uso fuori casa
- Manico integrato per un facile trasporto
- Si adatta alle tasche standard dei sedili aerei

ISTRUZIONI PER L'USO

Configurazione iniziale

- Fate scorrere la base dell'organizzatore utilizzando l'impugnatura ergonomica per il pollice
- Inserite i moduli giornalieri negli appositi alloggiamenti

Caricamento dei farmaci

- Premete il pulsante a molla per aprire il compartimento AM o PM
- Inserite i farmaci utilizzando il cucchiaino dosatore incluso (venduto separatamente)
- Chiudete il coperchio finché non sentite un "clic" udibile

Preparazione al viaggio

- Staccate i moduli giornalieri necessari

GUIDA ALLA MANUTENZIONE

Pulizia :

- Lavare con acqua tiepida e sapone usando una spazzola morbida
- Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria per 24 ore

Disinfezione :

- Immergere in una soluzione di alcol isopropilico al 70% per 10 minuti
- Evitare l'uso di candeggina al cloro o detergenti abrasivi

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Non utilizzare se uno scomparto mostra crepe o segni di deterioramento

Non mettere mai nel microonde o in autoclave
Conservare lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore
Sostituire ogni 12 mesi per garantire prestazioni ottimali

ASSISTENZA CLIENTI

Supporto via email: serviceclient@identites.tm.fr

INNOVAZIONI DI DESIGN

- **Inclinazione ergonomica:** angolo di 15° per una visualizzazione facilitata degli scomparti
- **Base antiscivolo:** piedini in gomma testurizzata per evitare lo scivolamento
- **Protezione UV:** additivo integrato che blocca il 99% dei raggi UV dannosi

IDEALE PER

- Anziani che necessitano di promemoria per l'assunzione di farmaci due volte al giorno
- Pazienti diabetici che gestiscono insulina e compresse
- Appassionati di fitness che monitorano l'assunzione di integratori
- Persone allergiche che necessitano di antistaminici quotidiani
- Viaggiatori d'affari che desiderano mantenere la propria routine di salute



GEBRAUCHSANWEISUNG

AL

PRODUKTÜBERSICHT

Der Farbige AM/PM Wöchentliche Pillenorganizer revolutioniert das Medikamentenmanagement durch sein innovatives Federverriegelungssystem und die herausnehmbaren Tagesfächer. Ideal für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder am Arbeitsplatz sorgt dieser Organizer dafür, dass keine Dosis vergessen wird und die Integrität der Medikamente erhalten bleibt. Hergestellt aus BPA-freiem Kunststoff in medizinischer Qualität, vereint er Langlebigkeit, Tragbarkeit und benutzerfreundliches Design.

TECHNISCHE DATEN

- **Material:** Hochdichtes Polyethylen (HDPE), von der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln/Medikamenten zugelassen
- **Maße:** 22,8 cm (L) x 11,5 cm (B) x 2,7 cm (H)
- **Gewicht:** 82 g (0,18 lb)
- **Kapazität:** 14 Fächer (7 Tage x 2 Einnahmezeiten), jeweils geeignet für 8 große Kapseln
- **Temperaturbeständigkeit:** von -20 °C bis 60 °C (von -4 °F bis 140 °F)

HAUPTMERKMALE

Patentiertes Federverriegelungssystem

- Einzelne Deckel mit Druckknopf und 3-Punkt-Verriegelung
- Entspricht der ASTM D3475-Norm für Kindersicherheit
- 100 % auslaufsicher, getestet bei einem Druck von 20 PSI

Verwaltung von zwei Einnahmezeiten täglich

- AM/PM-Kennzeichnung mit erhabener Brailleschrift für sehbehinderte Nutzer
- Farbcodierte Fächer (AM: Blau, PM: Rot)

Nachhaltiges Design

- 100 % recycelbares Material
- CO₂-neutraler Herstellungsprozess

Mobilitätsmerkmale

- Abnehmbare Tagesmodule für unterwegs
- Integrierter Griff für einfaches Tragen
- Passend für Standard-Flugzeugsitztaschen

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ersteinrichtung

- Schieben Sie die Basis des Organizers mit dem ergonomischen Daumengriff auf
- Setzen Sie die Tagesmodule in die vorgesehenen Fächer ein

Befüllen der Fächer

- Drücken Sie den Federknopf, um das AM- oder PM-Fach zu öffnen
- Füllen Sie die Medikamente mit dem Dosierlöffel ein (separat erhältlich)
- Schließen Sie den Deckel, bis ein hörbares "Klick" ertönt

Reisevorbereitung

- Entnehmen Sie die benötigten Tagesmodule

PFLEGEHINWEISE

Reinigung

- Mit warmem Seifenwasser und einer weichen Bürste reinigen
- Gründlich abspülen und 24 Stunden an der Luft trocknen lassen

Desinfektion

- 10 Minuten lang in eine Lösung aus 70 % Isopropylalkohol einlegen
- Keine chlorhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden

SICHERHEITSHINWEISE



Nicht verwenden, wenn ein Fach Risse oder andere Beschädigungen aufweist
 Nicht in der Mikrowelle oder im Autoklaven erhitzen
 Von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fernhalten
 Alle 12 Monate austauschen, um optimale Leistung zu gewährleisten

KUNDENSERVICE

E-Mail-Support : serviceclient@identites.tm.fr

DESIGNINNOVATIONEN

- **Ergonomischer Neigungswinkel:** 15° Neigung zur besseren Sichtbarkeit der Fächer
- **Rutschfeste Basis:** Strukturierte Gummifüße verhindern ein Verrutschen
- **UV-Schutz:** Integrierter Zusatzstoff blockiert 99 % der schädlichen UV-Strahlen

IDEAL FÜR

- Senioren, die tägliche Erinnerung an Medikamente benötigen
- Diabetiker zur Verwaltung von Insulin und Tabletten
- Fitness-Enthusiasten, die Nahrungsergänzungsmittel einnehmen
- Allergiker mit täglichem Antihistaminikum-Bedarf
- Geschäftsreisende, die ihre Gesundheitsroutine beibehalten möchten

GEbruIKSAANWIJZING

NL

PRODUCTOVERZICHT

De Kleurige AM/PM Wekelijkse Pillendoos revolutioneert het medicatiebeheer dankzij het innovatieve veersluitsysteem en de uitneembare dagcompartimenten. Ideaal voor thuisgebruik, op reis of op de werkplek, zorgt deze organizer ervoor dat u nooit een dosis mist en tegelijkertijd de integriteit van uw medicatie behoudt. Gemaakt van BPA-vrije kunststof van medische kwaliteit, combineert het product duurzaamheid, draagbaarheid en gebruiksgemak.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Hoogwaardig polyethyleen (HDPE), goedgekeurd door de FDA voor contact met voedsel en medicijnen
- **Afmetingen:** 22,8 cm (L) x 11,5 cm (B) x 2,7 cm (H)
- **Gewicht:** 82 g (0,18 lb)
- **Capaciteit:** 14 compartimenten (7 dagen x 2 innames per dag), elk geschikt voor 8 grote capsules
- **Temperatuurbestendigheid:** van -20 °C tot 60 °C (van -4 °F tot 140 °F)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Gepatenteerd veersluitsysteem

- Individuele deksels met drukknop en 3-punts vergrendeling
- Voldoet aan ASTM D3475-normen voor kinderveiligheid
- 100% lekvrij, getest onder een druk van 20 PSI

Twee dagelijkse innamemomenten

- AM/PM-markering met verhoogde braille voor slechtzienden
- Compartimenten met kleurcodering (AM: blauw, PM: rood)

Duurzaam ontwerp

- 100% recyclebaar materiaal
- Koolstofneutraal productieproces

Gemakkelijk mee te nemen

- Afneembare dagmodules voor gebruik onderweg
- Ingebouwd handvat voor eenvoudig dragen
- Past in standaard vliegtuigstoeltassen

GEBRUIKSAANWIJZING

Eerste installatie

- Schuif de basis van de pillendoos open met de ergonomische duimgrip
- Plaats de dagmodules in de juiste vakken

Vullen van medicijnen

- Druk op de veerknop om het AM- of PM-compartiment te openen
- Vul met behulp van het bijgeleverde doseerschepje (apart verkrijgbaar)
- Sluit het deksel tot u een hoorbare “klik” hoort

Vorbereiding op reizen

- Verwijder de benodigde dagmodules

ONDERHOUDSHANDLEIDING

Reiniging

- Reinig met warm zeepwater en een zachte borstel
- Grondig afspoelen en 24 uur aan de lucht laten drogen

Desinfectie

- 10 minuten onderdompelen in een oplossing van 70% isopropylalcohol
- Vermijd het gebruik van chloorbleekmiddel of schurende reinigingsmiddelen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Niet gebruiken als een compartiment barsten of slijtage vertoont
 Nooit in de magnetron plaatsen of in een autoclaaf steriliseren
 Buiten bereik van direct zonlicht en warmtebronnen bewaren
 Vervang het product elke 12 maanden voor optimale prestaties

KLANTENSERVICE

E-mailondersteuning : serviceclient@identites.tm.fr

ONTWERPINNOVATIES

- **Ergonomische helling:** 15° kanteling voor beter zicht op de compartimenten
- **Antislipbasis:** Rubberen voetjes met textuur voorkomen verschuiven
- **UV-bescherming:** Ingebouwde toevoeging blokkeert 99% van schadelijke UV-straling

IDEAAL VOOR

- Ouderen die tweemaal daags medicatieherinneringen nodig hebben

- Diabetici die insuline en pillen beheren
- Fitnessliefhebbers die supplementen volgen
- Mensen met allergieën die dagelijks antihistaminica gebruiken
- Zakenreizigers die hun gezondheidsroutine willen behouden



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
GR

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο Έγχρωμος Εβδομαδιαίος Οργανωτής Χαπιών Πρωί/Βράδυ (AM/PM) φέρνει επανάσταση στη διαχείριση φαρμάκων χάρη στο καινοτόμο σύστημα ελατηριωτής κλειδαριάς και τα αποσπώμενα καθημερινά διαμερίσματα. Ιδανικός για χρήση στο σπίτι, στο ταξίδι ή στο χώρο εργασίας, ο οργανωτής αυτός εξασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε ποτέ μία δόση, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα των φαρμάκων σας. Κατασκευασμένος από πλαστικό ιατρικής ποιότητας χωρίς BPA, συνδυάζει ανθεκτικότητα, φορητότητα και ευκολία χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Υλικό:** Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), εγκεκριμένο από τον FDA για επαφή με τρόφιμα/φάρμακα
- **Διαστάσεις:** 22,8 εκ. (Μ) x 11,5 εκ. (Π) x 2,7 εκ. (Υ)
- **Βάρος:** 82 γρ. (0,18 lb)
- **Χωρητικότητα:** 14 διαμερίσματα (7 ημέρες x 2 δόσεις ανά ημέρα), με χωρητικότητα 8 μεγάλων καψουλών το καθένα
- **Αντοχή θερμοκρασίας:** από -20°C έως 60°C (από -4°F έως 140°F)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πατενταρισμένο Σύστημα Κλειδώματος με Ελατήριο

- Ατομικά καπάκια με κουμπί πίεσης και σύστημα τριπλής ασφάλισης
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο παιδικής ασφάλειας ASTM D3475
- 100% στεγανό, δοκιμασμένο υπό πίεση 20 PSI

Διαχείριση Διπλής Λήψης

- Σήμανση AM/PM με ανάγλυφο κείμενο Braille για άτομα με προβλήματα όρασης
- Διαμερίσματα με χρωματική κωδικοποίηση (AM: μπλε, PM: κόκκινο)

Βιώσιμος Σχεδιασμός

- Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμο υλικό
- Ουδέτερη διαδικασία παραγωγής ως προς το αποτύπωμα άνθρακα

Χαρακτηριστικά Φορητότητας

- Αποσπώμενες καθημερινές μονάδες για χρήση εν κινήσει
- Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά
- Χωράει σε τυπικές τσέπες καθίσματος αεροπλάνου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρχική Ρύθμιση

- Σύρετε τη βάση του οργανωτή χρησιμοποιώντας την εργονομική λαβή αντίχειρα
- Τοποθετήστε τις ημερήσιες μονάδες στις αντίστοιχες θέσεις

Γέμισμα Φαρμάκων

- Πιέστε το ελατηριωτό κουμπί για να ανοίξετε το διαμέρισμα AM ή PM
- Γεμίστε με τη δοσομετρική κουτάλα (πωλείται ξεχωριστά)

- Κλείστε το καπάκι μέχρι να ακούσετε ένα καθαρό «κλικ»

Προετοιμασία για Ταξίδι

- Αποσπάστε τις απαραίτητες ημερήσιες μονάδες

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός

- Πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα
- Ξεπλύνετε καλά και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες

Απολύμανση

- Βυθίστε σε διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης 70% για 10 λεπτά
- Αποφύγετε τη χρήση χλωρίνης ή λειαντικών καθαριστικών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Μην το χρησιμοποιείτε αν κάποιο διαμέρισμα παρουσιάζει ρωγμές ή φθορά

Μην το τοποθετείτε ποτέ σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε αυτόκαυστο
Φυλάσσεται μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας

Αντικαταστήστε το κάθε 12 μήνες για βέλτιστη απόδοση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υποστήριξη μέσω email : serviceclient@identites.tm.fr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

- **Εργονομική Κλίση:** Κλίση 15° για εύκολη προβολή των διαμερισμάτων
- **Αντιολισθητική Βάση:** Ανάγλυφα λαστιχένια ποδαράκια που αποτρέπουν την ολίσθηση
- **Προστασία UV:** Ενσωματωμένο πρόσθετο που μπλοκάρει το 99% των επιβλαβών ακτίνων UV

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

- Ηλικιωμένους που χρειάζονται υπενθύμιση φαρμάκων δύο φορές την ημέρα
- Διαβητικούς που διαχειρίζονται ινσουλίνη και χάπια
- Φανατικούς της γυμναστικής που παρακολουθούν τα συμπληρώματά τους
- Αλλεργικούς που λαμβάνουν καθημερινά αντιισταμινικά
- Επιχειρηματίες ταξιδιώτες που διατηρούν τη ρουτίνα υγείας τους



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
POL

OPIS PRODUKTU

Kolorowy Tygodniowy Organizator Leków AM/PM rewolucjonizuje zarządzanie lekami dzięki innowacyjnemu systemowi zamykania na sprężynę oraz wyjmowanym dziennym przegródkom. Idealny do użytku domowego, w podróży lub w miejscu pracy – organizator ten zapewnia, że nie pominiesz żadnej dawki, jednocześnie chroniąc integralność leków. Wykonany z plastiku klasy medycznej, wolnego od BPA, łączy trwałość, mobilność i wygodę użytkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Materiał:** Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), zatwierdzony przez FDA do kontaktu z żywnością i lekami
- **Wymiary:** 22,8 cm (dł.) × 11,5 cm (szer.) × 2,7 cm (wys.)

- **Waga:** 82 g (0,18 funta)
- **Pojemność:** 14 przegródek (7 dni × 2 dawki dziennie), każda mieści 8 dużych kapsułek
- **Odporność na temperatury:** od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

KLUCZOWE FUNKCJE

Opatentowany mechanizm sprężynowy

- Indywidualne pokrywki z przyciskiem i systemem 3-punktowego zamknięcia
- Spełnia normy odporności na otwieranie przez dzieci ASTM D3475
- 100% szczelności – przetestowany pod ciśnieniem 20 PSI

Zarządzanie podwójnym dawkowaniem (AM/PM)

- Oznaczenia AM/PM z wypukłym tekstem w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących
- Kolorystyczne rozróżnienie przegródek (AM: niebieski, PM: czerwony)

Zrównoważony design

- Wykonany w 100% z materiałów nadających się do recyklingu
- Proces produkcyjny neutralny węglowo

Funkcje mobilne

- Odłączane modułyienne do użytku w podróży
- Wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Mieści się w standardowych kieszeniach foteli lotniczych

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pierwsze uruchomienie

- Przesuń podstawę organizera za pomocą ergonomicznego uchwytu na kciuk
- Włóż modułyienne do odpowiednich miejsc

Ładowanie leków

- Naciśnij przycisk sprężynowy, aby otworzyć przegródkę AM lub PM
- Napełnij przy użyciu miarki do dawkowania (sprzedawana oddzielnie)
- Zamknij pokrywkę, aż usłyszysz wyraźne „kliknięcie”

Przygotowanie do podróży

- Odłącz potrzebne modułyienne

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Czyszczenie

- Myć ciepłą wodą z mydłem za pomocą miękkiej szczoteczki
- Dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny

Dezynfekcja

- Zanurzyć w 70% roztworze alkoholu izopropylowego na 10 minut
- Unikać wybielaczy chlorowych i środków ściernych

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA



Nie używać, jeśli jakkolwiek przegródka wykazuje pęknięcia lub oznaki uszkodzenia
 Nie używać w kuchence mikrofalowej ani w autoklawie
 Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
 Wymieniać co 12 miesięcy dla zachowania optymalnej wydajności

OBSŁUGA KLIENTA

Wsparcie mailowe : serviceclient@identites.tm.fr

INNOWACJE W PROJEKCIE

- **Ergonomiczny kąt nachylenia:** 15° ułatwiający wgląd do przegródek
- **Antypoślizgowa podstawa:** Gumowe, teksturowane nóżki zapobiegają przesuwaniu
- **Ochrona UV:** Wbudowany dodatek blokujący 99% szkodliwego promieniowania UV

IDEALNY DLA

- Osób starszych potrzebujących przypomnień o dawkowaniu dwa razy dziennie
- Pacjentów z cukrzycą zarządzających insuliną i tabletkami
- Osób aktywnych fizycznie śledzących suplementację
- Osób z alergiami wymagających codziennych leków przeciwhistaminowych
- Osób podróżujących służbowo, dbających o regularność leczenia

Distribué par :
Distributed by :
Distribuido por :

Distribuído por :
Distribuito da :
Vertrieben von :

Gedistribueerd door :
Διανεμήθηκε από :
Dystrybuowane przez :

Identités

*ZA Pole 49 Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
FRANCE
serviceclient@identites.tm.fr*