



**PINCE DE PREHENSION ERGO
REACHER 76 CM**

Notice d'utilisation



ERGO REACHER CLAMP 76 CM

Instructions manual



**PINZA ERGONOMICA PER
RAGGIUNGERE 76 CM**

Manuale di istruzioni

REF. 817068

DESCRIPTION PRODUIT



1. Poignée
2. Gâchette
3. Griffes Supérieure
4. Griffes Inférieure
5. Tube

UTILISATION

- Prenez l'outil de préhension dans votre main et testez la fonction de préhension en tirant sur la poignée avec vos doigts.
- L'ouverture de l'outil de préhension devrait se fermer.
- L'outil de préhension est destiné à un usage général.
- La poignée est facile à manipuler.
- Avec le crochet situé à l'extrémité supérieure avant de l'outil de préhension, vous pouvez ramasser des objets légers tels qu'un trousseau de clés ou un sac.
- Il y a un aimant à l'extrémité de l'outil de préhension.
- Cela peut vous aider à ramasser des pièces de monnaie, des aiguilles, des trombones, une clé, etc.
- La tête (pinces) de l'outil de préhension peut être tournée par incréments de 90° et peut être ajustée en position pour une meilleure prise ou pour atteindre un objet, en fonction de son utilisation.
- La douleur qui survient lorsque le poignet est tourné peut donc être évitée.

CARACTERIQUES TECHNIQUES

Longueur	76cm
Epaisseur du tube	14cm
Poids	190g
Matériau	Poignée + griffe inférieure : PP Gâchette : ABS Tube : Aluminium Griffe supérieure : PP + TPE



INSTRUCTIONS MANUAL

EN

Please read the instructions carefully before using the pick up tool.

PRODUCT DESCRIPTION



1. Handle
2. Trigger
3. Up Paw
4. Down Paw
5. Tube

USE

- Take the grip aid in your hand and test the gripping function by pulling the handle together with your fingers.
- The opening of the grip aid should close.
- The grip aid is intended for general use.
- The handle is easy to operate.
- With the hook at the front upper end of the gripping aid you can pick up light objects such as a bunch of keys or a bag.
- There is a magnet in the tip of the gripping aid.
- This can help you to pick up coins, needles, paper clips, a key, etc.
- The head (pincers) of grip aid can be rotated in 90° increments and can be adjusted in position to better grip or reach an object, depending on how it is being used.
- Pain that occurs when the wrist is rotated can therefore be avoided.

FEATURES TECHNICAL

Length	76cm
Tube diameter	14cm
Weight	190g
Material	Handle + down paw: PP Trigger : ABS Tube : Aluminium Up paw: PP + TPE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo strumento di raccolta.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1. Manico
2. Grilletto
3. Zampa Superiore
4. Zampa Inferiore
5. Tubo

UTILIZZO

- Prendete il dispositivo di presa con la mano e testate la funzione di presa tirando il manico insieme alle dita.
- L'apertura del dispositivo di presa dovrebbe chiudersi.
- Il dispositivo di presa è destinato a un uso generale.
- Il manico è facile da azionare.
- Con il gancio all'estremità superiore anteriore del dispositivo di presa, è possibile raccogliere oggetti leggeri come un mazzo di chiavi o una borsa.
- Nella punta del dispositivo di presa c'è un magnete.
- Questo può aiutarvi a raccogliere monete, aghi, graffette, una chiave, ecc.
- La testa (pinze) del dispositivo di presa può essere ruotata in incrementi di 90° e può essere regolata in posizione per una migliore presa o per raggiungere un oggetto, a seconda di come viene utilizzata.
- In questo modo si evita il dolore che si verifica quando il polso viene ruotato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	76cm
Diametro del tubo	14cm
Peso	190g
Materiale	Manico + zampa inferiore : PP Grilletto : ABS Tube : Alluminio Zampa superiore: PP + TPE